

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
Nr. Repertorio MDR: 2351682

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
★ accessori a listino
◆ accessori a N.T. con maggiorazione



XLR8

☐ XLR8 CON ASSE FISSO ☐ XLR8 CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile ☐ 34* ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

* con L34 raccomandato sedile dritto e anteriore dritto, vedi ②4



Colore telaio

- ☐ Alluminio lucido ☐ Nero opaco

☐ Colore.....
(vedi catalogo "Colori")

- ☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

Rivestimenti:

Schienale

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
Rigido in carbonio
- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Schienale saldato
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:


★ SAMEKH (scheda a parte)

★ altro schienale posturale

Colore rivestimenti


- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
rosso, grigio

Pedana Unica Tubolare (nero opaco) ④



☐ Aperta


☐ Chiusa in carbonio




☐ Chiusa regolabile

(aperta o chiusa
solo con ANTERIORE DRIOTTO)


Maniglie di spinta




☐ Senza maniglie



☐ Maniglie fisse




☐ Maniglie regolabili
in altezza




☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale ⑥




- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 12 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑦



- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio ⑧



☐ 83° = standard


Campanatura ruote posteriori ⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

Antiribaltamento girevole ⑩

★ Destro

★ Sinistro



Salva abiti ⑪



☐ Salva abiti fisso
(ala in fibra di carbonio)



☐ Estraibile
(CRB con ala)



☐ Salva abiti fisso
(carbonio dritto)



☐ Estraibile
(CRB dritto)

☐ Bracciolo a "L"
regolabile in altezza
da 22 cm a 28 cm
estraibile

- ☐ Ribaltabile
☐ Fisso (std)



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni ⑬



☐ a Scomparsa

☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

Schienale ⑭


☐ Schienale **abbattibile** (std)
NB: richiede salva abiti estraibile

☐ Schienale **saldato**
NB: richiede salva abiti fisso

Archetto schienale ⑮

☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 21mm.

☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm;



Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
gennaio 2024

XLR8

Rivenditore

Ruote posteriori

16

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Liscie
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Piene 24" non disponibili su
KIK nere ruote Ultralight

Corrimano

17

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAAL allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

18

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
☆ Fantasia 25"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
tappi e forcelle)

20

- ☐ Nero (std)
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Ruotine anteriori

19

- ☐ 80 (3") piene L 25 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
☐ 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Tasche

22



☐ Tasca sedile



☆ Portaoggetti




☐ Tasca schienale

Cuscino foderato

in poliuretano espanso

23



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm



Opzioni



- 25 ☐ Velcro universale (M+F)
26 ☐ Velcro "M" (per VICAIR)
27 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
28 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ◇ Bretellaggio
31 ◇ Cintura pettorale
32 ○ Tasca portacatetere
33 ☆ Pompetta per pneumatici
34 ☆ Cinghia pelvica a 45°
35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
36 ☆ Zainetto nero
37 ☆ Protezioni anteriori

☐ SEBILE DRITTO & ANTERIORE a V (combinazione standard)



(all'anteriore a V
deve essere abbinata
la **pedana regolabile
in inclinazione**)



☐ SEBILE DRITTO & ANTERIORE DRITTO



(l'anteriore dritto
è compatibile con tutti
e tre i modelli di
pedana proposti)

☐ SEBILE che si RESTRINGE davanti & ANTERIORE DRITTO


24



(Il sedile che si restringe
sul davanti è raccomandato
a partire da L 36cm)

(l'anteriore dritto
è compatibile con tutti
e tre i modelli di
pedana proposti)

☐ SEBILE che si RESTRINGE davanti & ANTERIORE a V



(Il sedile che si restringe
sul davanti è raccomandato
a partire da L 36cm)

(all'anteriore a V
deve essere abbinata
la **pedana regolabile
in inclinazione**)

○Apertura telaio anteriore personalizzata (** distanza tra interno tubi)cm

Note