

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio MDR: 2351685

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a listino
 ◆ accessori a N.T. con maggiorazione

ZODIAC

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☒ 40 ☐ 42 ☐ 44
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

Colore telaio


①

- ☐ Nero opaco ☐ Bianco perlato
☐ Nero lucido ☐ Grigio metallizzato
☐ Altro colore:..... (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo


Rivestimento schienale

②

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **AMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro:.....

**Pedana unica tubolare**


③



- ☐ Aperta ☐ Chiusa in carbonio reg. in inclinaz.

Maniglie di spinta


④



- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili in altezza

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑤



- ☐ 7 cm ☐ 13 cm
☒ 9 cm (standard) ☐ 15 cm
☐ 11 cm

Inclinazione schienale (regolabile)


⑥



- ☐ 89°
☒ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑦



- ☐ 83° (standard) (A = 16 cm)
☐ 75° (A = 23 cm)

Campanatura ruote post.

⑧

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑨



- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio fissa ☐ Alluminio dritto
☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio estraibile

Bracciolo a "L" estraibile - h 22 cm ribaltabile

⑩

**Appoggiagomito**

- ☐ Tubolare
☐ Diritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

⑪


- ☐ Standard

- ☐ a Scomparsa

- ☐ Composite

Antiribaltamento girevole

⑫



- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Note

I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Opzioni fuori scheda a pagamento e soggette a valutazione tecnica.
 I prezzi fanno riferimento al listino prezzi in vigore

Rivenditore

Ruote posteriori

⑬

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- ☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta pressione Liscie 24"
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run
- ☐ Pieni KIK 24" neri - non disp. su ruote Ultralight

Corrimano

⑭

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio cromato 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAAL allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone


OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

15

- ☆ Trasparenti 24"
 - ☆ Neri 24"
 - ☆ Fantasia 24"
- codice:
- (vedi catalogo copriragghi Fantasia)

- ☐ Standard: P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 21mm.
- ☐ Altro: P.....cm;
H.....cm;




Ruotine anteriori

16


- ☐ 80 (3") piene L 25 mm
- ☐ 80 (3") piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- ☐ 150 (6") pneumatiche
- ☐ 150 (6") piene

Tasche

18



- ☐ Tasca sedile



- ☆ Portaoggetti



- ☐ Tasca schienale

Cuscino foderato

in poliuretano espanso

19



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato

20

(Cerchi ruote post.& mozzi light 24",
supporto spondine e forcelle)

- ☐ Nero
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Opzioni

- 21 ☐ Velcro universale (M+F)
- 22 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 23 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 24 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 25 ☒ Cuscino rigido imbottito h 5
- 26 ☒ Bretellaggio
- 27 ☒ Cintura pettorale
- 28 ☒ Divaricatore a fasce
- 29 ☐ Tasca portacatetere
- 30 ☆ Dx ☆Sx Portastampella
- 31 ☆ Pompetta per pneumatici
- 32 ☆ Set portavaligia
- 33 ☆ Cinghia pelvica a 45°
- 34 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 35 ☆ Zainetto nero
- 36 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
.....
- ☐ Schienale posturale **Samekh**
.....
- ☐ Schienale posturale **Nxt**

Note

[illegible]