

Ordine N° _____

Preventivo

Data _____

Firma _____

Rif.cliente _____

Peso utente kg _____
(compilazione necessaria)

Rivenditore

PAG. 1/2

giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012
Nr. Repertorio MDR: 2295045

Legenda

☐ di serie

☒ accessori a listino

☒ accessori con maggiorazione

L Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48

P Profondità Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☒40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50

HS Altezza Schienale ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41

HA Altezza Sedile Anteriore ☐42 ☐43 ☐44 ☐46 ☐48 ☒50

HP Altezza Sedile Posteriore ☐38 ☐40 ☐42 ☒44 ☐46

DP Distanza Sedile Pedana ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47

cm

ALHENA

telaio in titanio
crash-tested

Colore telaio

☐ Titanio lucido

☐ Nero opaco

☐ Antracite lucido

☐ Titanio naturale

☐ Colore.....a partire da:
(vedi catalogo "Colori")

Rivestimento schienale

☐ Schienale in nylon tensionabile

☐ Schienale in tessuto traspirante

☐ Senza telo schienale

Schienale posturale: ☒AMEKH (scheda a parte)

Colore rivestimenti

☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)

☐ Colore per telo sedile e schienale in Nylon tensionabile
disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro

☐ Colore per schienale traspirante
disponibili: rosso, grigio

☐ Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)

☐ Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)

☐ Pedana estraibile

☐ 84° (std)

☐ 76°

(misure indicative)

Anteriori

☐ STANDARD

☐ Y
(solo con pedana non estraibile)

Unica chiusa in carbonio
(non automatica, chiusura a SX)

◇ Cinturini fermapiedi

Chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio (max L46) per L48

◇ Cinturini fermapiedi

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

☐ posizionato in avanti

☐ posizionato indietro

◇ Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

☐ posizionato in avanti

☐ posizionato indietro

☐ Apribile verso l'esterno

◇ Cinturini fermapiedi

Unica tubolare aperta in titanio

Unica tub.in titanio chiusa (in carbonio)

☐ posizionata in avanti

☐ posizionata indietro (default)

Salva abiti

☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio

☐ Plastica

☐ Alluminio curvo in tinta o nero

☐ Alluminio dritto in tinta o nero

Bracciolo sport estraibile h. 22 cm ribaltabile

Appoggiagomito

☐ Tubolare

☐ Classico (lungo 23 cm)

Bracciolo a "L" ribaltabile,regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm (estraibile, aperto con salvabiti)

☐ Non estraibile

Appoggiagomito

☐ Tubolare

☐ Dritto (lungo 26 cm)

☐ Classico (lungo 23 cm)

☐ Classico (lungo 30 cm)

Ruote Posteriori

☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere

☐ 24" Light (24 raggi)

☐ 22" Light (24 raggi)

☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento o nero

☐ 24" (36 raggi)

☐ 24" Mountain-bike cop.Citybike

☐ 24" Mountain-bike cop.Offroad

☐ 24" Spinergy

☐ 25" Spinergy

☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

☐ Pneum. Marathon Plus 24"/25"

☐ Pn.Marathon Plus 22"

☐ Pneum. alta press. Scolpite 24"

☐ Pneum. alta press. Lisce

☐ Piene KJK 24" nere (non disp.con Ultralight)

Corrimano

☐ Alluminio chiaro

☐ Alluminio scuro

☐ Acciaio lucido 22/24"

☐ OVAAL allum.chiaro 22/24"

☐ OVAALS allum.scuro 24"

☐ OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"

☐ Titanio

☐ Gommato (a fusione)

☐ CL CURVE L 24" neri

☐ CL CURVEL TETRAGRIP gomm. 24"

☐ CL QUADRO gommati neri 24"

☐ CL GEKKO neri 24"

☒ Copricorr. in silicone

Solo OVAAL all.chiaro disponibili con Star 6x3 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3 CB e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Mod. OFALHR12IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com

ALHENA

Note ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	Opzioni 26 ☐ Velcro universale (M+F) 27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR) 28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile 29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile 30 ☐ Pattina di unione sedile-schienale (di serie) 31 ☐ Bretellaggio 32 ☐ Cintura pettorale 33 ☐ Divaricatore a fasce 34 ☐ Tasca portacatetere 35 ☐ Barra tenditrice 36 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing. 37 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Dop. 38 ☆ Pompetta per pneumatici 39 ☆ Set portavaligia 40 ☆ Cinghia pelvica a 45° 41 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45° 42 ☆ Zainetto nero 43 ☆ Protezioni anteriori 44 ☐ Telaio rinforzato (portata 100-120Kg)	Configurazione da 9,7 kg - Carrozzina 38x40x31 cm - Rivestimento in nylon - Colore: Titanio lucido - Pedana automatica - Maniglie di spinta fisse - Salva abiti con ala in fibra di carbonio - Freni a scomparsa - Ruote Ultralight - Coperture pneumatiche alta pressione lisce - Corrimano Ultralight - Ruotine anteriori da 100 mm - Senza tasche - Portata massima: 100 kg
Prodotti correlati: ☐ Cuscino posturale Vicair ☐ Schienale posturale Samekh ☐ Schienale posturale Nxt	51 ☐ Adesivi ganci auto <i>crash tested</i>	