

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 22332412


Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ○ accessori con maggiorazione

○ **EOS³ FISSA** ○ **EOS³ CON ASSE REGOLABILE**

L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 cm

EOS³
SNODATA
 telaio in titanio



Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Titanio naturale

(NB: non è possibile verniciare il telaio del modello EOS³)

Rivestimenti:
Sedile

- ☐ Telo sedile avvitato
☐ Rigido in carbonio ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)


Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:


Colore rivestimenti

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili: rosso, grigio


Pedana Unica Tubolare in Titanio



Maniglie di spinta




Distanza tra centro mozzo e schienale




- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 12 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile)




- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio



- ☐ 83° A = 14 cm (standard)




- ☐ 75° A = 19 cm

Campanatura ruote post.


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Antiribaltamento girevole



Salva abiti



- ☐ Salva-abiti fisso con ala in carbonio (supporto tit.nat. o nero)



- ☐ Salva-abiti estraibile con ala in carbonio (supporto tit.nat. o nero)



- Carbonio dritto



- Estraibile

- Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni




- ☐ a Scomparsa
☐ Composite

NB: il tipo di freno potrebbe variare qualora fosse in conflitto con la chiusura della carrozzina

Tasche



- ☐ Tasca sedile



- ☐ Tasca schienale

Archetto schienale

- ☐ Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 19mm.
☐ Altro: P.....cm; H.....cm.



Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

EOS³
SNODATA

Rivenditore

Ruote posteriori

16

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 r.) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni 24" non disponibili su
KIK nere ruote Ultralight

Corrimano

17

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.chiaro disponibili c/ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

18

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24"
supporto spondine fisse e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Ruotine anteriori

19

- ☐ 80 (3") piene NERE L 32 mm
☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cer.all.ARG. L32mm
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cer.all.NERO L32mm
☐ 125 (5"x1.1/4)nere piene cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cer.all.ARG. L32mm
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cer.all.NERO L32mm
☐ 125 (5"x1) piene con luci


Cuscino foderato

in poliuretano espanso

- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm




profilo SEDUTA STANDARD



NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard


profilo SEDUTA ERGONOMICA



SEDILE ADDOTTO

(standard)


23



Sedile addotto
di serie
per larghezze a
partire da 36 cm

SEDILE DRITTO

24



Sedile dritto
su richiesta
eccetto per L 34
dove è di serie


Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Tasca portacatetere
31 ☆ Pompetta per pneumatici
32 ☆ Cinghia pelvica a 45°
33 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
34 ☆ Zainetto nero
35 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)
36 ☆ Borsa portacarrozina
37 ☆ Borsa porta 2 ruote 24"

Fissa da 8,5 kg Regolabile da 8,8 kg

- Carrozina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pneum. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

ANTERIORE DRITTO



- ☐ Telaio dritto con una
apertura anteriore di
.....cm
(sedile addotto su misura)

25

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
☐ Schienale posturale Samekh
☐ Schienale posturale Nxt

Note