

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 22332412

Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ○ accessori con maggiorazione

EOS
 telaio in titanio



○ EOS FISSA

○ EOS CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46(*) ☐ 48(*)
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

(*) da aggiungere eventul.
 telaio rinforzato per portata
 tra 100 e 120Kg

cm



(misura indicativa con P=40 cm)

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
☐ Titanio naturale
☐ Colore.....
 (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimenti:

Schienale

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
☐ Rigido in carbonio
 (solo con profilo seduta standard)
- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Schienale saldato
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:

☆ **SAMEKH** (scheda a parte)

②

Colore rivestimenti

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, grigio

③

Pedana Unica Tubolare in Titanio

④

Maniglie di spinta per accompagnatore


⑤

- ☐ Aperta
 (per anteriore a Y o a U)
- ☐ Chiusa in carbonio
 (per anteriore a Y o a U)
- ☐ Chiusa regolabile
 in inclinazione
 (qualsiasi anteriore)
- ☐ Pedana chiusa alzabile
 all'indietro (piatto in alluminio e
 supporto in titanio)
 (per qualsiasi anteriore)

- ☐ Senza maniglie
- ☐ Maniglie fisse
- ☐ Maniglie regolabili
 in altezza
- ☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro
mozzo e schienale


⑥



- ☐ 9 cm (standard)
☐ 0 cm (biamputati)
☐ 3 cm
☐ 5 cm
- ☐ 7 cm
☐ 11 cm
☐ 12 cm

Inclinazione
schienale (regolabile)


⑦




- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑧



- ☐ 83° A = 14 cm (standard)



- ☐ 75° A = 19 cm

Campanatura ruote post.

⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
- ☐ Alberini Ø12mm (def.) c/bussola 42mm
☐ Alb.Ø1/2"(12,7mm) c/buss.42mm
☐ Alb.Ø1/2"(12,7mm) c/buss.50mm

Antiribaltamento girevole

⑩



- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Salva abiti

⑪

- ☐ Alluminio (anodizzato)
 con ala in fibra di carbonio (salvaab.fisso)
- ☐ Estraibile
 con ala in carbonio
 (supporto tit.nat. o nero)




- ☐ Carbonio dritto



- ☐ Estraibile

- ☐ Bracciolo a "L"
 regolabile in altezza
 da 22 cm a 28 cm
 estraibile e ribaltabile

⑫



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Diritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

⑬

- ☐ a Scomparsa
☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

Tasche


⑭

- ☐ Tasca sedile
- ☆ Porta oggetti
- ☐ Tasca schienale

Archetto schienale

⑮

- ☐ Standard:
 P(archetto) 7,5cm;
 H(archetto) 19cm;
 dia 19mm.
- ☐ Altro:
 P.....cm;
 H.....cm.



Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

Rivenditore

PAG. 2/2
giugno 2026

EOS

Ruote posteriori (16)

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) c.nero
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) c.argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere
- Coperture**
- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni 24" non disponibili su KIK nere ruote Ultralight

Corrimano (17)

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone
- OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.chiaro disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi (18)

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato (20)

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
supporto spondine e forcelle)

- ☐ Nero (std)
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Ruotine anteriori (19)



- ☐ 80 (3") piene NERE L 32 mm
☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all.L 32mm
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all.L 32mm
☐ 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all. ARG.L32mm
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all. NERE L32mm
☐ 125 (5"x1) piene con luci

Cuscino foderato
in poliuretano espanso (21)




Altezza 3 cm
Altezza 5 cm

☐ profilo
SEDUTA
STANDARD


NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard

☐ profilo
SEDUTA
ERGONOMICA (22)☐ SEDILE ADDOTTO (23)

Il sedile addotto, non disponibile per
larghezze inferiori a 36cm, deve essere
abbinato all'anteriore dritto.

☐ SEDILE DRITTO (def.) (24)☐ ANTERIORE A Y (default)☐ ANTERIORE A V

L'anteriore a V deve essere abbinato
alla pedana regolabile in inclinazione chiusa.
NB: non consente sedile addotto.

☐ ANTERIORE DRITTO (25)

(scelta raccomandata per larghezza
seduta 34cm oppure con sedile addotto)

Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina unione (fissata con velcro, di serie)
31 ◇ Bretellaggio
32 ◇ Cintura pettorale
33 ◇ Divaricatore a fasce
34 ☐ Tasca portacatetere
35 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
36 ☆ Pompetta per pneumatici
37 ☆ Set portavaligia
38 ☆ Cintura pelvica a 45°
39 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
40 ☆ Zainetto nero
41 ☆ Protezioni anteriori neopr.

Fissa da 7,5 kg
Regolabile da 7,8 kg

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pnem. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

☐ Apertura telaio anteriore di.....cm (Y o V o sed.addotto su misura)

☐ Telaio rinforzato (per portata 100-120 Kg)

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
- ☐ Schienale posturale Samekh
- ☐ Schienale posturale Nxt