

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso utente Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
Nr. Repertorio MDR: 2350630

Legenda

- ☐ di serie
★ accessori a listino
○ accessori con maggiorazione


FIXED

L Larghezza sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza schienale ☐ range 27/31 ☐ range 31/37
HA Altezza sedile anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52
HP Altezza sedile posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza sedile/pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

Colore telaio



- ☐ Nero opaco
☐ Titanio lucido ☐ Titanio naturale
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
○(vedi catal. "Colori") a partire da:



VERSIONE SNODATA


○ **FIXED TITANIO FISSA**

○ **FIXED TITANIO SNODATA**



Pedane

- ☐ Pedane in carbonio (def.)
con fermatalloni



Sedile e schienale

- ☐ Sedile rigido in carbonio (default)
☐ Schienale posturale **AMEKH**:
☐ scocca in alluminio
(nero opaco)
☐ scocca in carbonio

Maniglie di spinta


- ☐ Senza maniglie
☐ Standard FIXED
○ Maniglie a scomparsa



Campanatura ruote post.


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
☐ Alberini Ø12mm (def.) c/buss.42mm
☐ Alb.Ø1/2"(12,7mm) c/buss.42mm
☐ Alb.Ø1/2"(12,7mm) c/buss.50mm

Distanza tra centro mozzo e tubo schienale



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 3 cm ☐ 11 cm
☐ 5 cm ☐ 13 cm

Inclinazione schienale (regolabile)




- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°


Archetto schienale

- ☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 19mm.

- ☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm;



Freni




- ☐ Pieghevoli
composite


Salva abiti

- ☐ Estraibile
con ala in fibra
di carbonio


- Estraibile
con carbonio
dritto



○ **Guida gambe**
dx e sx



Antiribaltamento girevole



- Destro
○ Sinistro

Note

FIXED
TITANIO

- ☐ 100 (4"x1.1/4) nera piena cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piena con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piena cer.allum.ARG. o NERO L32mm
- ☐ 125 (5"x1.1/4) nera piena cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piena cer.allum.ARG. o NERO L32mm
- ☐ 125 (5"x1) piena con luci

20 ☐ Velcro "M" (per cuscino VICAIR), adesivo

21 ☐ Velcro "M" (uncino), adesivo sul sedile

22 ☐ Velcro "F" (asola) adesivo sul sedile

23 ☐ Pompetta colorata per pneumatici
.....(colore)

24 ☐ Sci/Pattino per neve/ghiaccio
(per ruotina anteriore)

25 ☐ Borsa per carrozzina snodata

○ EASYFIXED
ruotino anteriore ad estrazione rapida con ruotina 175 nera