

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

FUNKY

EXPRESS

telaio con tubo tondo
dia. 30mm

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
Nr. Repertorio MDR: 2349229

Legenda

- ☐ di serie
◇ accessori a N.T.
△ accessori a N.T. con maggiorazione
- ☐ accessori con maggiorazione
★ accessori a listino


- L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
- P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
- HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
- HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
- HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
- DP Distanza Sedile Pedana ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 cm

Colore telaio

☒ Nero opaco

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon tensionabile nero
☐ Tessuto traspirante tensionabile nero
☐ Senza telo schienale




Anteriore


☐ Y☐ DrittoPedana unica
tubolare☐ Aperta☐ Chiusa in
carbonio☐ Chiusa regolabile
con piatto in
carbonio

Maniglie di spinta


- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili
in altezza ☐ Maniglie
a scomparsa

Distanza tra centro
mozzo e schienale

- ☐ 3 cm ☐ 11 cm
☐ 5 cm ☐ 13 cm
☐ 9 cm (default) ☐ 15 cm

Inclinazione schienale
(regolabile)

- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio
90° (default)


- ☐ A = 16 cm (def.)
☐ A:cm
(misure indicative per un assetto standard)

Campanatura ruote post.

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti



- ☐ in fibra di carbonio ☐ plastica

Bracciolo

☐ Bracciolo a "L"
estraibile H22
rib. reg.H


Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

☐ Composite☐ a Scomparsa☐ Standard

Antiribaltamento girevole



★ Destro

★ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

FUNKYEXPRESS

Rivenditore

Ruote posteriori

13

- ☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Light (24 raggi) NERE
☐ 24" Light (24 r.) COL.vedi magg.SET ANOD.
☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" MTB nere (Citybike)
☐ 24" MTB nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Liscie
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni KIK 24" nere non disp. su ruote Ultralight

Corrimano

14

- ☐ Alluminio chiaro
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scurο c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

15


- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri

Archetto schienale

17

- ☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 21mm.

- ☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm




Ruotine anteriori

16


- ☐ 80 (3") piene nere 32 mm
☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.all.ARG.L32mm
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.all.NERE L32mm
☐ 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all.ARG.L32mm
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all.NERE L32mm
☐ 125 (5"x1) piene con luci
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Tasche

18



- ☐ Tasca sedile



- ☆ Portaoggetti



- ☐ Tasca schienale

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

19



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato

(Cerchi ruote post.& mozzi ruote Light 24" più forcelle)

20

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
32 ◇ Bretellaggio
33 ◇ Cintura pettorale
34 ◇ Divaricatore a fasce
35 ☐ Tasca portacattetere
36 ☆ Pompetta per pneumatici
37 ☆ Cinghia pelvica a 45°
38 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
39 ☆ Zainetto nero
40 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
.....
☐ Schienale posturale Samekh
.....
☐ Schienale posturale Nxt
.....