



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... **Peso utente kg**.....
 (compilazione necessaria)


PAG.1/2 giugno 2026

HEKA

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 N° repertorio MDR 2485443

Legenda

- ☐ **standard (default)**
☐ opzione di serie
☐ opzione con magg

telaio in titanio
profilo ergonomico


L Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
P Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
								☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

1. Colore telaio in titanio (comprese forcelle se verniciato)

- ☐ **Titanio naturale** ☐ **Titanio lucido**
☐ Nero opaco ☐ Nero lucido
☐ Viola opaco ☐ Blu met.
☐ Fumo di Londra opaco ☐ Antracite lucido
☐ Tiffany ☐ Champagne
☐ Verde opaco ☐ Bianco perlato
☐ Con righe ☐ bianche ☐ nere ☐ rosse ☐ blu
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ RAL o CANGIANTE.....lucido o opaco

2. Rivestimenti**Sedile:**

- ☐ **Nylon nero (default)**
☐ Sedile in carbonio

Velcro:

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☒ **FAMEKH** (scheda a parte)


Colore

- ☐ **Nero (default)**
☐ Azzurro¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Rosso^{1,2}
☐ Grigio²


1: colori nylon tensionabile
 2: colori schienale traspirante

3. Pedana


- ☐ Unica tubolare
in titanio
APERTA
 (def. all'indietro)
 (per anteriore
 a Y o a U)



- ☐ Unica tubolare
in titanio
CHIUSA in
 carbonio
 (def. all'indietro)
 (per anteriore
 a Y o a U)




- ☐ Chiusa **regolabile**
in inclinazione
 per anteriore
 a V, Y o a U
 (piatto in carbonio,
 supporto in titanio)



- ☐ Pedana chiusa alzabile
 all'indietro (piatto in
 alluminio e
 supporto in titanio)
 per anteriore
 a V, Y o a U




☐ ev. modifiche su misura (da quotare)

4. Maniglie di spinta

- ☐ Senza
 maniglie

- ☐ Maniglie
 reg.in altezza





- ☐ Maniglie
 fisse

- ☐ Maniglie
 a scomparsa


5. Distanza tra schienale e centro mozzo COG (range da 0cm a 15cm max)

- ☐ cm 0
☐ cm.....
☐ cm 15

**6. Inclinazione schienale**

- ☐ 89°
☐ **91° (default)**
☐ 93°

- ☐ **Schienale abbattibile** e regol. in
 inclinazione (CRB fisso o estraibile)
☐ **Schienale fisso, saldato** (CRB fisso)

7. Angolo anteriore telaio

- ☐ **83° (standard)** A = 16 cm, con DP 41 cm
☐ **75°** A = 19 cm, con DP 41 cm


8. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ **Alberini Ø 12mm (default)**
con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)
 c/longh. bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)
 c/longh. bussola 50mm

9. Salva abiti (più event. braccioli)**Salva abiti in carbonio con schienale abbattibile:**

- ☐ **Fisso** con ala in CRB e supp. nero (def.)
☐ **Fisso** con CRB dritto e supp. nero (def.)
☐ **Estraibile** con ala in CRB e supp. (tit.nat.
 o nero opaco)
☐ **Estraibile** con CRB dritto e supporto (tit.nat.
 o nero opaco)



- ☐ Bracciolo a "L",
 estraibile, reg. H




- ☐ Bracciolo Sport,
 aperto, su misura



- Appoggiagomito**
☐ Tubulare
☐ Dritto (26 cm)
☐ Classico (23 cm)

Salva abiti in carbonio con schienale saldato:

- ☐ **Fisso** con ala in CRB (def.)
☐ **Fisso** con CRB dritto

**10. Antiribaltamento girevole**

- ☒ Destro
☐ Sinistro

11. Freni

- ☐ composite

- ☐ a scomparsa

- ☐ standard



