

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
Nr. Repertorio MDR: 2350920

Legenda


- ☐ di serie
★ accessori a listino
○ accessori con maggiorazione

IDRA2.0

☐ **IDRA2.0 FISSA**

☐ **IDRA2.0 CON ASSE REGOLABILE**

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49



cm

(misura indicativa con P=40 cm)

Colore telaio

- ☐ Nero lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Blu met.
☐ Bianco perlato
☐ Colore.....
(vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimenti:

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile

Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale,
per schienale posturale:



②


Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
rosso, grigio


③

Pedana Unica Tubolare


④



☐ Aperta



☐ Chiusa in carbonio




☐ Chiusa regolabile




☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in alluminio)


Maniglie di spinta




☐ Senza maniglie



☐ Maniglie fisse




☐ Maniglie regolabili in altezza



☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑥



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 13 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile)


⑦



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑧



83° (default) (A = 16 cm, DP=41 cm)

75° (A = 21 cm, DP=41 cm)

Campanatura ruote post.

⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑩



- ☐ Alluminio (anodizzato) con ala in fibra di carbonio (salva abiti fisso)



- ☐ Alluminio (anodizzato) con carbonio dritto (salva ab. fisso)


Braccioli

⑪

- ☐ Bracciolo a "L" estraib.reg.H22-28cm ribaltabile



- ☐ Bracciolo SPORT aperto, ribaltabile



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) non compatibile con bracciolo SPORT

Freni

⑫




- ☐ a Scomparsa
☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

⑬



- ★ Destro
★ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

IDRA2.0

Rivenditore

Ruote posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- ☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- ☐ Pieni KIK 24" non disponibili su ruote Ultralight

Corrimano

15

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAALS allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

16

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

**Cuscino foderato
in poliuretano espanso**

18



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm


Ruote anteriori

17

- ☐ 80 (3") piene
- ☐ 80 (3") piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene c. all.ARG. o NERO
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene c. all.ARG. o NERO
- ☐ 150 (6") pneumatiche
- ☐ 150 (6") piene

Tasche

19



- ☐ Tasca sotto sedile oppure
- ☐ Tasca sedile pendente
- ☆ Portaoggetti
- ☐ Tasca schienale

Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
supporto spondine fisse e forcelle)

20

- ☐ Nero
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Archetto schienale

21

- ☐ Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 21mm.
- ☐ Altro: P.....cm; H.....cm;




Opzioni

- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
- 24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 ◇ Bretellaggio
- 28 ◇ Cintura pettorale
- 29 ◇ Divaricatore a fasce
- 30 ○ Tasca portacatetere
- 31 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
- 32 ☆ Pompeta per pneumatici
- 33 ☆ Set portavaligia
- 34 ☆ Cinghia pelvica a 45°
- 35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 36 ☆ Zainetto nero
- 37 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)



☐ **profilo
SEDUTA
STANDARD**
(standard)

NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard



☐ **profilo
SEDUTA
ERGONOMICA**


22

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
- ☐ Schienale posturale **Samekh**
- ☐ Schienale posturale **Nxt**


Note

☐ **ANTERIORE
A Y (default)**




default:
L-13cm

☐ **ANTERIORE
A V**



(L'anteriore a V e' possibile solo con
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ **ANTERIORE
DRITTO**



(scelta necessaria per
larghezza seduta 34cm)

☐ Apertura SU MISURA telaio anteriore a Y o a V.....cm