

Ordine N° _____

Preventivo

Data _____

Firma _____

Rif.cliente _____

Peso Kg _____

PAG. 1/2

giugno 2026

Rivenditore

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012
Nr. Repertorio MDR:
QPX-AL 2351398 QPX-TI 2351551

Legenda

☐ di serie

☒ accessori a listino

☐ accessori con maggiorazione

☐ ALLUMINIO

☐ TITANIO

L Larghezza sedile

☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44

P Profondità sedile

☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46

HS Altezza schienale

☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41

HA Altezza sedile anteriore

☐ 46 ☐ 48 ☐ 50

HP Altezza sedile posteriore

☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48

DP Distanza sedile/pedana

☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

QPX

CON ASSE REGOLABILE

(anteriore a Y std)

Colore telaio

☐ Nero lucido ☐ Nero opaco

☐ Antracite lucido

☐ Titanio lucido (SOLO per QPX-TI)

☐ Titanio naturale (SOLO per QPX-TI)

☐(vedi catalogo "Colori")

Rivestimento schienale

☐ Schienale in nylon tensionabile

☐ Schienale in tessuto traspirante

☐ Senza telo schienale (per schienale posturale)

Schienale posturale: ☒ **AMEKH** (scheda a parte)

Colore rivestimenti

☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)

☐ Colore per telo sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro

☐ Colore per schienale traspirante disponibili: rosso, grigio

☐ A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

☐ Cinturini fermapiedi

Maniglie di spinta

☐ Senza maniglie ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale (std 5-11)

☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm ☐ 3 cm ☐ 11 cm ☐ 5 cm ☐ 13 cm

Inclinazione schienale (regolabile)

☐ 89° ☐ 91° (standard) ☐ 93°

Angolo anteriore

☐ 83° (standard) (A = 16 cm) ☐ 75° (A = 23 cm)

Campanatura ruote posteriori

☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussola 42mm ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

Salva abiti con supporto spondina tit. nat. o nero

☐ Fisso con ala in fibra di carbonio ☐ Estraibile con ala in fibra di carbonio ☐ Fisso con carbonio dritto ☐ Estraibile con carbonio dritto

Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22cm a 28cm estraibile e ribaltabile

Appoggiagomito ☐ Tubolare ☐ Dritto (lungo 26 cm) ☐ Classico (lungo 23 cm) ☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

☐ Pieghevoli composite ☐ A scomparsa ☐ Standard ☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

☐ Destro ☐ Sinistro

Note

