

☐ Ordine N° \_\_\_\_\_ ☐ Preventivo  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
Rif.cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

PAG. 1/2  
giugno 2026


Rivenditore

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017  
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009  
Nr. Repertorio MDR: 2351552

**Legenda**  
☐ di serie  
★ accessori a N.T.  
○ accessori con maggiorazione

# QUASAR GT

telaio in titanio  
crash-tested



☐ **QUASAR GT CON ASSE FISSO** ☐ **QUASAR GT CON ASSE REG.**

**L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44  
**P** Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46  
**HS** Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50  
**HP** Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48  
**DP** Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

## Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco  
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido  
☐ Titanio naturale  
☐ Colore.....  
(vedi catalogo "Colori")

## Rivestimenti:

### Sedile

- ☐ Telo avvitato  
☐ Telo tensionabile  
Rigido in carbonio

### Schienale

- ☐ Nylon tensionabile  
☐ Tessuto traspirante tens.  
☐ Senza telo schienale

★ **SAMEKH** (scheda a parte)

## Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato  
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)  
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:  
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro  
☐ Colore schienale traspirante disponibili:  
rosso, grigio


## Pedana Unica Tubolare in Titanio

- ☐ Aperta  
(per anteriore  
a Y o a U)  
☐ Chiusa in  
carbonio  
(per anteriore  
a Y o a U)  
☐ Chiusa  
regolabile  
in inclinazione  
(qualsiasi anteriore)  
☐ Pedana chiusa alzabile  
all'indietro (piatto in  
alluminio e  
supporto in titanio)

## Maniglie di spinta


- ☐ Senza  
maniglie  
☐ Maniglie  
fisse  
☐ Maniglie  
regolabili  
in altezza  
☐ Maniglie  
a scomparsa

## Distanza tra centro mozzo e schienale




- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm  
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm  
☐ 3 cm ☐ 13 cm  
☐ 5 cm

## Inclinazione schienale (regolabile)



- ☐ 89°  
☐ 91° (default)  
☐ 93°

## Angolo anteriore telaio



- ☐ 83° (default) (A = 16 cm, con DP41cm)  
☐ 75° (A = 21 cm, con DP 41cm)

## Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°  
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm  
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm  
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm


## Salva abiti



- ☐ Alluminio (anodizzato)  
con ala in fibra di  
carbonio (salva ab.fisso)



- ☐ Carbonio dritto



- ☐ Estraibile  
c/ala CRB con sgancio  
(supporto tit.nat. o nero)



- ☐ Estraibile

- ☒ Cintura di sicurezza  
(inclusa)

- ☒ Adesivi per  
trasporto auto  
(inclusi)


## Freni

- ☐ a Scomparsa

- ☐ Composite

- ☐ Standard  
☐ Standard a tiro

## Antiribaltamento girevole



- ★ Destro  
★ Sinistro

Note

☐ Ordine N° \_\_\_\_\_ ☐ Preventivo  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
Riferimento cliente \_\_\_\_\_

PAG. 2/2  
giugno 2026

**QUASAR GT** *crash tested*

Rivenditore

**Ruote posteriori**

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- ☐ 24" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

**Coperture**

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta pressione Lisce 24"
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run
- ☐ Pieni KIK 24" nere

**Ruote posteriori**

15

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAALS allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☐ Copricorr. in silicone

OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"  
Solo OVAAL all.chiaro disponibili c/ruote Star 6x3  
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3  
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

**Copriraggi**

16

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Fantasia 24"  
codice: .....  
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

**Cuscino foderato  
in poliuretano espanso**

18

- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

**Set anodizzato**

(Forcelle e tappi

Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24")

- ☐ Nero
- ☐ Argento

**Ruotine anteriori**

17

- ☐ 80 (3") piene nere
- ☐ 80 (3") piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
- ☐ 150 (6") pneumatiche
- ☐ 150 (6") piene

19

☐ Azzurro


☐ Rosso

☐ Arancio

☐ Viola ciclamino

**Tasche**

20




- ☐ Tasca sotto sedile  
oppure:
- ☐ Tasca sedile pendente
- ☆ Portaoggetti
- ☐ Tasca schienale

**Archetto schienale**

21


- ☐ Standard:  
P(archetto) 7,5cm;  
H(archetto) 19cm;  
dia 19mm.
- ☐ Altro:  
P.....cm;  
H.....cm;



**Opzioni**


- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
- 24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 ☐ Bretellaggio
- 28 ☐ Cintura pettorale
- 29 ☐ Divaricatore a fasce
- 30 ☐ Dx ☐ Sx Portastampella
- 31 ☐ Pompette per pneumatici
- 32 ☐ Protezioni anteriori (neoprene)

☐ **profilo  
SEDUTA  
STANDARD**  
(standard)




NB: sedile rigido in CARBONIO  
solo per profilo seduta standard

☐ **ANTERIORE  
A Y (standard)**




standard:  
L-13cm

☐ **ANTERIORE  
A V**



(L'anteriore a V e' possibile solo con  
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ **ANTERIORE  
DRITTO**



(scelta consigliata per  
larghezza seduta 34cm)

☐ Apertura SU MISURA telaio anteriore a Y o a V.....cm

**Note**