

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso utente kg _____

PAG. 1/2
 giugno 2026

Rivenditore


Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
 12.22.91.718 pedane elevabili.
 Nr. Repertorio MDR: 2351673

Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione
 ○ accessori con maggiorazione

VEGA
 crociera in titanio

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ○ 48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ○ 46 ○ 48 ○ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ○ 43 ○ 45 ○ 47 ○ 49 (include barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ○ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51



Colore telaio

- ☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato
☐ Colore(vedi catalogo "Colori") a partire da:

①

Rivestimento schienale ②

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale


Schienale posturale: ☆ **SAMEKH**
 (allegare scheda)

Colore rivestimento ③


(solo rivestimento in Nylon)

- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro

④ Pedane non estraibili




④ Pedane estraibili



△ Pedane elevabili (estraibili)

⑤ Separate in plastica (solo DP > 35 cm e L = da 38 a 46 cm)




- ◇ Cinturini fermapiedi
 ☆ Cinturini fermatallon

⑥ Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

- ☐ posizionato in avanti

- ☐ posizionato indietro





- ◇ Cinturini fermapiedi


⑦ Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione (non disponibile con pedane elevabili)

- ☐ posizionato in avanti

- ☐ posizionato indietro



- Apribile verso l'esterno




- ◇ Cinturini fermapiedi

⑧ Salva abiti

- ☐ Plastica
☐ Alluminio in tinta
☐ Fibra di carbonio
☐ Plastica avvolgente

⑨ Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm




- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile

Appoggiaomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX


⑩ Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm (non estraibile, aperto con salvabiti)



Appoggiaomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

⑪ Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm




- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Ribaltabile

Appoggiaomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑫ Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) (a partire da P36)



Appoggiaomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

(Altezza minima 26 cm)

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

VEGA

Ruote posteriori 13

- ☐ 24" (36 raggi) ☐ 24" MTB Citybike
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB Offroad
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" Star 6x3(18 raggi)
☐ 12" (previa aut. tecnica, senza passaggi stretti)
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Ultralight 24 raggi
☐ 24" Spinergy

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24"
nere (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano 14

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☒ Copricorr. in silicone
OVAAL/S/G: solo 24" Starx3 OVAAL o GEKKO
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi 15


- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori 16


- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere
☐ 175 (7") piene nere (solo con estraibile 65")
☐ 175 (7") pneumatiche (solo con estraibile 65")

Posteriore 17

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva





(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



Posteriori curvi

- ☐ senza campanatura ☐ con campanatura



- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 2°
☐ 3°

(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento 18

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
(Solo con posteriore dritto) (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

(Solo con posteriore dritto)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole

(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Monoguida 19

(Solo con ruote monoguida da 24" o 22")

- ◇ Destra
◇ Sinistra



(Solo con campanatura 0°)

Passo prolungato 20


- ☐ -3cm (def.) ☐ -2cm
☐ -5.5cm

COG & montaggio ruota

Maniglie di spinta 21

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo
(non consente la barra tenditrice. Non consentito con schienale reclinabile)
☐ Regolabili in altezza


Divaricatore 22



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali 23



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino 24

- △ Trasparente *
△ Dx △ Sx Traspar. Emiplegico *
△ Plastica grigia
△ Morbido imbottito *

specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL
(Solo con braccioli)

Appoggiatesta 25

A telino



- ☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Orbitale


- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = cm d = cm

Cuscino foderato 26

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato 28

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)


- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Freni (Soggetti a limitazioni di configurazione) 27

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ A scomparsa
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

Distanza tra centro mozzo e schienale cog 29



- ☐ 2,5 cm ☐ 2,5 cm
☐ 5 cm (def.) ☐ 5 cm (def.)
☐ 7,5 cm
(Con HP=44 cm)

Note