

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rivenditore


Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
Nr. Repertorio MDR: 2351685

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
★ accessori a listino
◆ accessori a N.T. con maggiorazione

ZODIAC

crash-tested 150Kg



- L** Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50* ☐52* ☐54*
(*incluso telaio rinforzato)
- P** Profondità Sedile ☐36 ☐38 ☒40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50
- HS** Altezza Schienale ☐27 ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39
- HA** Altezza Sedile Anteriore ☐46 ☐48 ☐50
- HP** Altezza Sedile Posteriore ☐40 ☐42 ☐44 ☐46
- DP** Distanza Sedile Pedana ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47 ☐49

Colore telaio

- ☐ Nero opaco ☐ Bianco perlato
☐ Nero lucido ☐ Grigio metallizzato
☐ Altro colore:..... (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale


- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
Schienale posturale: ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)

cm


②

Pedana unica tubolare

③



Non regolabile
in altezza




☐ Aperta


☐ Chiusa in carbonio
reg. in inclinaz.

Maniglie di spinta


④



☐ Senza maniglie




☐ Maniglie fisse



☐ Maniglie regolabili
in altezza

Distanza tra centro mozzo e schienale

⑤




- ☐ 7 cm ☐ 13 cm
☒ 9 cm (standard) ☐ 15 cm
☐ 11 cm

Inclinazione schienale

(regolabile)


⑥



- ☐ 89°
☒ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑦



- ☐ 83° (standard) (A = 16 cm)
☐ 75° (A = 23 cm)

Campanatura ruote post.

⑧

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑨



- ☐ Alluminio con ala
in fibra di carbonio
fissa ☐ Alluminio dritto
- ☐ Alluminio con ala
in fibra di carbonio
estraibile

Braccioli

⑩

- ☐ Bracciolo a "L"
estraib.reg.H22-28cm
ribaltabile € 233,00

- ☐ Bracciolo SPORT
aperto,
ribaltabile € 470,00

Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) non compatibile
con bracciolo SPORT

Freni

⑪

☐ Standard




☐ a Scomparsa



☐ Composite

Antiribaltamento girevole

⑫



☆ Destro

☆ Sinistro

Note

Rivenditore

Ruote posteriori

13

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce 24"
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni KIK 24" nere - non disp. su ruote Ultralight

Corrimano

14

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone


OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

15

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

- ☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 21mm.
☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm;




Ruotine anteriori

16


- ☐ 80 (3") pien nere L32mm
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all. L 32 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all. L 32 mm
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all. L 32 mm
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all. L 32 mm
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Tasche

18



☐ Tasca sedile



☆ Portaoggetti



☐ Tasca schienale

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

19



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato

20

(Cerchi ruote post.& mozzi light 24",
supporto spondine e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Opzioni

- 21 ☐ Velcro universale (M+F)
22 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
23 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
24 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
25 ◇ Cuscino rigido imbottito h 5
26 ◇ Bretellaggio
27 ◇ Cintura pettorale
28 ◇ Divaricatore a fasce
29 ○ Tasca portacatetere
30 ☆ Dx ☆Sx Portastampella
31 ☆ Pompetta per pneumatici
32 ☆ Set portavaligia
33 ☆ Cinghia pelvica a 45°
34 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
35 ☆ Zainetto nero
36 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)
37 ☐ Adesivi ganci auto **crash tested**

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
.....
☐ Schienale posturale **Samekh**
.....
☐ Schienale posturale **Nxt**
.....

Note