

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....  
☐ Preventivo Firma .....  
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 \_ gennaio 2024

# ALTHEA.19PLUS

ribassata e allargabile

## Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112  
 Struttura leggera ..... 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ..... 12.24.21.106  
 N° repertorio MDR..... 2288487

## Legenda

☐ **standard (default)** Oopzione con magg.  
☐ Oopzione di serie ☐ accessorio a listino  
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.


**L** ☐ **RANGE 1 L** ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38  
☐ **RANGE 2 L** P > 36cm ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44  
☐ **RANGE 3 L** P > 36cm ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52

**P** Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50  
 Adattabile fino a 6cm (max. 50 cm) ☐ 45  
 (barra tenditrice allargabile inclusa)

**HA** Altezza Sedile Anteriore ☐ 38(80max) ☐ 39(100max) ☐ 40(125max) ☐ 42(150max) ☐ 45 (175max)  
 con misura max delle ruote anteriori compatibili tra parentesi.  
 (NOTA: ruote anteriori da 175 mm non compatibili con pedane estraibili angolo 82°)

**HP** Altezza Sedile Posteriore ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 48  
 NOTA: 24" ruote posteriori se min.HP 38-max HP 48 22" se min.HP 36- max HP 45 20" se min.HP 34- max HP 43

**DP** Distanza Sedile Pedana ☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45  
 (da 17 a 32 cm, le pedane sono assemblate direttamente sul telaio) ..... cm



## 1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco  
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato  
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido  
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")  
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

## 2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile  
☐ Tessuto traspirante tensionabile  
☐ Senza telo schienale  
☐ **Telo sedile allungabile**  
 Telo allargabile e allungabile +6cm max


- ☐ Velcro universale (M+F)  
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)  
☐ Velcro "M" (uncino) sedile  
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile  
☐ Pattina sedile-schienale  
 Tasca sedile e schienale di serie

## Colore

- ☐ **Nero (default)**  
☐ Rosso  
☐ Bluette  
☐ Arancio  
☐ Verde  
☐ Azzurro  
 1: solo nylon tensionabile


## 3. Pedane

- ☐ Pedane non estraibili




- ☐ Pedane estraibili  
 angolo 82°

misure indicative DP 41 cm  
 non compatibili con ruotine  
 da 175 mm



- ☐ Pedane estraibili  
 angolo 68°

misure indicative DP 41 cm




- ☐ Pedane elevabili estraibili



## 5. Predellini

- ☐ Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico  
 Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)  
 Δ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio  
 regolabile in inclinazione





Δ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio  
 regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti


Oposizionati indietro




Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)

## 4. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti


- ☐ **DESK** aperto




- ☐ **DESK** chiuso




- ☐ **SPORT** aperto




- ☐ **SPORT** chiuso



- ☐ **U** aperto




- ☐ **U** chiuso




tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**  
 i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

## Regolabili in altezza


- Δ **desk**



- Δ **sport**



- Δ **U**



(solo chiusi)

- ☐ Bracciolo alto 22 cm  
 standard con HP ≥ 44 cm

- ☐ Bracciolo alto 27 cm  
 standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

## Appoggiagomiti tabella compatibilità

combinazioni in grigio non disponibili

|                                                                                        | DESK | SPORT | U  | regolabili<br>in altezza |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)                                        |      |       | ND | ND                       |
| <input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)                                        | ND   | ND    | ND |                          |
| <input type="checkbox"/> Classico (lungo 36 cm)                                        | ND   | ND    |    |                          |
| <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm)                                         |      |       |    |                          |
| <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 36 cm)                                         | ND   | ND    |    |                          |
| <input type="checkbox"/> Tubolare (solo bracciolo aperto)                              |      |       |    | ND                       |
| <input type="checkbox"/> Emiplegico DX                                                 |      |       |    |                          |
| <input type="checkbox"/> Emiplegico SX                                                 |      |       |    |                          |
| <input type="checkbox"/> Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine |      |       |    |                          |

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma .....

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.2/2 \_ gennaio 2024

**ALTHEA.19PLUS**  
ribassata e allargabile**6. Ruote posteriori**

- ☐ 24" 36 raggi  
☐ 22" 36 raggi  
☐ 20" 36 raggi  
☐ 24" LIGHT 24 raggi  
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE  
☐ 24" MTB cop. OFFROAD

- ☐ 12" piene  
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46  
se HP 44 12" solo con posteriori curvi  
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

**7. Corrimano**

- ☐ Alluminio chiaro  
☐ Acciaio cromato  
☐ Alluminio scuro  
☐ Gommato (a fusione)  
☐ OVAAL (allumin.chiaro)<sup>1</sup>  
☐ OVAALS (allum.scuro)<sup>1</sup>  
☐ OVAALG (c/ins.in sil.)<sup>1</sup>  
☐ Curve L (24")<sup>1</sup>  
☐ Gekko (24")<sup>1</sup>  
☐ Copricorr. in silicone

1: non compatibili con ruote MTB

**8. Coperture**

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)  
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")  
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")  
☐ Piene x 1 3/8" (22"/24"x1.3/8 o 22"x1) GRIGIE  
☐ Piene 24"x1 KIK NERE  
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

**9. Copriraggi**

- ◇ Trasparenti  
◇ Neri  
◇ Fantasia


codice:.....  
vedi catalogo copriraggi Fantasia

**10. Ruotine anteriori**


- ☐ 80 3"11/4 piene cerchio plastica  
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica  
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.  
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica  
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.  
☐ 150 6" pneumatiche  
☐ 150 6" piene  
☐ 175 7" piene<sup>1</sup>  
☐ 175 7" pneumatiche<sup>1</sup>  
1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA > 48 cm e pedane estraibili 68°

**11. Posteriore**

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti




- ◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA




Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

**12. Dispositivo di sbilanciamento****Dritto**

- per post. dritto  
☐ Destro  
☐ Sinistro

**Curvo**



- per post. curvo  
☐ Destro  
☐ Sinistro

**13. Monoguida**

- ◇ Destra.  
◇ Sinistra

(solo con ruote da 24" o 22")

(con asse allargabile +2cm o +4cm)

**14. Antiribaltamento**

- Dritto**  
per posteriore dritto  
◇ Destro  
◇ Sinistro




- Girevole**  
per posteriore curvo  
◇ Destro  
◇ Sinistro



**15. Prolunga passo**

- ☐ con piastra


prolunga passo  
(NB montaggio ruota con COG -2 cm)

**16. Maniglie di spinta**

- ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza<sup>1</sup> ☐ Schienale con snodo<sup>1</sup>  
non consente barra tenditrice max L 50 cm


**17. Sbilanciamento (COG)**

distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)  
☐ 3,5 cm  
☐ 5,5 cm  
☐ 7,5 cm

con HP 44


**18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"**

- ◇ DX  
◇ SX

Specificare l'altezza H da centro swing away a sedile  
h:.....cm

**19. Appoggiatesta**

**Prolunga schienale** (non allargabile)



- ◇ Fissa  
◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm  
Personalizzato h = ..... cm d = ..... cm

**Orbitale**

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- △ Trasparente  
Trasparente emiplegico

- △ Destro △ Sinistro  
△ Plastica grigia (max L48)  
△ Morbido imbottito<sup>1</sup>

Specificare il tipo di attacco:  
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli  
1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato  
2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

**23. Cuscino foderato in poliuretano espanso**  
(non allargabile)

- ◇ Altezza 3 cm  
◇ Altezza 5 cm

**21. Freni**

- ☐ Classici leva corta  
☐ Classici leva lunga  
☐ A tamburo  
☐ Monofreno destro  
☐ Monofreno sinistro  
☐ A tamburo + classici

**24. Opzioni**

- △ Bretellaggio  
△ Cintura pettorale  
△ Divaricatore a fasce

△ Barra tenditrice allargabile

Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX  
◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

◇ Pompeta per pneumatici


◇ Cinghia pelvica a 45°

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Asta portaflebo con morsetto

◇ Morsetto per asta portaflebo

◇ Tasca portacatetere  
(NB necessario sedile intero)

**22. Divaricatore....**

Altezza dal sedile:  
◇ 1 cm  
◇ 3 cm  
◇ 5 cm  
◇ 7 cm  
◇ ..... cm

**Note**