

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore


PAG.1/2 genn.2024

ALTHEA.19M

ribassata e ammortizzata

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIOCarrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ... 12.24.21.106
Schienale reclinabile...12.24.06.163 N° repertorio MDR2288487**Legenda**☐ standard (default) ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
	☐ 52 ☐ 54 ☐ 56 ☐ 60
P Profondità Sedile	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45
	☐ 47 ☐ 49 ☐ 51 ☐ 55 ☐ 60
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80) ☐ 39(100) ☐ 40(125) ☐ 42(150) ☐ 44(150) ☐ 45(175) ☐ 46(175) ☐ 48 ☐ 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruote da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.	
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
	ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6 cm e fino a max 50 cm Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.	

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ Telo sedile allungabile (default)
☐ Telo sedile intero





- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ Nero (default)
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

- ☐ Pedane non estraibili
☐ Ped.fisse ammortizzate
(da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)
☐ Pedane estraibili
angolo 82°
misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm
☐ Pedane estraibili
angolo 68°
misure indicative DP 41 cm
☐ Estr. 68° ammortizzati
(da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)
☐ Pedane elevabili
estraibili

**5. Predellini**


- ☐ Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)


Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione

Oposizionato in avanti




Δ Cinturini fermapièdi

Oposizionato indietro




Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti




Oposizionati indietro



Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico **AMMORTIZZATO** in profilo di alluminio, con blocco pedana, da abbinare a pedane ammortizzate


- ☐ posizionato in avanti
☐ posizionato indietro




Δ Cinturini fermapièdi

4. Braccioli e appoggiamiti


- ☐ Bracciolo **DESK** chiuso estraibile h 22 cm
☐ **DESK** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"




- Δ Bracciolo **DESK** chiuso regolabile in altezza, estraibile



- ☐ Bracciolo **U** estraibile chiuso h 22 cm
☐ **U** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



- Δ Bracciolo **U** chiuso regolabile in altezza, estraibile

**Appoggiamiti**
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
☐ Diritto (lungo 36 cm)	ND		
☐ Emiplegico DX			
☐ Emiplegico SX			

☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.2/2 genn.2024

ALTHEA.19M

ribassata e ammortizzata

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
se HP 44 12" solo con posteriori curvi
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro)₁
☐ OVAALS (all. scuro)₁
☐ OVAAL G (c/ins.silicone)₁
☐ Curve L (24")₁
☐ Gekko (24")₁
☒ Copricorr. in silicone
1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice:.....
vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 80 3"1.1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene₁
☐ 175 7" pneumatiche₁
1: solo pedane estraibili 68°

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili
con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento


Dritto

- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro




Curvo

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro



14. Antiribaltamento



- Dritto
per posteriore dritto
◇ Destro
◇ Sinistro




- Girevole
per posteriore curvo
◇ Destro
◇ Sinistro

13. Monoguida


(solo con ruote da 24" o 22")

- ◇ Destra
◇ Sinistra



16. Maniglie di spinta

- ☐ Standard
☐ Regolabili in altezza₁




1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria

17. Prolunga passo


- ☒ sempre incluso

(NB montaggio
ruota con COG -2 cm)



18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

- ◇ DX
◇ SX




Specificare l'altezza H
da centro swing away a sedile
h:.....cm

schienale tensionale obbligatorio non incluso

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale



- ◇ Fissa
◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



20. Tavolino

- △ Trasparente
Trasparente emiplegico
△ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48)
△ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
1: necessaria valutazione tecnica per
bracciolo adeguato
2: L > 50 cm rende necessario
tavolo XL

15. Cuscino foderato in poliuretano espanso



- ◇ Altezza 3 cm
◇ Altezza 5 cm

21. Freni


- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

23. Opzioni

- △ Bretellaggio
△ Cintura pettorale
△ Divaricatore a fasce
☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)
Portastampella:
◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

- ◇ Pompetta per pneumatici
◇ Cinghia pelvica a 45°
◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
◇ Asta portaflebo con morsetto
◇ Morsetto per asta portaflebo
◇ Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore



Altezza dal
sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ cm

Note