

ALTHEA.19R

ribassata e reclinabile

Rivenditore

PAG.1/2 _ gennaio 2024


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ... 12.24.21.106
 Schienale reclinabile...12.24.06.163 N° repertorio MDR2288487

Legenda

standard (default) Opzione con magg.
 Opzione di serie accessorio a listino
 accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
	<input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 60
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45
	<input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 60
HA Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 38(80) <input type="checkbox"/> 39(100) <input type="checkbox"/> 40(125) <input type="checkbox"/> 42(150) <input type="checkbox"/> 44(150) <input type="checkbox"/> 45(175) <input type="checkbox"/> 46(175) <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruote da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.	
HP Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
	ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6 cm e fino a max P50 cm Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.	



1. Colore telaio

- Blu metallizzato Nero opaco
- Rosso perlato Grigio metallizzato
- Bianco perlato Nero lucido
- Colore (vedi catalogo "Colori")
- Verde fluo Arancio fluo



2. Rivestimenti

- Nylon tensionabile
- Tessuto traspirante tensionabile
- Senza telo schienale
- Telo sedile allungabile (default)**
- Telo sedile intero


- Velcro universale (M+F)
- Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- Velcro "M" (uncino) sedile
- Velcro "F" (asola) sul sedile
- Pattina sedile-schienale
- Tasca sedile e schienale di serie

- Colore**
- Nero (default)**
 - Rosso¹
 - Bluette¹
 - Arancio¹
 - Verde¹
 - Azzurro¹
- ¹: solo nylon tensionabile



3. Pedane

- Pedane non estraibili 
- Pedane estraibili angolo 82° 
 misure indicative DP 41 cm non compatibili con ruote da 175 mm
- Pedane estraibili angolo 68° 
 misure indicative DP 41 cm
- Pedane elevabili estraibili 

5. Predellini

- Predellini separati in plastica 
- Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
- Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
- Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione



Oposizionati in avanti  Oposizionati indietro 



ΔCinturini fermapiedi (max L 50 cm)
 eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione



4. Braccioli e appoggiamiti

- Bracciolo **DESK** chiuso estraibile h 22 cm 
- DESK** Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24" 
- Δ Bracciolo **DESK** chiuso regolabile in altezza, estraibile

- Bracciolo **U** estraibile chiuso h 22 cm 
- U** Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24" 
- Δ Bracciolo **U** chiuso regolabile in altezza, estraibile

Appoggiamiti
 tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)		ND	
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	
<input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm)			
<input type="checkbox"/> Diritto (lungo 36 cm)	ND		
<input type="checkbox"/> Emplegico DX			
<input type="checkbox"/> Emplegico SX			

Per emplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

