

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 genn.2024

ALTHEA.R

schienale reclinabile

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO


Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ... 12.24.21.106
Schienale reclinabile...12.24.06.163 **N° repertorio MDR2288487**

Legenda

☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
	☐ 52 ☐ 54 ☐ 56 ☐ 60
P Profondità Sedile	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45
	☐ 47 ☐ 49 ☐ 51 ☐ 55 ☐ 60
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52
	☐ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51

La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica
A prescindere dalla P selezionata, la profondità è regolabile fino a +6 cm, a un massimo di 50 cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore

- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
¹: solo nylon tensionabile


3. Pedane

- ☐ Pedane non estraibili




- ☐ Pedane estraibili
angolo 82°

misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm



- ☐ Pedane estraibili
angolo 68°


misure indicative DP 41 cm



- ☐ Pedane elevabili estraibili

**5. Predellini**

- ☐ Predellini separati in plastica





- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio
regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti

Oposizionati indietro





☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione

Oposizionato in avanti

Oposizionato indietro




☐ Cinturini fermapièdi


4. Braccioli e appoggiamiti

- ☐ Bracciolo **DESK** chiuso
estraibile h 22 cm

- ☐ **DESK** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"




- ☐ Bracciolo **DESK** chiuso
regolabile in altezza,
estraibile




- ☐ Bracciolo **U** estraibile
chiuso h 22 cm

- ☐ **U** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



- ☐ Bracciolo **U** chiuso
regolabile in altezza,
estraibile

**Appoggiamiti**
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)		ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
☐ Diritto (lungo 36 cm)			
☐ Emiplegico DX			
☐ Emiplegico SX			
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine			

ALTHEA.R
schienale reclinabile**6. Ruote posteriori**

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro)₁
☐ OVAALS (all. scuro)₁
☐ OVAALG (c/ins.silicone)₁
☐ Curve L (24")₁
☐ Gekko (24")₁
☒ Copricorr. in silicone
 1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia


codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 100 4"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
 1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo
 con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine
 per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA
 ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO





i posteriori curvi non sono compatibili
 con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento**Dritto**


- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

**Curvo**

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

**14. Antiribaltamento**

- Dritto**
 per posteriore dritto
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro




- Girevole**
 per posteriore curvo
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro



13. Monoguida

(solo con ruote da 24" o 22")

- ◇ Destra
 ◇ Sinistra

**16. Maniglie di spinta**



- ☐ Standard
☐ Regolabili
 in altezza¹



1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria


17. Prolunga passo

- ☒ sempre incluso
 (NB montaggio
 ruota con COG -2 cm)

**18. Spinte laterali regolabili apribili
 "swing away"**

- ◇ DX
 ◇ SX

Specificare l'altezza **H**
 da centro swing away a sedile
 h:.....cm

19. Appoggiatesta**Prolunga schienale**

- ◇ Fissa
 ◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- △ Trasparente
 Trasparente emiplegico
 △ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48)
 △ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per
 bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario
 tavolo XL

**15. Cuscino foderato
 in poliuretano espanso**

- ◇ Altezza 3 cm
 ◇ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

23. Opzioni

- △ Bretellaggio
 △ Cintura pettorale
 △ Divaricatore a fasce
☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)

Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
 ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

- ◇ Pompette per pneumatici


- ◇ Cinghia pelvica a 45°

- ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

- ◇ Asta portaflebo con morsetto

- ◇ Morsetto per asta portaflebo

- ◇ Tasca portacatetere
 (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore

Altezza dal
 sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Note