

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 _ gennaio 2024

ALTHEA
versione base

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO


Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori12.24.21.106
N° repertorio MDR.....2288487

Legenda

☐ standard (default) Oopzione con magg.
☐ Opzione di serie ♦ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L	Larghezza Sedile	☐ 34 Δ 52	☐ 36 Δ 54	☐ 38 Δ 56	☐ 40 Δ 60	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P	Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS	Altezza Schienale	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
		☐ 47	☐ 49	☐ 51	☐ 55	☐ 60	barra tenditrice inclusa			
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54	
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50		
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49

La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuali: barra tenditrice, schienale tensionabile, copripedana unica
Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6cm e fino a max P50cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio e non è possibile montare i predellini in plastica.



1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon (L massima 50 cm)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ Telo sedile allungabile (default)
☐ Telo sedile intero

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore

- ☐ Nero (default)
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro
T: solo nylon tensionabile


3. Pedane

- ☐ Pedane non estraibili




- ☐ Pedane estraibili
angolo 82°

misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine
da 175 mm



- ☐ Pedane estraibili
angolo 68°

misure indicative DP 41 cm



- ☐ Pedane elevabili estraibili




4. Predellini

- ☐ Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)


Predellino unico in profilo di alluminio
regolabile in inclinazione



Δ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio
regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti Oposizionati indietro




Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)

eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

☐ A chiusura automatica regolabile in
inclinazione in carbonio


non disponibile con pedane estraibili o elevabili
solo L fra 36 e 46 cm




Δ Cinturini fermapièdi

5. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti

- ☐ DESK aperto




- ☐ DESK chiuso




Regolabili in altezza


- Δ desk




- ☐ SPORT aperto




- ☐ SPORT chiuso




- Δ sport




- ☐ U aperto




- ☐ U chiuso



- Δ U



- ☐ Plastica
(con supporto in tinta)



- ☐ Alluminio
(in tinta)

tutti i braccioli sono ribaltabili ed estraibili
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

(solo chiusi)

- ☐ Bracciolo alto 22 cm
standard con HP ≥ 44 cm

- ☐ Bracciolo alto 27 cm
standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomiti
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
☐ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
☐ Emiplegico DX				
☐ Emiplegico SX				
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine				

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche
- 12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro);
☐ OVAALS (all. scuro);
☐ OVAAL G (c/ins.silicone);
☐ Curve L (24")¹
☐ Gekko (24")¹
☐ Copricorr. in silicone
- ¹: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1"3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE 22"/24"x1.3/8 o 22"x1
☐ Piene NERE 24"x1 KIK
☐ 24"/22" Pneum.Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia


codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
- ¹: le ruote da 175mm sono disponibili solo con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti





- ◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



NB
 Portata
 max
 100 kg

i dispositivi a leva richiedono un'altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti




i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti


12. Dispositivo di sbilanciamento

- Dritto**
 per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro
- Curvo**
 per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

14. Antiribaltamento



- Dritto**
 per posteriore dritto
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro




- Girevole**
 per posteriore curvo
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro

13. Monoguida


(solo con ruote da 24" o 22")

- ◇ Destra
 ◇ Sinistra



16. Maniglie di spinta


- ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza¹ ☐ Schienale con snodo¹
 non consente barra tenditrice max L 50 cm



¹: schienale tensionabile obbligatorio non incluso

17. Sbilanciamento (COG)


distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"




- ◇ DX
 ◇ SX

Specificare l'altezza **H**
 da centro swing away a sedile

h:.....cm
 schienale tensionabile obbligatorio non incluso

19. Appoggiatesta

non incluso
 Prolunga schienale



- ◇ Fissa
 ◇ Regolabile in altezza
- Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



20. Tavolino

- △ Trasparente
 Trasparente emiplegico
 △ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48).

- △ Morbido imbottito¹

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso



- ◇ Altezza 3 cm
 ◇ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

24. Opzioni

- ☐ Adesivi per trasporto auto crash tested
 (escl.: portata >120Kg, R12", R.Ultral., sch.snodo)

△ Bretellaggio

△ Cintura pettorale

△ Divaricatore a fasce

△ Barra tenditrice

Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
 ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

◇ Pompetta per pneumatici

◇ Cinghia pelvica a 45°


◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Asta portaflebo con morsetto

◇ Morsetto per asta portaflebo

◇ Tasca portacatetere
 (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore



Altezza dal sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Note