


Rivenditore

Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole 12.21.06.039	Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157	

Legenda	
<input type="checkbox"/> di serie	<input type="checkbox"/> accessori con magg.
<input type="checkbox"/> accessori a N.T.	<input type="checkbox"/> accessori a listino
<input type="checkbox"/> accessori a N.T. con maggiorazione	

ELEGANT



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 (inclusa barra tenditrice) <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 (inclusa barra tend., doppia crociera, riv.tension., event. copripedana) <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58 <input type="checkbox"/> 60 (inclusa barra tend., doppia crociera, riv.tension., event. copripedana)
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48* <input type="checkbox"/> 50* (*doppia crociera obbligatoria a parte)
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 (inclusa barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54
HP Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51

Colore telaio

Blu metallizzato Rosso Perlato Nero opaco
 Nero lucido Grigio metallizzato
 (vedi catalogo "Colori") a partire da:
 (colori FLUO)

1 Rivestimento schienale

Nylon (fino a max L50)
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante-tens.
 Senza telo schienale
 Senza telo sedile

3 Colore rivestimento
 (solo rivestimento in Nylon)

Nero Arancio
 Rosso Verde
 Bluette Azzurro

4

a = 70° C = 16 cm
 (con DP=43cm e P=40cm)
 (standard)

a = 65° C = 21 cm
 (con DP=43cm e P=40cm)

△ Pedane elevabili (estraibili)

5

Separate in plastica
 (solo L = da 38 a 46 cm)

Cinturini fermapiedi
 Cinturini fermatalloni

6

Separate in profilo di alluminio con pedellino regolabile in inclinazione:

posizionato in avanti posizionato indietro

Cinturini fermapiedi

7

Unica in profilo di alluminio con pedellino regolabile in inclinazione:
 (non disponibile con pedane elevabili)

posizionato in avanti posizionato indietro

Cinturini fermapiedi

11 Salva abiti

Plastica
 Alluminio (in tinta)
 Fibra di carbonio
 Plastica avvolgente
 Non disponibile con sch.reclinabile

12

Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm

Aperto* con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 Ribaltabile*
 *(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito

Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

13

Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm
 (non disponibile con schienale reclinabile)

Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 Ribaltabile

Appoggiagomito

Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

14

Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm

Aperto* con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 Ribaltabile*
 *(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito

Dritto (lungo 26 cm)
 Dritto (lungo 36 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

15

Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso)

modello Desk
 Ribaltabile*
 *(non disponibile con schienale reclinabile)
 modello "U"
 Ribaltabile*
 *(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito

Classico (lungo 30 cm)
 Classico (lungo 36 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Dritto (lungo 36 cm)
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Rivenditore

Ruote posteriori (16)

- 24" 36 raggi 24" Light (24 raggi)
- 22" 36 raggi
- 20" 36 raggi
- 24" MTB con copert. CITYBIKE
- 24" MTB con copert. OFFROAD

Coperture

- Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
- Piene GRIGIE 22"/24"x1.3/8 o 22"x1
- Pneum. alta press. Scolp.
- Pneum. alta press. Lisce
- 24"/22" Pneum. Marathon Plus

Corrimano (17)

- Alluminio chiaro
- Acciaio cromato
- Alluminio scuro
- Gommato (a fusione)
- Curve L (24") (*)
- Gekko (24") (*)
- ☆ Copricorr. in silicone

(*) Non disponibile con ruote MTB

Copriraggi (18)


- ☆ Trasparenti
 - ☆ Neri
 - ☆ Fantasia
- codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori (19)

- 100 (4") piene cer. in plastica
- 125 (5") piene cer. in plastica
- 150 (6") piene
- 175 (7") piene
- 175 (7") pneumatiche


Prolunga passo

Obbligatorio con schienale reclinabile




Posteriore


- Con ruotine per passaggi stretti standard



- Senza ruotine per passaggi stretti




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva



Portata max 100 kg

(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm, non disponibile con schienale reclinabile)

- Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento (22)

- Destro Destro
 - Sinistro Sinistro
- (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole


(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro

Monoguida (23)

(Solo con ruote 24" o 22")

- ◇ Destra
- ◇ Sinistra



Cuscino foderato (24)

in poliuretano espanso




- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

NB: per L>52cm raccomandato cuscino rigido imbottito optional

Maniglie di spinta (25)

- Standard Schienale con snodo(*) (non consente barra tenditrice max L = 50cm non disponibile con schienale reclinabile)
- Regolabili in altezza* (max L = 48 cm)



(*) Obbligatorio rivestimento tensionabile


Schienale reclinabile (26)

- ◇ da 90° a 150° con maniglie fisse
- △ da 90° a 150° con maniglie reg. in altezza incluse (max L = 44 cm)

Obbligatori:
 - braccioli chiusi,
 - barra tenditrice,
 - prolunga passo
 - eventualmente tensionabile se maniglie reg. in H o L>50cm)




Divaricatore (27)



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
- ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali (*) (28)




- ◇ DX
 - ◇ SX
- Specificare l'altezza "h"

(*) Obbligatorio rivestimento tensionabile

Appoggiatesta (29)

A telino



- ☆ Fisso
- ☆ Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesti
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = cm d = cm

Tavolino (30)

- △ Trasparente (**)
- △ Plastica grigia (max L48)
- △ Morbido imbottito (**)
- △ Dx △ Sx Emiplegico trasparente

Specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio



(Solo con braccioli)

(**) per larghezza seduta >50cm il tavolo deve essere di misura XL

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
- Schienale posturale Vicair
- Schienale posturale Nxt

Freni (31)

- Classici leva corta
- Classici leva lunga
- Monofreno dx
- Monofreno sx
- A tamburo
- A tamburo + classici

- 33 Velcro universale (M+F)
- 34 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 35 Velcro "M" per VICAIR
- 36 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 37 Pattina di unione sedile-schienale
- 38 ◇ Cuscino rigido imbottito h5
- 39 ◇ Cuscino rigido imb. h5 L54-60
- 40 ◇ Bretellaggio
- 41 ◇ Cintura pettorale
- 42 ◇ Divaricatore a fasce
- 43 △ Doppia crociera
- 44 ☆ Barra tenditrice
- 45 ○ Pedana con molla
- 46 ○ Schienale con molla

Set anodizzato (32)

(Cerchi e mozzo ruote Light, forcelle)

- Nero
 - Argento
 - Arancio
 - Azzurro
 - Rosso
 - Viola ciclamino
- (Solo ruote Light)

Opzioni

- 47 ○ Tasca portacateteri
- 48 ☆ Dx ☆ Sx Postastamp.sing.
- 49 ☆ Dx ☆ Sx Postastamp.dopp.
- 50 ☆ Pompetta per pneumatici
- 51 ☆ Set portavaligia
- 52 ☆ Cinghia pelvica a 45°
- 53 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 54 ☆ Zainetto nero
- 55 ☆ Asta portaflebo con morsetto
- 56 ☆ Morsetto per asta portaflebo
- 57 ☆ Protezioni anteriori