

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore

Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole 12.21.06.039	Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157	

Nr. Repertorio MDR: 2350922


Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

MINISTAR

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 <input type="triangle-up"/> 46 <input type="triangle-up"/> 48 <input type="triangle-up"/> 50 (inclusa barra tenditrice) <input type="triangle-up"/> 52 <input type="triangle-up"/> 54 (inclusa barra tend., doppia crociera, riv.tension., event. copripedana) <input type="triangle-up"/> 56 <input type="triangle-up"/> 58 <input type="triangle-up"/> 60 (inclusa barra tend., doppia crociera, riv.tension., event. copripedana) (raccomandato cuscino rigido imbottito)
P Profondità Sedile	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48* ☐ 50* (*doppia crociera obbligatoria a parte)
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51 (inclusa barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51

cm



Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso Perlato ☐ Nero lucido ☐ Grigio metallizzato
☐(vedi catalogo "Colori")
☐ (colori FLUO)

①

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon (fino a max L50)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante-tens.
☐ Senza telo schienale

Colore rivestimento

(solo rivestimento in Nylon)


- ☐ Nero ☐ Arancio
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette
☐ Azzurro

③

☐ Pedane non estraibili


☐ Pedane estraibili

Pedane elevabili (estraibili)



④


☐ Separate in plastica
(solo L = da 38 a 52 cm)



- Cinturini fermapiedi
 Cinturini fermatalloni

⑤

Separate in profilo di alluminio
con predellino regolabile in
inclinazione:
(solo L = da 38 a 52 cm)



- Cinturini fermapiedi

⑥

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:
(non disponibile con pedane elevabili)



- Cinturini fermapiedi


⑦

Salva abiti

- ☐ Plastica
☐ Alluminio (in tinta)
☐ Fibra di carbonio
☐ Plastica avvolgente
Non disponibile con sch.reclinabile

⑪

☐ Bracciolo Desk
estraibile - h 22 cm




- ☐ Aperto* con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑫

☐ Bracciolo Sport
estraibile - h 22 cm
(non disponibile con schienale reclinabile)




- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑬

☐ Bracciolo a "U"
estraibile - h 22 cm



- ☐ Aperto* con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggia gomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑭

Bracciolo regolabile
in altezza (solo chiuso)



- ☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)



- ☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Classico (lungo 36 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑮

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
gennaio 2024

MINISTAR

Rivenditore

Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi ☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" MTB con copert.CITYBIKE
☐ 24" MTB con copert.OFFROAD

Coperture

- ☐ Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
☐ Pieni grigie 22"x1
☐ Pieni grigie (24"x22"x20" x 1.3/8)
☐ Pneum. alta press. Scolp.
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ 24" Pneum. Marathon Plus

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Curve L (24") (*)
☐ Gekko (24") (*)
☆ Copricorr. in silicone

(*) Non disponibile con ruote MTB

Copriraggi


- ☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

- ☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 150 (6") piene
☐ 175 (7") piene
☐ 175 (7") pneumatiche


Prolunga passo

Obbligatorio con schienale reclinabile




Posteriore

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva




Portata max 100 kg

(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm, non disponibile con schienale reclinabile)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
(Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

- ☆ Destro
☆ Sinistro


Antiribaltamento girevole

- ☆ Destro
☆ Sinistro

Monoguida

(Solo con ruote 24" o 22")

- ◇ Destra
◇ Sinistra




Cuscino foderato in poliuretano espanso

- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

NB: per L>52cm raccomandato cuscino rigido imbottito optional

Maniglie di spinta

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo(*)
(non consente barra tenditrice max L = 50 cm non disponibile con schienale reclinabile)
☐ Regolabili in altezza(*)
(max L = 48 cm)




(*) Obbligatorio rivestimento tensionabile


Schienale reclinabile

- ◇ da 90° a 150° con maniglie fisse
△ da 90° a 150° con maniglie reg. in altezza incluse (max L = 44 cm)

- Obbligatori:
- braccioli chiusi,
- barra tenditrice,
- prolunga passo
- eventualmente tensionabile se maniglie reg. in H o L>50cm)



Divaricatore



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile


Spinte Laterali (*)

- Swing Away
apribili
h cm
◇ DX
◇ SX
Specificare l'altezza "h"

(*) Obbligatorio rivestimento tensionabile

Appoggiatesta

A telino



- ☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = cm d = cm

Tavolino

- △ Trasparente (**)
△ Plastica grigia (max L48)
△ Morbido imbottito (**)
△ Dx △ Sx Emiplegico trasparente

- Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



(Solo con braccioli)

(**) per larghezza seduta >50cm il tavolo deve essere di misura XL

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
☐ Schienale posturale Vicair
☐ Schienale posturale Nxt

Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

- 33 ☐ Velcro universale (M+F)
34 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
35 ☐ Velcro "M" per VICAIR
36 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
37 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
38 ☐ Cuscino rigido imbottito H5
39 ☐ Cuscino rigido imb.H5 L54-60
40 ☐ Bretellaggio
41 ☐ Cintura pettorale
42 ☐ Divaricatore a fasce
43 ☐ Doppia crociera
44 ☐ Barra tenditrice
45 ☐ Pedana con molla
46 ☐ Schienale con molla

Opzioni

- 47 ☐ Tasca portacateteri
48 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.sing.
49 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.dopp.
50 ☆ Pompette per pneumatici
51 ☆ Set portavaligia
52 ☆ Cinghia pelvica a 45°
53 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
54 ☆ Zainetto nero
55 ☆ Asta portaflebo con morsetto
56 ☆ Morsetto per asta portaflebo
57 ☆ Protezioni anteriori