

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____


PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codici NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole 12.21.06.045 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172 Schienale prolungato 12.24.06.157
Nr. Repertorio MDR: 2350922

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
△ accessori a N.T. con maggiorazione

SIRIO



- L** Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44
△46 △48 △50 (inclusa barra tenditrice)
△52 △54 (inclusa barra tend., doppia crociera, riv.tension., event. copripedana)
(raccomandato cuscino rigido imbottito)
- P** Profondità Sedile ☐36 ☐38 ☐40 ☐42
○44 ○46 ○48* ○50* (*doppia crociera obbligatoria a parte)
- HS** Altezza Schienale ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41
○43 ○45 ○47 ○49 ○51 (inclusa barra tenditrice)
- HA** Altezza Sedile Anteriore ☐44 ☐46 ☐48 ☐50 ☐52
○54
- HP** Altezza Sedile Posteriore ☐44 ☐46 ☐48
- DP** Distanza Sedile Pedana ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47 ☐49 ☐51 cm

Colore telaio ☐ Nero opaco ☐ Grigio metallizzato
☐ Blu metallizzato ☐ Rosso Perlato

-(vedi catalogo "Colori")
○ (colori FLUO)

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon (fino max L50)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante-tens.
☐ Senza telo schienale

Colore rivestimento
(solo rivestimento in nylon)


- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro

☐ Pedane non estraibili**Pedane estraibili**


- ☐ **a = 70° C = 16 cm**
(con DP=43cm e P=40cm)
(standard)

- ☐ **a = 65° C = 21 cm**
(con DP=43cm e P=40cm)

△ Elevabili

☐ Separate in plastica
(solo L = da 38 a 46 cm)



- ◇ Cinturini fermapiiedi
☆ Cinturini fermatallon

**Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:**


- ☐ posizionato in avanti

- ☐ posizionato indietro

- ◇ Cinturini fermapiiedi

**Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:**
(non disponibile con pedane elevabili)


- ◇ Cinturini fermapiiedi

☐ Bracciolo Desk chiuso estraibile - h 22 cm

- ☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito


- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

☐ Bracciolo Sport chiuso estraibile - h 22 cm
(non disponibile con schienale reclinabile)

- ☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito


- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

☐ Bracciolo a "U" chiuso estraibile - h 22 cm


- ☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

Bracciolo regolabile in altezza

- ☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)



- ☐ Ribaltabile*
*(non disponibile con schienale reclinabile)

Appoggiagomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Classico (lungo 36 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

Rivenditore

Ruote posteriori

15

- ☐ 12" fisse
☒ 12" estrazione rapida
☒ 20" estrazione rapida *
- * corrimano solo su richiesta, optional

Coperture

- ☐ 12" Pneumatiche scolpite
☐ 12" Piene
☐ 20" Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
☐ 20" x 1 Piene GRIGIE
☐ 20" Pneum. alta press. Lisce


Ruotine anteriori

16

- ☐ 125 (5") piene cer. in plastica
☐ 150 (6") piene
☐ 175 (7") piene
☐ 175 (7") pneumatiche

Antiribaltamento


17



- ☆ Destro
☆ Sinistro

Spinte Lateralì *
Swing Away
Apribili

18



- ◇ DX
◇ SX

Specificare l'altezza "h"


* Obbligatorio rivestimento tensionabile

Schienale reclinabile


19

- ◇ da 90° a 150° con maniglie fisse
△ da 90° a 150° con maniglie reg.
in altezza incluse (max L = 44 cm)

Obbligatori:
- braccioli chiusi,
- barra tenditrice,
- prolunga passo
- eventualmente
tensionabile se
maniglie reg. in H
o L > 50 cm)

☐ Prolunga passo

20




Obbligatorio con schienale reclinabile

Maniglie di spinta

- ☐ Standard

- ☐ Regolabili in altezza *
(max L = 48 cm)


- ☐ Schienale con snodo*
(non consente barra tenditrice)
(max L = 50 cm)
(non disp. con schien.reclinabile)



* Obbligatorio rivestimento tensionabile

Divaricatore

22




- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Appoggiatesta

23

A telino




- ☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm
h = cm d = cm

Freni

24

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

26



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Tavolino

25



(Solo con braccioli)

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

- △ Trasparente *
△ Dx △ Sx Trasparente per emiplegico
△ Plastica grigia
△ Morbido imbottito *
* NB Tavolo XL per L ≥ 50cm

Opzioni

- 27 ☐ Velcro universale (M+F)
28 ☐ Velcro "M" per VICAIR
29 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
30 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
31 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
32 ◇ Cuscino rigido imbottito h5
33 ◇ Cuscino rigido imb. h5 L54-60
34 ◇ Bretellaggio
35 ◇ Cintura pettorale
36 ◇ Divaricatore a fasce
37 △ Doppia crociera
38 ☆ Barra tenditrice*
39 ○ Schienale con molla
40 ○ Tasca portacatetere
41 ☆ Pompette per pneumatici

* necessaria con schienale reclinabile

- 42 ☆ Set portavaligia
43 ☆ Cinghia pelvica a 45°
44 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
45 ☆ Zainetto nero
46 ☆ Asta portaflebo con morsetto
47 ☆ Morsetto per asta portaflebo
48 ☆ Protezioni anteriori
Portastampelle singolo
49 ☆ Dx ☆ Sx
Portastampelle doppio
50 ☆ Dx ☆ Sx

Nel caso di portastampelle doppio specificare
☐ in linea ☐ appaiate

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
☐ Schienale posturale Vicair
☐ Schienale posturale Nxt