

Rivenditore


Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....**ALTHEA.19R**
ribassata e reclinabileRif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

allungabile +2+4+6cm



L Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
	☐ 52	☐ 54	☐ 56	☐ 60					
P Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
	☐ 47	☐ 49	☐ 51	☐ 55	☐ 60				
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175)	☐ 48	☐ 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruote da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.									
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	
	ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)								
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6 cm e fino a max P50 cm Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.									

1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
¹: solo nylon tensionabile

3. Pedane

- ☐
- Pedane non estraibili




- ☐
- Pedane estraibili angolo 82°


misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm

- ☐
- Pedane estraibili angolo 68°

misure indicative DP 41 cm



- ☐
- Pedane elevabili estraibili

**5. Predellini**

- ☐
- Predellini separati in plastica





☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallonni (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione

O posizionati in avanti

O posizionati indietro

☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)


eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione


☐ Cinturini fermapièdi**4. Braccioli e appoggiagomiti**

- ☐
- Bracciolo
- DESK**
- chiuso estraibile h 22 cm

- ☐
- DESK**
- Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24"




- ☐
- Bracciolo
- DESK**
- chiuso regolabile in altezza, estraibile




- ☐
- Bracciolo
- U**
- estraibile chiuso h 22 cm

- ☐
- U**
- Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



- ☐
- Bracciolo
- U**
- chiuso regolabile in altezza, estraibile

**Appoggiagomiti**
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	
☐ Dritto (lungo 26 cm)			
☐ Dritto (lungo 36 cm)	ND		
☐ Emiplegico DX			
☐ Emiplegico SX			

☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....**ALTHEA.19R**
ribassata e reclinabile

Rivenditore

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro)
☐ OVAALS (all. scuro)
☐ OVAALG (c/ins.silicone)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☒ Copricorr. in silicone
 1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ☒ Trasparenti
☒ Neri
☒ Fantasia

codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 80 3"1.1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
 1: solo pedane estraibili 68°

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti




- ☐ Posteriore CURVO





i posteriori curvi non sono compatibili
 con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento**Dritto**

- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

**Curvo**

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

**14. Antiribaltamento**

- Dritto**
 per posteriore dritto
☒ Destro
☒ Sinistro




- Girevole**
 per posteriore curvo
☒ Destro
☒ Sinistro



13. Monoguida

(solo con ruote
 MONOGUIDA da 24" o 22")

- ☒ Destra
☒ Sinistra

**16. Maniglie di spinta**

- ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza¹





1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria

17. Prolunga passo


- ☒ sempre incluso

(NB montaggio
 ruota con COG -2 cm)

**18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"**

- ☒ DX
☒ SX

Specificare l'altezza H
 da centro swing away a sedile
 h:.....cm

19. Appoggiatesta**Prolunga schienale**

- ☒ Fissa
☒ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- ☒ Avvolgente



- ☒ Sagomato



- ☒ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- ☒ Trasparente
 Trasparente emiplegico
☒ Destro ☒ Sinistro
☒ Plastica grigia (max L48).
☒ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per
 bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario
 tavolo XL

15. Cuscino foderato in poliuretano espanso


- ☒ Altezza 3 cm
☒ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

23. Opzioni

- ☒ Bretellaggio
☒ Cintura pettorale
☒ Divaricatore a fasce
☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)
 Portastampella:
☒ Singolo DX ☒ Singolo SX
☒ Doppio DX ☒ Doppio SX
☒ Pompetta per pneumatici
☒ Cinghia pelvica a 45°
☒ Cinghia pelvica imbottita a 45°
☒ Asta portaflebo con morsetto
☒ Morsetto per asta portaflebo
☒ Tasca portacatetere

22. Divaricatore

Altezza dal
 sedile:
☒ 1 cm
☒ 3 cm
☒ 5 cm
☒ 7 cm
☒ cm

Note