

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....


Rivenditore

PAG.1/2 giugno 2026

ALTHEA.19PLUS
ribassata e allargabileRif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

(& allungabile +2+4+6cm)

L	☐ RANGE 1 L	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	Larghezza Sedile (adattabile all'interno del range selezionato)						
	☐ RANGE 2 L	P > 36cm		☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44					
	☐ RANGE 3 L	P > 36cm					☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	
P	Profondità Sedile			☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50			
Adattabile fino a 6cm (max. 50 cm)														
HS	Altezza Schienale			☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45		
				☐ 47	☐ 49	☐ 51	☐ 55	☐ 60	(barra tenditrice allargabile inclusa)					
HA	Altezza Sedile Anteriore			☐ 38(80max)	☐ 39(100max)	☐ 40(125max)	☐ 42(150max)	☐ 45 (175max)						
con misura max delle ruote anteriori compatibili tra parentesi.														
(NOTA: ruote anteriori da 175 mm non compatibili con pedane estraibili angolo 82°)				☐ 44 (150max)										☐ 46 (175max)
HP	Altezza Sedile Posteriore			☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 48		
NOTA: 24" ruote posteriori se min.HP 38-max HP 48				22" se min.HP 36- max HP 45				20" se min.HP 34- max HP 43						
DP	Distanza Sedile Pedana			☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45				
(da 17 a 32 cm, le pedane sono assemblate direttamente sul telaio)				cm										

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale

☐ **Telo sedile allungabile**
 Telo allargabile e allungabile +6cm max


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane


- ☐ Pedane non estraibili



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm




- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm



- ☐ Pedane elevabili estraibili

**5. Predellini**

- ☐ Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico
 Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
 Δ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)



Predellino unico in profilo di alluminio
 regolabile in inclinazione



Δ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio
 regolabili in altezza e inclinazione


Oposizionati in avanti Oposizionati indietro




Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)

4. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti


- ☐ **DESK** aperto ☐ **DESK** chiuso




- ☐ Plastica
 (con supporto in tinta)





- ☐ Alluminio
 (in tinta)




- ☐ **SPORT** aperto




- ☐ **U** aperto



- ☐ **SPORT** chiuso




- ☐ **U** chiuso




tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
 i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza


Δ **desk**



Δ **sport**



Δ **U**



(solo chiusi)

- ☐ Bracciolo alto 22 cm
 standard con HP ≥ 44 cm
☐ Bracciolo alto 27 cm
 standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomiti
tabella compatibilità

combinazioni in grigio non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
☐ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
☐ Emiplegico DX				
☐ Emiplegico SX				
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine				

Data Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n° Peso utente kg.....

ALTHEA.19PLUS

ribassata e allargabile

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD

- ☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (allumin.chiaro)¹
☐ OVAALS (allum.scuro)¹
☐ OVAALG (c/ins.in sil.)¹
☐ Curve L (24")¹
☐ Gekko (24")¹
☒ Copricorr. in silicone

¹: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene x 1 3/8" (22"/24"x1.3/8 o 22"x1) GRIGIE
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ☒ Trasparenti
☒ Neri
☒ Fantasia


codice:
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 80 3"11/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
¹: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA > 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti




- ☒ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA




Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto

- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro



Curvo

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro




13. Monoguida


- ☒ Destra.
☒ Sinistra

(solo con ruote da 24" o 22")

(con asse allargabile +2cm o +4cm)



14. Antiribaltamento



- Dritto per posteriore dritto
☒ Destro
☒ Sinistro




- Girevole per posteriore curvo
☒ Destro
☒ Sinistro

15. Prolunga passo

- ☐ con piastra



prolunga passo



(NB montaggio ruota con COG -2 cm)


16. Maniglie di spinta

- ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza¹ ☐ Schienale con snodo¹ non consente barra tenditrice max L 50 cm



17. Sbilanciamento (COG)


distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"




- ☒ DX
☒ SX

Specificare l'altezza H da centro swing away a sedile
 h: cm

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale (non allargabile)



- ☒ Fissa
☒ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- ☒ Avvolgente



- ☒ Sagomato



- ☒ Con supporti laterali



20. Tavolino

- ☒ Trasparente
 Trasparente emiplegico

- ☒ Destro ☒ Sinistro
☒ Plastica grigia (max L48)
☒ Morbido imbottito¹

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso (non allargabile)



- ☒ Altezza 3 cm
☒ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici


24. Opzioni

- ☒ Bretellaggio
☒ Cintura pettorale
☒ Divaricatore a fasce
☒ Barra tenditrice allargabile

Portastampella:

- ☒ Singolo DX ☒ Singolo SX
☒ Doppio DX ☒ Doppio SX
☒ Pompetta per pneumatici
☒ Cinghia pelvica a 45°
☒ Cinghia pelvica imbottita a 45°
☒ Asta portaflebo con morsetto
☒ Morsetto per asta portaflebo
☒ Tasca portacatetere (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore...



Altezza dal sedile:
☒ 1 cm
☒ 3 cm
☒ 5 cm
☒ 7 cm
☒ cm

Note