

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....**ALTHEA.19**
assetto ribassato


PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
& 12.22.18.015 (bariatrica) Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ standard (default) ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 52	☐ 36 ☐ 54	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 60	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
	☐ 47	☐ 49	☐ 51	☐ 55	☐ 60	barra tenditrice inclusa			
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175)	☐ 48	☐ 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruote da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.									
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	
ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)									
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuali barra tenditrice, schienale tensionabile, copripedana unica Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6cm e fino a max P50 cm Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio e non è possibile montare i predellini in plastica									

allungabile +2+4+6cm

crash-tested

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon (L massima 50 cm)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro
 T: solo nylon tensionabile

3. Pedane


- ☐
- Pedane non estraibili




- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruote da 175 mm




- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm



- ☐
- Pedane elevabili estraibili


**5. Predellini**

- ☐
- Predellini separati in plastica




- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione








☐ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione




Oposizionati in avanti Oposizionati indietro

☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm☐ A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

non disponibile con pedane estraibili o elevabili solo L fra 36 e 46 cm

☐ Cinturini fermapièdi**4. Salva abiti, braccioli e appoggiatesta**☐ **DESK** aperto☐ **DESK** chiuso☐ **SPORT** aperto☐ **SPORT** chiuso☐ **U** aperto☐ **U** chiuso☐ Plastica
(con supporto in tinta)☐ Alluminio
(in tinta)tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza

☐ **desk**☐ **sport**☐ **U**

(solo chiusi)

- ☐ Bracciolo alto 22 cm
 standard con HP ≥ 44 cm

- ☐ Bracciolo alto 27 cm
 standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiatesta
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Dritto (lungo 26 cm)				
☐ Dritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
☐ Emiplegico DX				
☐ Emiplegico SX				
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine				

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

ALTHEA.19

assetto ribassato

PAG.1/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
- ☐ 22" 36 raggi
- ☐ 20" 36 raggi
- ☐ 24" LIGHT 24 raggi
- ☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
- ☐ 24" MTB cop. OFFROAD
- ☐ 12" piene
- ☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
 - ☐ Acciaio lucido
 - ☐ Alluminio scuro
 - ☐ Gommato (a fusione)
 - ☐ OVAAL (all. chiaro)¹
 - ☐ OVAALS (all. scuro)¹
 - ☐ OVAAL G (c/ins.silicone)¹
 - ☐ Curve L (24")¹
 - ☐ Gekko (24")¹
 - ☒ Copricorr. in silicone
- ¹: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
- ☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
- ☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
- ☐ Piene GRIGIE 22"/24"x1.3/8 o 22"x1
- ☐ Piene 24"x1 KIK NERE
- ☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ☒ Trasparenti
- ☒ Neri
- ☒ Fantasia


codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 80 3"1.1/4 piene cerchio plastica
 - ☐ 100 4"x1.1/4 piene cerchio plastica
 - ☐ 100 4"x1.1/4 piene cerchio allum.
 - ☐ 125 5"x1.1/4 piene cerchio plastica
 - ☐ 125 5"x1.1/4 piene cerchio allum.
 - ☐ 150 6" pneumatiche
 - ☐ 150 6" piene
 - ☐ 175 7" piene¹
 - ☐ 175 7" pneumatiche¹
- ¹: solo pedane estraibili 68°

11. Posteriore

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti




- ☒ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA




Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento


Dritto

- ☐ per post. dritto
- ☐ Destro
- ☐ Sinistro



Curvo


- ☐ per post. curvo
- ☐ Destro
- ☐ Sinistro




13. Monoguida

(solo con ruote MONOGUIDA da 24" o 22")

- ☒ Destra
- ☒ Sinistra



14. Antiribaltamento




- Dritto per posteriore dritto
- ☒ Destro
 - ☒ Sinistro



- Girevole per posteriore curvo
- ☒ Destro
 - ☒ Sinistro



15. Prolunga passo

- ☐ con piastra prolunga passo (NB montaggio ruota con COG -2 cm)



16. Maniglie di spinta


- ☐ Standard
- ☐ Regolabili in altezza¹
- ☐ Schienale con snodo¹ non consente barra tenditrice max L 50 cm



¹: schienale tensionabile obbligatorio non incluso

17. Sbilanciamento (COG)


distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)
- ☐ 3,5 cm
- ☐ 5,5 cm
- ☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"




- ☒ DX
- ☒ SX

Specificare l'altezza H da centro swing away a sedile
 h:.....cm

schienale tensionabile obbligatorio non incluso

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale



- ☒ Fissa
- ☒ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- ☒ Avvolgente



- ☒ Sagomato



- ☒ Con supporti laterali



20. Tavolino

- ☒ Trasparente
- Trasparente emiplegico
- ☒ Destro ☒ Sinistro

- ☒ Plastica grigia (max L48)

- ☒ Morbido imbottito¹

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso



- ☒ Altezza 3 cm
- ☒ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
- ☐ Classici leva lunga
- ☐ A tamburo
- ☐ Monofreno destro
- ☐ Monofreno sinistro
- ☐ A tamburo + classici

24. Opzioni

- ☐ Adesivi per trasporto auto ^{crash tested} (escl.: portata >120Kg, R12", R.Ultral., sch. snodo)

- ☒ Bretellaggio.

- ☒ Cintura pettorale

- ☒ Divaricatore a fasce

- ☒ Barra tenditrice

Portastampella:

- ☒ Singolo DX ☒ Singolo SX
- ☒ Doppio DX ☒ Doppio SX

- ☒ Pompette per pneumatici

- ☒ Cinghia pelvica a 45°


- ☒ Cinghia pelvica imbottita a 45°

- ☒ Asta portaflebo con morsetto

- ☒ Morsetto per asta portaflebo

- ☒ Tasca portacatetere (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore



- Altezza dal sedile:
- ☒ 1 cm
 - ☒ 3 cm
 - ☒ 5 cm
 - ☒ 7 cm
 - ☒ cm

Note