

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....


☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....**ALTHEA.R**
schienale reclinabileRif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 52	☐ 36 ☐ 54	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 60	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P Profondità Sedile	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45
	☐ 47	☐ 49	☐ 51	☐ 55	☐ 60				
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52		
	☐ 54								
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50		
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34	☐ 35	☐ 37	☐ 39	☐ 41	☐ 43	☐ 45	☐ 47	☐ 49
	☐ 51								

La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica
A prescindere dalla P selezionata, la profondità è regolabile fino a +6 cm, a un massimo di 50 cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.

e sedile allungabile +2+4+6cm**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
☐ Tasca sedile e schienale di serie

Colore


- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
¹: solo nylon tensionabile

3. Pedane


- ☐
- Pedane non estraibili



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm




- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm



- ☐
- Pedane elevabili estraibili

**5. Predellini**

- ☐
- Predellini separati in plastica





- ☐ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
☐ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione

Oposizionati in avanti

Oposizionati indietro



☐ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)

eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm


Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione

Oposizionato in avanti


Oposizionato indietro

☐ Cinturini fermapièdi**4. Braccioli e appoggiamiti**

- ☐
- Bracciolo
- DESK**
- chiuso estraibile h 22 cm




- ☐
- Bracciolo
- DESK**
- chiuso regolabile in altezza, estraibile




- ☐
- DESK**
- Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24"

- ☐
- Bracciolo
- U**
- estraibile chiuso h 22 cm



- ☐
- Bracciolo
- U**
- chiuso regolabile in altezza, estraibile



- ☐
- U**
- Alto 27 cm dal sedile necessario per HP ≤ 42 cm e R24"

Appoggiamiti
tabella compatibilità

ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)		ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
☐ Diritto (lungo 36 cm)			
☐ Emiplegico DX			
☐ Emiplegico SX			
☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine			

ALTHEA.R
schienale reclinabile

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD
☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (all. chiaro)₁
☐ OVAALS (all. scuro)₁
☐ OVAALG (c/ins.silicone)₁
☐ Curve L (24")₁
☐ Gekko (24")₁
☒ Copricorr. in silicone
 1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
☐ Piene 24"x1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia


codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori


- ☐ 100 4"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1¼ piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹
 1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA ≥ 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore


- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriore CURVO





i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento**Dritto**


- per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

**Curvo**

- per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

**14. Antiribaltamento**

- Dritto**
 per posteriore dritto
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro




- Girevole**
 per posteriore curvo
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro



13. Monoguida

(solo con ruote monoguida da 24" o 22")

- ◇ Destra
 ◇ Sinistra

**16. Maniglie di spinta**


- ☐ Standard
☐ Regolabili in altezza¹




1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria

17. Prolunga passo


- ☒ sempre incluso
 (NB montaggio ruota con COG -2 cm)

**18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"**

- ◇ DX
 ◇ SX



Specificare l'altezza **H**
 da centro swing away a sedile
 h:.....cm

19. Appoggiatesta**Prolunga schienale**

- ◇ Fissa
 ◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- △ Trasparente
 Trasparente emiplegico
 △ Destro △ Sinistro

- △ Plastica grigia (max L48)
 △ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

15. Cuscino foderato in poliuretano espanso

- ◇ Altezza 3 cm
 ◇ Altezza 5 cm

21. Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

23. Opzioni

- △ Bretellaggio
 △ Cintura pettorale
 △ Divaricatore a fasce
☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)

Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
 ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

- ◇ Pompette per pneumatici


- ◇ Cinghia pelvica a 45°

- ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

- ◇ Asta portaflebo con morsetto

- ◇ Morsetto per asta portaflebo

- ◇ Tasca portacatetere
 (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore

Altezza dal sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Note