

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....


Rivenditore

PAG.1/2 giugno 2026

ALTHEA PLUS
allargabileRif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487**Legenda**☐ **standard (default)** ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

e allungabile +2+4+6cm

☐ RANGE 1 L	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46	Larghezza Sedile (adattabile all'interno del range selezionato)
☐ RANGE 2 L P > 36cm	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52	
☐ RANGE 3 L P > 36cm (barra tenditrice allargabile obbligatoria a parte)	☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56 ☐ 58	
☐ P Profondità Sedile Adattabile fino a 6cm (max. 50 cm)	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50	
☐ HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51 ☐ 55 ☐ 60 (barra tenditrice allargabile inclusa)	
☐ HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54	
☐ HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50	
☐ DP Distanza Sedile Pedana	☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51 (da 17 a 32 cm, le pedane sono assemblate direttamente sul telaio) CM	

**1. Colore telaio**

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")


2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile**
 Telo allargabile e allungabile +6cm max


- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie
- Colore**
☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane


- ☐
- Pedane non estraibili



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 82°
 misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm



- ☐ Pedane estraibili
 angolo 68°
 misure indicative DP 41 cm



- ☐
- Pedane elevabili estraibili

**4. Predellini**

- ☐
- Predellini separati in plastica



- ☐ Copripedana unico
 Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)
 Δ Cinturini fermatallon (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione





Δ Cinturini fermapièdi

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione


Oposizionati in avanti

Oposizionati indietro




Δ Cinturini fermapièdi (max L 50 cm)


Oposizionato indietro

**5. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti**


- ☐
- DESK**
- aperto




- ☐
- DESK**
- chiuso




- ☐
- SPORT**
- aperto




- ☐
- SPORT**
- chiuso






- ☐
- U**
- aperto



- ☐
- U**
- chiuso



Regolabili in altezza

Δ **desk**Δ **sport**Δ **U**tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

(solo chiusi)

- ☐ Bracciolo alto 22 cm
 standard con HP ≥ 44 cm

- ☐ Bracciolo alto 27 cm
 standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomito
tabella compatibilità

combinazioni in grigio non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
☐ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	ND	
☐ Dritto (lungo 26 cm)				
☐ Dritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
☐ Emiplegico DX				
☐ Emiplegico SX				

☐ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

ALTHEA PLUS
allargabile

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" LIGHT 24 raggi
☐ 24" MTB cop. CITYBIKE
☐ 24" MTB cop. OFFROAD

- ☐ 12" piene
☐ 12" pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
 se HP 44 12" solo con posteriori curvi
 Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (allumin.chiaro)¹
☐ OVAALS (allum.scuro)¹
☐ OVAALG (c/ins.in sil.)¹
☐ Curve L (24")¹
☐ Gekko (24")¹
☐ Copricorr. in silicone

¹: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene x 1 3/8" (22"/24"x1.3/8 o 22"x1) GRIGIE
☐ Piene 24"X1 KIK NERE
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus€ 84

9. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia

codice:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia


10. Ruotine anteriori

- ☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio plastica
☐ 125 5"x1 1/4 piene cerchio allum.
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene
☐ 175 7" piene¹
☐ 175 7" pneumatiche¹


¹: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA > 48 cm e pedane estraibili 68°

11. Posteriore

- ☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti





- ◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



Portata
max
100 kg

il dispositivo a leva impone l'altezza
posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

- ☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



i posteriori curvi non sono compatibili
con le ruote per passaggi stretti


12. Dispositivo di sbilanciamento

- Dritto**
per post. dritto



- ☐ Destro
☐ Sinistro

- Curvo**
per post. curvo


- ☐ Destro
☐ Sinistro

**13. Monoguida**

- ◇ Destra.
 ◇ Sinistra
 (solo con ruote monoguida da 24" o 22")
 (con asse allargabile +2cm o +4cm)

**14. Antiribaltamento**


- Dritto**
per posteriore dritto
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro






- Girevole**
per posteriore curvo
 ◇ Destro
 ◇ Sinistro

15. Prolunga passo


- ☐ con piastra prolunga passo
 (NB montaggio ruota con COG -2 cm)

**16. Maniglie di spinta**

- ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza¹ ☐ Schienale con snodo¹
 non consente barra tenditrice max L 50 cm


**17. Sbilanciamento (COG)**

distanza fra centro mozzo e schienale



- ☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44


18. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

- ◇ DX
 ◇ SX

Specificare l'altezza **H**
da centro swing away a sedile
 h:.....cm

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale (non allargabile)



- ◇ Fissa
 ◇ Regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali

**20. Tavolino**

- △ Trasparente
 Trasparente emiplegico

- △ Destro △ Sinistro
 △ Plastica grigia (max L48)
 △ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



Il tavolo è disponibile solo con braccioli
 1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso
(non allargabile)

- ◇ Altezza 3 cm
 ◇ Altezza 5 cm

21. Freni


- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ A tamburo
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo + classici

24. Opzioni

- △ Bretellaggio
 △ Cintura pettorale
 △ Divaricatore a fasce
 △ Barra tenditrice allargabile

Portastampella:

- ◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
 ◇ Doppio DX ◇ Doppio SX
 ◇ Pompette per pneumatici
 ◇ Cinghia pelvica a 45°
 ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
 ◇ Asta portaflebo con morsetto
 ◇ Morsetto per asta portaflebo
 ◇ Tasca portacatetere
 (NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore

Altezza dal sedile:
 ◇ 1 cm
 ◇ 3 cm
 ◇ 5 cm
 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Note