

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.1/2 genn.2024

con schienale

ARIEL
reclinabile


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori12.24.21.106
N° repertorio MDR.....2288487

Legenda

☐ standard (default) ☐ opzione con magg.
☐ opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L	Larghezza Sedile	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36
P	Profondità Sedile	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	
HS	Altezza Schienale	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	Sempre con barra tenditrice	
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175) ☐ 48
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili								
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46 ☐ 48
Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm								
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43



1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo pastello
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

2. Rivestimenti


- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale, per s. posturale:
☒ SAMEKH (scheda a parte)
☐ altro schienale posturale

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie


Colore

- ☐ Nero (default)
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane




- ☐ Pedane fisse con anteriore DRITTO
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ Pedane estraibili con anteriore DRITTO
freno a tiro obbligatorio



- ☐ Pedane fisse con anteriore ABDOTTO
Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO
Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ Pedane elevabili estraibili
da sommare eventualmente ad anteriore abdutto
necessita di autorizzazione tecnica


4. Predellini

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio
(non realizzabili per L < 30 e anteriore dritto)



Δ Cinturini fermapièdi

- ☐ Pedana unica in profilo di alluminio
(necessaria per L < 30 e anteriore dritto)



10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°

11. Salva abiti e braccioli

- ☐ Spondina in alluminio per schienale reclinabile



- ☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio per schienale reclinabile



Appoggiamiti

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi*
☐ 22" Light 24 raggi
☐ 20" Light 20 raggi
☐ 12" (300 mm) piene**
☐ 12" (300 mm) pneumatiche**

* ruote da 24" solo con P 34 o P36 cm
 ** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (24"allum.chiaro)
☐ OVAALG (24"sc.c/ins.sil)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☒ Copricorr. in silicone

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene grigie 20"o 22" x 1
☐ Piene grigie 20-22-24"x1.3/8
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

8. Copriraggi

- ☒ Trasparenti
☒ Neri
☒ Fantasia
 codice:.....
☒ Fantasia con nome personalizzato
 nome:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

9. Ruotine anteriori


- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene cerchio allum
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene cerchio allum
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 175 7" piene
☐ 175 7" pneumatiche

ARIEL


con schienale **reclinabile**

12. Maniglie di spinta

☐ Regolabili in altezza dritte





☐ Regolabili in altezza abdotte




13. Posteriore

☐ Posteriore CURVO
(non compatibile con passaggi stretti)

☐ Posteriore DRITTO



☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)



con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300

14. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto
per post. dritto

☐ Destro
☐ Sinistro



Curvo
per post. curvo

☐ Destro
☐ Sinistro




15. Monoguida

(solo con campanatura 0° e ruote da 24"o 22")


◇ Destra

◇ Sinistra



16. Prolunga passo

☒ con piastra
prolunga passo



17. Antiribaltamento


Dritto
per posteriore dritto

☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX




Girevole
per posteriore curvo

☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX



18. Appoggiatesta



◇ Prolunga schienale
regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

△ Avvolgente




△ Sagomato



△ Con supporti laterali



19. Divaricatore



Altezza dal
sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ cm


20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

◇ DX

◇ SX

Specificare l'altezza **H**
da centro swing away a sedile

h: cm



21. Set anodizzato

☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

solo ruote Light

22. Cuscino foderato in poliuretano espanso



◇ Altezza 3 cm

◇ Altezza 5 cm

25. Opzioni

△ Bretellaggio

△ Cintura pettorale

△ Divaricatore a fasce

◇ Pompetta per pneumatici

◇ Cinghia pelvica a 45°

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Zainetto nero

◇ Protezioni anteriori

23. Tavolino

△ Trasparente

△ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



esclusivamente disponibile con braccioli

24. Freni

☐ Classici leva corta (P>32 cm)
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Class.leva lunga (P>32 cm)
☐ Class.c/leva lunga piegh.
☐ A tiro c/leva lunga
☐ A tiro c/leva lunga piegh
☐ Integrati ai salva abiti
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

Note