

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.1/2 _ gennaio 2024

ARIEL


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori12.24.21.106
 N° repertorio MDR..... 2288487

Legenda

☐ Standard (default) Oopzione con magg.
☐ Oopzione di serie ♦ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile	☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale	☐ 21 ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80) ☐ 39(100) ☐ 40(125) ☐ 42(150) ☐ 44(150) ☐ 45(175) ☐ 46(175) ☐ 48 Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43



1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo pastello
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori") a partire da €82,00
☐ Verde fluo €127,00 ☐ Arancio fluo .. €127,00

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile . €60,00
☐ Senza telo schienale, per s. posturale:
☒ SAMEKH (scheda a parte)
☐ altro schienale posturale
☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie


Colore

- ☐ Nero (default)
☐ Rosso' €35,00
☐ Bluette' . . €35,00
☐ Arancio' . . €35,00
☐ Verde' €35,00
☐ Azzurro' . . €35,00
 t: solo nylon tensionabile

3. Pedane



- ☐ **Pedane fisse con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane estraibili con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio



- ☐ **Pedane fisse con anteriore ABDOTTO** .€ 67,00
 Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO** .€ 67,00
 Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane elevabili estraibili** €165,00
 da sommare eventualmente ad anteriore abdotto
necessita di autorizzazione tecnica

4. Predellini

NB:
 -da DP17 a DP31cm pedane/a
 montata/e sul telaio
 -per L24-26-28cm si
 raccomanda pedana unica

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio
☐ Pedana unica in profilo di alluminio

Δ Cinturini fermapièdi € 28,00

10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°


11. Salva abiti e braccioli

- ☐ Spondina in plastica ☐ Spondina in alluminio ... € 67,00
☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica ☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio ... € 67,00

Appoggiagomiti

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) €29,00
☐ Dritto (lungo 26 cm)

- ☐ Bracciolo a L, regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile e ribaltabile... € 143,00



Appoggiagomiti

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi* €109,00
☐ 22" Light 24 raggi €109,00
☐ 20" Light 20 raggi €109,00
☐ 12" (300 mm) piene** €109,00
☐ 12" (300 mm) pneumatiche** €109,00

* ruote da 24" solo con P 34 o P 36 cm

** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica (non dispon. con HP38 o HP40cm)

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24" . € 30,00
☐ Alluminio scuro € 60,00
☐ Gommato (a fusione) .. €155,00
☐ OVAAL (24"allum.chiaro). €110,00
☐ OVAALG (24"sc.c/ins.sil.). €199,00
☐ Curve L (24") €358,00
☐ Gekko (24") €449,00
☐ Copricorr. in silicone €118,00

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene grigie 20"o22" x1 € 63,00
☐ Piene grigie 20-22-24"x1.3/8 € 63,00
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus€ 84,00

8. Copriraggi



- ♦ Trasparenti € 110,00
 ♦ Neri € 212,00
 ♦ Fantasia € 212,00
 codice:
 ♦ Fantasia con nome personalizzato
 nome:"" € 234,00
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

9. Ruotine anteriori




- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci €44,00
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene cerchio allum €82,00
☐ 100 4" piene con luci €44,00
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene cerchio allum €82,00
☐ 125 5" piene con luci €44,00
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 175 7" piene
☐ 175 7" pneumatiche

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

12. Maniglie di spinta

☐ Fisse☐ Regolabili in altezza dritte☐ Regolabili in altezza abdotte
..... € 68.00


13. Posteriore

☐ Posteriore CURVO
(non compatibile
con passaggi stretti)☐ Posteriore DRITTO☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)


con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300

15. Monoguida

(solo con campanatura 0°
e ruote da 24"o 22")

☒ Destra
..... €259.00☒ Sinistra
..... €259.00


16. Prolunga passo

☐ con piastra
prolunga passo


14. Dispositivo di sbilanciamento

**Dritto**
per post. dritto☐ Destro
☐ Sinistro**Curvo**
per post. curvo☐ Destro
☐ Sinistro

17. Antiribaltamento

**Dritto**
per posteriore dritto☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX . € 46.00**Girevole**
per posteriore curvo☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX . €122.00

18. Appoggiatesta

☒ Prolunga schienale
regolabile in altezza..... € 95.00

Standard h = 20 cm d = 15 cm
Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

☒ Avvolgente

..... €146.00

☒ Sagomato


..... €167.00

☒ Con supporti laterali

..... €188.00



19. Divaricatore..... € 107.00



Altezza dal
sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ cm


20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

◇ DX..... €125.00

◇ SX..... €125.00

Specificare l'altezza **H**
da centro swing away a sedile

h: cm



21. Set anodizzato

☐ Nero solo ruote Light
☐ Argento
☐ Azzurro..... € 143.00
☐ Rosso € 143.00
☐ Arancio..... € 143.00
☐ Viola ciclamino..... € 143.0022. Cuscino foderato
in poliuretano espanso


◇ Altezza 3 cm € 61.00

◇ Altezza 5 cm € 61.00

23. Tavolino

☒ Trasparente € 195.00☒ Morbido imbottito € 195.00

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
(raccomandato)



esclusivamente disponibile con braccioli

24. Freni

☐ Classici leva corta (P>32 cm)
☐ Classici leva corta a tiro
○ Class.leva lunga (P>32 cm) € 23.00
○ Class.c/leva lunga piegh. € 30.00
○ A tiro c/leva lunga..... € 45.00
○ A tiro c/leva lunga piegh. € 48.00
○ Integrati ai salva abiti . €125.00
○ Monofreno destro. € 66.00
○ Monofreno sinistro. € 66.00
○ A tamburo €215.00
○ A tamburo + classici. €284.00

25. Opzioni

☐ Adesivi per trasporto autocrash
tested

△ Bretellaggio..... € 93.00

△ Cintura pettorale..... € 42.00

△ Divaricatore a fasce..... € 104.00

◇ Pompetta per pneumatici € 22.00

◇ Cinghia pelvica a 45°..... € 22.00

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°..... € 80.00

◇ Zainetto nero € 31.00

◇ Protezioni anteriori..... € 36.00

Note