

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore _____

Riferimento Codici N. T.

Carrozzina ad autospinta: 12.21.06.036 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106
 Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172 Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
 Schienale prolungato 12.24.06.157 **Nr. Repertorio MDR: 2328002**

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☐ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

ARYA

ARYA

L Larghezza sedile ☐20 ☐22 ☐24 ☐26
☐28 ☐30 ☐32 ☐34 ☐36

P Profondità sedile ☐20 ☐22 ☐24 ☐26 ☐28 ☐30 ☐32 ☐34 ☐36 ☐38 (regolabile +2, +4, +6 cm)

HS Altezza Schienale ☐25 ☐27 ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41


HA Altezza Sedile Anteriore ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48

HP Altezza Sedile Posteriore ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46

DP Distanza Sedile Pedana cm (min. 15 cm, max 35 cm per HA=40 cm)
 (min. 15 cm, max 41 cm per HA=46 cm) cm

ARYA PLUS Versione con seduta allargabile*

☐ range 1* ☐20 ☐22 ☐24 ☐26
☐ range 2* ☐24 ☐26 ☐28 ☐30 ☐32
☐ range 3* ☐28 ☐30 ☐32 ☐34 ☐36



Colore telaio ☐ Azzurro Cielo ☐ Rosso perlato ①
☐ Blu metallizzato ☐ Rosa metallizzato
☐ Arancio fluo ☐ Verde fluo
☐ (vedi catalogo "Colori")
☐ Bicolore: telaio bianco perlato + opz. a) (kit montante & salva-abiti)
 opz. b) (2° colore fluo)

Rivestimento schienale ②
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale:.....

Colore rivestimento ③
 (solo rivestimento Nylon)
☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

Telaio anteriore

☐ Standard ☐ Dritto (sconsigliato per L < 32) ☐ Abdotto (L+5 cm)

Pedana ⑤
☐ Non estraibile
☐ Estraibile

☐ Predellino Unico in alluminio ⑦

☐ Predellini Separati in alluminio ⑥
 Solo per L > 32 cm (anteriore Dritto)
 Solo per L > 28 cm (anteriore Abdotto)

☐ Cinturini fermapiiedi

☐ Aperto

Pedana unica alzabile, regolabile in altezza e profondità

Unico predellino con anteriore aperto

☐ Maniglie di spinta fisse ☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte ☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza abdotte ☐ Maniglione regolabile in altezza ⑧

Salva abiti ⑨
☐ Plastica
☐ Alluminio (in tinta)
☐ Carbonio

☐ Bracciolo a "T" integrato regolabile in altezza ⑩
 (da sommare al salva abiti)
Appoggiagomito
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

Distanza tra centro mozzo e schienale ⑪
☐ -3 cm (prolunga passo)
☐ 0 cm
☐ 3 cm (standard)
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑫
 93° 89° 91°
☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Antiribaltamento girevole ⑬
 ☆ DX
 ☆ SX

Ruote posteriori (14)

- ☐
- 24" Light (24 raggi) (*)
-
- ☐
- 22" Light (24 raggi)
-
- ☐
- 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐
- Pneum. alta pressione Lisce
-
- ☐
- Pneum. alta pressione Scolpite
-
- ☐
- Marathon Plus 22" o 24"
-
- ☐
- Piene grigie 20"x1 o 22"x1
-
- ☐
- Piene KIK 24" nere
-
- (*) Solo con P=36 cm e HP da 40 a 46 cm

Campanatura ruote posteriori (18)

- ☐
- 1°
- ☐
- 3°
- ☐
- 5°

Corrimano (15)

- ☐
- Alluminio chiaro
-
- ☐
- Acciaio cromato 24"
-
- ☐
- Alluminio scuro
-
- ☐
- Gommato (a fusione)
-
- ☐
- Carbolife Curve L 24" neri *
-
- ☐
- Carbolife GEKKO neri 24"*
-
- ☆ Copricorr. in silicone

* solo per ruote da 24"


Copriraggi (16)

- ☆ Trasparenti
-
- ☆ Neri
-
- ☆ Fantasia
-
- codice:
-
- (vedi catalogo copriraggi fantasia)
-
- ☆ Fantasia con nome personalizzato
-
- ""
-
- (vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori (17)

- ☐
- 80 (3") piene cerchio plastica
-
- ☐
- 80 (3") piene con luci
-
- ☐
- 100 (4") piene cerchio plastica
-
- ☐
- 100 (4") piene con luci
-
- ☐
- 100 (4") piene cerchio all.
-
- ☐
- 125 (5") piene cerchio plastica
-
- ☐
- 125 (5") piene cerchio all.
-
- ☐
- 125 (5") piene con luci
-
- ☐
- 150 (6") pneumatiche
-
- ☐
- 150 (6") piene

Appoggiatesta (19)



- ◇ Prolunga schienale regolabile in altezza

Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = cm d = cm

Orbitale

- △ Avvolgente




- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali




Divaricatore (20)



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile (altezza regolabile)

Spinte Laterali (21)

Swing Away
apribili

- ◇ Destra
-
- ◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino (22)

- △ Trasparente
-
- △ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:

- ☐
- singolo
- ☐
- doppio (raccomandato)



(Solo con braccioli)

Set anodizzato (23)

(Cerchi ruote post. LIGHT, mozzi e forcelle)

- ☐
- Nero
-
- ☐
- Argento
-
- ☐
- Azzurro
-
- ☐
- Rosso
-
- ☐
- Arancio
-
- ☐
- Viola ciclamino

Cuscino foderato (24)

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm
-
- ☆ Altezza 5 cm

Freni (25)

- ☐
- Integrati su spondina
-
- ☐
- A tamburo
-
- ☐
- A tamburo + integrati
-
- ☐
- A leva corta (a partire da P32)

Opzioni

- 26
- ☐
- Velcro universale (M+F)
-
- 27
- ☐
- Velcro "M" (uncino) sul sedile
-
- 28
- ☐
- Velcro "M" per VICAIR
-
- 29
- ☐
- Velcro "F" (asola) sul sedile
-
- 30
- ☐
- Pattina di unione sedile-schienale
-
- 31 ◇ Cuscino rigido imbottito
-
- 32 ◇ Bretellaggio
-
- 33 ◇ Cintura pettorale
-
- 34
- ☐
- Divaricatore a fasce
-
- 35 ☆ Pompetta per pneumatici
-
- 36 ☆ Cinghia pelvica a 45°
-
- 37 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
-
- 38 ☆ Zainetto nero
-
- 39 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐
- Cuscino posturale VICAIR
-
- ☐
- Schienale posturale SAMEKH
-
- ☐
- Schienale posturale nxt