

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore

Riferimento Codici NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole 12.21.06.036 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172 Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157

Nr. Repertorio MDR: 2350922

Legenda


- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☐ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

CHILDREN

- L** Larghezza Sedile ☐ 24* ☐ 26* ☐ 28* ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale ☐ 21 ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41

*obbligatoria pedana unica

cm



Colore telaio

- ☐ Azzurro Cielo ☐ Rosso perlato ☐ Arancio
☐ Blu metallizzato ☐ Rosa metallizzato ☐ Giallo pastello

☐ Arancio FLUO

☐ Verde FLUO

☐(vedi catalogo "Colori") a partire da:

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale

Colore rivestimento

(solo rivestimento nylon)

- ☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio


Pedane non estraibili

Pedane estraibili

Pedane elevabili Estraibili


con P= da 32 a 36
(soggette a valutazione
tecnica di fattibilità)

☐ Separata in profilo di alluminio
(da DP 17 a DP 31cm pedana montata sul telaio)
(per L24 - 26 - 28 si raccomanda pedana unica)



☐ Cinturini fermapiiedi


☐ Unica in profilo di alluminio




☐ Cinturini fermapiiedi

Salva abiti


☐ Plastica



☐ Alluminio curvo in tinta



☐ Bracciolo Desk
estraibile - h 20 cm
(solo con schienale reclinabile)




☐ Regolabile in altezza

Appoggiagomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

☐ Bracciolo Sport
estraibile (solo aperto)
h 20 cm (con ruote post. 22")
h 18 cm (con ruote post. 20")



Appoggiagomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Tubolare

(solo con HS>25cm)

☐ Bracciolo a "T"
integrato nella spondina,
regolabile in altezza
(non disponibile con con schienale reclinabile)
(da sommare al salva-abiti)



Appoggiagomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

Ruote posteriori

- ☐ 24" (36 raggi) (*)
☐ 22" (36 raggi)
☐ 20" (36 raggi)
☐ 24" Light (24 raggi) (*)
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐ Pneum. scolpite
☐ Pneum. alta press. lisce
☐ P. alta press. scolpite
☐ Piene grigie 20"x1 o 22"x1
☐ Piene grigie x 1.3/8
☐ Marathon Plus 22" o 24"

(*) Solo con P=36 o 34 cm e HP da 40 a 46 cm

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri
☐ Carbolife GEKKO neri 24"
☐ Copricorr. in silicone

Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0° ☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Copriraggi

- ☐ Trasparenti
☐ Neri
☐ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
☐ Fantasia con nome personalizzato

" "
(vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori

- ☐ 80 (3") piene cerchio plastica
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene con luci
☐ 150 (6") pneumatiche (min HA 46 cm)
☐ 150 (6") piene (min HA 46 cm)

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
gennaio 2024


CHILDREN

Rivenditore


Maniglie di spinta (17)

(non con schienale reclinabile)


☐ Fisse



☐ Regolabili
in altezza
dritte




☐ Regolabili
in altezza
abdotte



Schienale reclinabile (18)

△ da 90° a 150° con
maniglie regolabili
in altezza



Obbligatori braccioli chiusi,
barra tenditrice, prolunga passo,
schienale tensionabile

Monoguida (21)


(solo con campanatura 0°)
(solo ruote 22" o 24")



◇ Destra

◇ Sinistra


☐ **Con ruotine per
passaggi stretti** (19)



☐ **Posteriori curvi**
(senza ruotine per passaggi stretti)



☐ **Prolunga passo** (22)



Obbligatorio con schienale reclinabile

**Dispositivo di
sbilanciamento** (20)

☐ Destro



☐ Sinistro



☐ Destro

☐ Sinistro

(Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

☐ Dx

☐ Sx

☆ Dx e Sx



**Antiribaltamento
girevole** (solo con posteriori curvi)


☐ Dx

☐ Sx

☆ Dx e Sx



Appoggiatesta (23)



◇ Prolunga schienale
regolabile in altezza

Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = cm d = cm

Orbitale

△ Avvolgente




△ Sagomato



△ Con supporti laterali



Divaricatore (24)



◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm

◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Set anodizzato (27)

(Cerchi ruote post. se Light,
mozzi e forcelle)

☐ Nero

☐ Argento

☐ Azzurro

☐ Rosso

☐ Arancio

☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light)

Tavolino (26)

△ Trasparente

△ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:

☐ singolo ☐ doppio


(Solo con braccioli)

Spinte Laterali apribili "swing away" (25)

◇ DX

◇ SX

Specificare l'altezza "h"



Cuscino foderato (28)

in poliuretano espanso



☆ Altezza 3 cm

☆ Altezza 5 cm

Freni (29)

☐ Classici leva corta

☐ Classici leva corta a tiro

☐ Classici leva lunga

☐ Monofreno destro

☐ Monofreno sinistro

☐ A tamburo

☐ Classici + a tamburo

Opzioni

30 ☐ Velcro universale (M+F)

31 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile

32 ☐ Velcro "M" per VICAIR

33 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

34 ☐ Pattina di unione sedile-schienale

35 ◇ Cuscino rigido imbottito

36 ◇ Bretellaggio

37 ◇ Cintura pettorale

38 ◇ Divaricatore a fasce

39 △ Doppia crociera

40 ☆ Barra tenditrice

41 ☆ Pompetta per pneumatici

42 ☆ Cinghia pelvica a 45°

43 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°

44 ☆ Zainetto nero

45 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **VICAIR**
- ☐ Schienale posturale **SAMEKH**
- ☐ Schienale posturale **next**