

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
Nr. Repertorio MDR: 2351673

Legenda


- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☐ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

EMERALD

- L** Larghezza Sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 17* ☐ 19* ☐ 21* ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33
☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41

* Non disponibile con pedane estraibili

cm



Colore telaio

- ☐ Azzurro Cielo ☐ Rosso perlato ☐ Arancio
☐ Blu metallizzato ☐ Rosa metallizzato ☐ Giallo pastello

☐ Arancio FLUO

☐ Verde FLUO

☐(vedi catalogo "Colori") a partire da:

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
☆ altro schienale posturale:.....

Colore rivestimento


(solo rivestimento Nylon)

- ☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

Telaio anteriore

- ☐ **Standard**
(sconsigliato
per L < 32cm)

- ☐ **Abdotto**
(raccomandato
per L < 32cm)



Pedane

- ☐ Estraibili
☐ Non estraibili

☐ Separata in profilo di alluminio

Solo per L>32cm (anteriore standard)
Solo per L>28cm (anteriore abdoto)

◇ Cinturini fermapiedi

☐ Unica in profilo di alluminio

◇ Cinturini fermapiedi


Salva abiti

- ☐ **Plastica (standard)**

☐ Alluminio curvo in tinta




☐ Bracciolo a "T" integrato nella spondina e regolabile in altezza

(da sommare al salva-abiti)



Appoggiamanico

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)

☐ Maniglie di spinta fisse☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza

Ruote posteriori

- ☐ 24" Light (24 raggi) *
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite
☐ Pieni grigie 20" o 22" x 1
☐ Pieni neri KIK 24"
☐ Marathon Plus 22" o 24"

* NB: R24" solo con P= 34 o 36 cm e HP da 40 a 46 cm

Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri
☐ Carbolife GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi

- ☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
☆ Fantasia con scritta personalizzata
"....."
(vedi catalogo copriraggi fantasia)


Ruotine anteriori

- ☐ 80 (3") piene con luci
☐ 80 (3") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cerchio all.
☐ 150 (6") pneumatiche (se HA min.43)
☐ 150 (6") piene (se HA min.43)

Antiribaltamento girevole


①6

- ☐
- Destro
-
- ☐
- Sinistro
-
- ☆ Destro e sinistro

☆ **Prolunga passo**

①7

(disponibile solo senza antiribaltamento)

**Cuscino foderato**
in poliuretano espanso


①8

- ☆ Altezza 3 cm
-
- ☆ Altezza 5 cm

**Monoguida**(solo con campanatura 0°)
(solo ruote 36 raggi 22" o 24")


①9

- ◇ Destra
-
- ◇ Sinistra

**Appoggiatesta**

②0

- ◇ Prolunga schienale regolabile in altezza
-
- Standard: h = 15 cm d = 10 cm
-
- h = cm d = cm

**Orbitale**


- △ Avvolgente
-
- △ Sagomato
-
- △ Con supporti laterali

**Divaricatore**

②1

- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
-
- ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

**Set anodizzato**

(Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

②4

- ☐
- Nero
-
- ☐
- Argento
-
- ☐
- Azzurro
-
- ☐
- Rosso
-
- ☐
- Arancio
-
- ☐
- Viola ciclamino

Freni

②5

- ☐
- Classici leva corta
-
- ☐
- Classici leva corta a tiro
-
- ☐
- Classici leva lunga
-
- ☐
- Monofreno destro
-
- ☐
- Monofreno sinistro
-
- ☐
- A tamburo
-
- ☐
- Tamburo + classici

Tavolino

②3

- △ Trasparente
-
- △ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:

- ☐
- singolo
- ☐
- doppio



(Solo con braccioli)

Opzioni

- 26
- ☐
- Velcro universale (M+F)
-
- 27
- ☐
- Velcro "M" (uncino) sul sedile
-
- 28
- ☐
- Velcro "F" (asola) sul sedile
-
- 29
- ☐
- Pattina di unione sedile-schienale
-
- 30 ◇ Cuscino rigido imbottito
-
- 31 ◇ Bretellaggio
-
- 32 ◇ Cintura pettorale
-
- 33
- ☐
- Divaricatore a fasce
-
- 34 ☆ Pompetta per pneumatici
-
- 35 ☆ Cinghia pelvica a 45°
-
- 35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
-
- 37 ☆ Zainetto nero
-
- 38 ☆ Protezioni anteriori

Notes**Prodotti correlati:**

- ☐
- Cuscino posturale
- VICAIR**
-
- ☐
- Schienale posturale
- Samekh**
-
- ☐
- Schienale posturale
- nxt**