

Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

**PAG. 1/2**  
**gennaio 2024**


Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio MDR: 2350920

**Legenda**

- di serie       accessori con magg.  
 accessori a N.T.       accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

**IDRA2.0 KID**  
**ASSE REGOLABILE**



- L** Larghezza Sedile       24    26    28    30    32    34    36  
**P** Profondità Sedile       26    28    30    32    34    36  
**HS** Altezza Schienale       25    27    29    31    33    35    37    39    41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore       40    42    44    46    48  
**HP** Altezza Sedile Posteriore       36    38    40    42    44    46  
**DP** Distanza Sedile Pedana ..... cm (min. 15 cm, max 35 cm per HA=40 cm)  
 (min. 15 cm, max 41 cm per HA=46 cm)

cm


- Colore telaio**       Nero opaco       Azzurro Cielo      ①  
 Rosa metallizzato       Rosso perlato       Bianco perlato  
 Arancio FLUO       Verde FLUO  
 .....(vedi catalogo "Colori")

- Rivestimento schienale**      ②  
 Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tens.  
 Senza telo schienale, per s.posturale:  
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro schienale posturale:.....

- Colore rivestimento**      ③  
 (solo rivestimento Nylon)  
 Nero       Azzurro  
 Rosso       Verde  
 Bluette       Arancio

**Telaio anteriore**      ④

- Maniglie di spinta fisse       Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte       Maniglie di spinta regolabili in altezza abdotte       Maniglione regolabile in altezza      ⑤



**Pedana Separata in Alluminio**      ⑥

Solo per L ≥ 32 cm (anter.standard)  
 Solo per L ≥ 28 cm (anter.abdotto)




◇ Cinturini fermapiedi

**Pedana Unica in Alluminio**      ⑦



◇ Cinturini fermapiedi

**Pedana Unica Chiusa regolabile in carbonio**      ⑧



**Salva abiti**      ⑨

Alluminio con ala in fibra di carbonio



Alluminio con ala in plastica




**Bracciolo a "T" integrato nella spondina in carbonio, regolabile in altezza**      ⑩



**Appoggiagomito**


- Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)

**Distanza tra centro mozzo e schienale (regolabile)**      ⑪




- 3 cm       7 cm  
 5 cm (standard)       9 cm

**Inclinazione schienale (regolabile)**      ⑫



- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Antiribaltamento girevole**      ⑬



- Destro  
 Sinistro  
 ☆ Destro e sinistro

