

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif.cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio MDR: 2351552

Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

QUASAR KID

ASSE REGOLABILE



- L** Larghezza Sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
DP Distanza Sedile Pedana cm (min. 15 cm, max 35 cm per HA=40 cm)
 (min. 15 cm, max 41 cm per HA=46 cm)

cm

- Colore telaio** ☐ Azzurro Cielo ☐ Rosso perlato ☐ Arancio ①
☐ Titanio lucido ☐ Blu metallizzato ☐ Rosa metallizzato ☐ Giallo pastello
☐ (vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo



- Rivestimento** ②
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale:.....

- Colore rivestimento** ③
 (solo rivestimento Nylon)
☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

Telaio anteriore


④

- ☐ Maniglie di spinta fisse
☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte
☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza abdotte
☐ Maniglione regolabile in altezza




☐ Pedana Separata in Alluminio ⑥

Solo per L ≥ 32 cm (anter.standard)
 Solo per L ≥ 28 cm (anter.abdotto)




◇ Cinturini fermapièdi

☐ Pedana Unica in Alluminio ⑦



◇ Cinturini fermapièdi

☐ Pedana Unica Chiusa regolabile in carbonio ⑧



☐ Salva abiti ⑨

☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio

☐ Alluminio con ala in plastica


☐ Bracciolo a "T" integrato nella spondina in carbonio, regolabile in altezza ⑩



Appoggia gomito


- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

Distanza tra centro mozzo e schienale (regolabile) ⑪




- ☐ 3 cm ☐ 7 cm
☐ 5 cm (standard) ☐ 9 cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑫



- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Antiribaltamento girevole ⑬



- ☐ Destro
☐ Sinistro
 ☆ Destro e sinistro

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
gennaio 2024

QUASAR KID

Rivenditore

Ruote posteriori

13

- ☐ 24" Light (24 raggi) *
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)
Coperture
☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite (24"/22")
☐ Marathon Plus 22" o 24"
☐ Piene 20"x1 o 22"x1
☐ Piene KIK 24"
NB *R24" con P=34 o 36cm e HP da 40 a 46cm

Campanatura ruote posteriori

17

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

Corrimano

14

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri
☐ Carbolife GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi

15

- ☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
☆ Fantasia con scritta personalizzata
"....."
(vedi catalogo copriraggi fantasia)


Ruotine anteriori

16

- ☐ 80 (3") piene con luci
☐ 80 (3") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cerchio all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Appoggiatesta


18



- ◇ Prolunga schienale regolabile in altezza
Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = cm d = cm

Divaricatore


19



- ◇1 ◇3 ◇5 ◇7 cm
◇ cm
Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali
apribili "swing away"

20



- ◇ Destra
◇ Sinistra
Specificare l'altezza "h"
(con le spinte lo schienale non sarà più abbattibile)

Tavolino

21

- △ Trasparente
Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

(Solo con braccioli)

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali




Set anodizzato

(Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

☆ **Tasca portaoggetti**

24



Cuscino foderato
in poliuretano espanso

23



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Freni

25

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ Integrati nel salva-abiiti

Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
28 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
29 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
30 ◇ Cuscino rigido imbottito
31 ◇ Bretellaggio
32 ◇ Cintura pettorale
33 ☐ Divaricatore a fasce
34 ☆ Pompetta per pneumatici
35 ☆ Cinghia pelvica a 45°
36 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
37 ☆ Zainetto nero
38 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
☐ Schienale posturale **Samekh**