

Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

**PAG. 1/2**  
**gennaio 2024**

Rivenditore


Riferimento Codice Nomenclatore Tariffario  
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio MDR: 2349229

**Legenda**

- di serie      ○ accessori con magg.  
 ◇ accessori a N.T.      ☆ accessori a listino  
 ▲ accessori a N.T. con maggiorazione

# RUBY

- L** Larghezza Sedile       24  26  28  30  32  34  36  
**P** Profondità Sedile       26  28  30  32  34  36  
**HS** Altezza Schienale       25  27  29  31  33  35  37  39  41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore       40  42  44  46  48  
**HP** Altezza Sedile Posteriore       36  38  40  42  44  46  
**DP** Distanza Sedile Pedana ..... cm (min. 15 cm, max 35 cm per HA=40 cm)  
 (min. 15 cm, max 41 cm per HA=46 cm)



**Colore telaio**

- Azzurro Cielo     Rosso perlato     Arancio ①  
 Blu metallizzato     Rosa metallizzato     Giallo pastello  
 Arancio fluo                                       Verde fluo  
 ..... (vedi catalogo "Colori")


**Rivestimento schienale** ②

- Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tens.  
 Senza telo schienale, per s.posturale:  
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro schienale posturale:.....


**Colore rivestimento** ③

- (solo rivestimento Nylon)  
 Nero                       Azzurro  
 Rosso                       Verde  
 Bluette                       Arancio

**Telaio anteriore** ④




**Pedana Unica Chiusa regolabile in carbonio** ⑤




**Pedana Separata in alluminio** ⑥


Solo per L>32 cm (anteriore standard)  
 Solo per L>28 cm (anteriore abdotta)



**Pedana Unica in alluminio** ⑦



- Maniglie di spinta fisse     Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte     Maniglie di spinta regolabili in altezza abdotta     Maniglione regolabile in altezza ⑧



**Salva abiti** ⑨

- Plastica  
 Carbonio



**Bracciolo a "T" reg. H, integrato** ⑩

(nel salva abiti in plastica)

**Bracciolo a "T" reg. H, integrato**


(nel salva abiti in carbonio, da sommare al salva abiti)

**Appoggiamito**

- Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)




**Distanza tra centro mozzo e schienale** ⑪




- 3 cm  
 5 cm (standard)  
 7 cm  
 9 cm

**Inclinazione schienale** (regolabile) ⑫



- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Antiribaltamento girevole** ⑬



- Dx  
 Sx  
 ☆ Dx e Sx

Note

