

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codici NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole 12.21.06.036 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172 Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157

Nr. Repertorio MDR: 2351566

Legenda


- ☐ di serie
☐ accessori a N.T. ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☐ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

SAPHIRA

- L** Larghezza Sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
☐ Versione con seduta allargabile SAPHIRA PLUS
HS Altezza Schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 (se HP36 o 38, max ruote post. 22")
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 17* ☐ 19* ☐ 21* ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33

(*) Non disponibile con pedane estraibili ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41

cm

**Colore telaio**

- ☐ Azzurro cielo ☐ Rosso perlato
☐ Blu metallizzato ☐ Rosa metallizzato

☐ Arancio fluo ☐ Verde fluo

☐ (vedi catalogo "Colori") a partire da:

☐ Bicolor: telaio bianco perlato +

opz.a)
(kit montante & salva-abiti)
opz.b) (2° colore fluo)

- ☐ Arancio
☐ Giallo pastello

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
☆ SAMEKH (scheda a parte)
☆ altro schienale posturale:


**Colore rivestimento
(solo rivestimento nylon)**

- ☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

Telaio anteriore

- ☐ **Standard**
(sconsigliato
per L < 32cm)

- ☐ **Abdutto**
(raccomandato
per L < 32cm)

**Pedane**


- ☐ Non estraibili

- ☐ Estraibili


**Separata in profilo di
alluminio**

Solo per L ≥ 32 cm
(anter.standard)

Solo per L ≥ 28 cm
(anter.abdutto)



- ◇ Cinturini fermapiedi

**Unica in profilo di
alluminio
(compatibilità da verificare)**

- ◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti


- ☐ **Plastica
(standard)**






- ☐ Alluminio
curvo in tinta



- ☐ Carbonio

**Bracciolo a "T"
integrato nel salva abiti
e regolabile in altezza
(da sommare al salva abiti)****Appoggiamito**

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)

**Maniglie di
spinta fisse****Maniglie di
spinta
regolabili in
altezza dritte****Maniglie di
spinta
regolabili in
altezza abdotte****Ruote posteriori**

- ☐ 24" Light (24 raggi) (*)
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite (24"/22")
☐ Marathon Plus 22" o 24"
☐ Pieni grigie 20"x1 o 22"x1
☐ Pieni KIK 24" nere
(*) Solo con P=36 o 34 cm e HP da 40 a 46 cm

**Campanatura ruote
posteriori**

- ☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24**
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri *
☐ Carbolife GEKKO neri 24**
☆ Copricorr. in silicone

* solo per ruote da 24"

Copriraggi


- ☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
☆ Fantasia con scritta personalizzata
" "
(vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori

- ☐ 80 (3") piene cerchio plastica
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene con luci
☐ 150 (6") pneumatiche (min HA 46 cm)
☐ 150 (6") piene (min HA 46 cm)

Antiribaltamento girevole

16




☆ DX
☆ SX

(doppio solo con L = 34 o 36 cm)

Distanza tra centro mozzo e schienale

17



- ☐ -3 cm (prolunga p.)
☐ 0 cm
☐ 3 cm (standard)
☐ 5 cm

Cuscino foderato

18


in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Appoggiatesta

19



◇ Prolunga schienale regolabile in altezza

Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = cm d = cm

Orbitale

△ Avvolgente



△ Sagomato




△ Con supporti laterali

**Divaricatore**

20


◇ Applicato sul sedile



◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm ◇ cm
Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile (altezza regolabile)

Spinte Laterali
Swing Away
Apribili

21



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino

22

- △ Trasparente
△ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:

- ☐ singolo ☐ doppio (raccomandato)



(Solo con braccioli)

Set anodizzato

23

(Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Freni

24

- ☐ Integrati su spondina
☐ A tamburo
☐ A tamburo + integrati

Opzioni

- 25 ☐ Velcro universale (M+F)
26 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
27 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
28 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
29 ◇ Cuscino rigido imbottito
30 ◇ Bretellaggio
31 ◇ Cintura pettorale
32 ○ Divaricatore a fasce
33 ☆ Pompetta per pneumatici
34 ☆ Cinghia pelvica a 45°
35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
36 ☆ Zainetto nero
37 ☆ Protezioni anteriori

Notes**Prodotti correlati:**

- Cuscino posturale **Vicair**
○ Schienale posturale **Samekh**
○ Schienale posturale **Nxt**