

Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

**PAG. 1/2**  
**gennaio 2024**

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060  
 Nr. Repertorio MDR: 2351673


**Legenda**

- di serie       accessori con magg.  
 accessori a N.T.       accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

# CHILDREN 3000

- CHILDREN 3000**  
 L Larghezza sedile       24    26    28    30    32    34    36
- CHILDREN 3000 PLUS**  
 L Larghezza sedile regolabile  
 (all'interno del range di regolazione selezionato)
- RANGE 1:  24    26    28    30    32  
 RANGE 2:       26    28    30    32    34    36    38

- con posteriore Children 3000  
 con posteriore curvo



- P Profondità sedile       28    30 (regolabile da 28 a 34 cm)  
 32    34    36    38 (regolabile da 32 a 38 cm)
- HS Altezza schienale       25    27    29    31    33    35    37    39    41  
 HA Altezza Sedile Anteriore       40    42    44    46    48  
 HP Altezza Sedile Posteriore       36    38    40    42    44    46  
 DP Distanza Sedile Pedana       17\*    19\*    21\*    23    25    27    29    31    33  
 35    37    39  
 \* Non disponibile con pedane estraibili

cm

**Colore telaio** ①

- Azzurro cielo       Arancio       Rosso perlato       Rosa metallizzato
- .....(vedi catalogo "Colori") a partire da:  
 ..... (colori FLUO)

**Rivestimento schienale** ②


- Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tens.  
 Senza telo schienale, per s.posturale:  
 ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro schienale posturale:.....

**Colore rivestimento** ③  
 (solo rivestimento Nylon)

- Nero       Azzurro  
 Rosso       Verde  
 Bluette       Arancio


**Telaio anteriore** ④

- Standard**  
 (sconsigliato per L<32cm)
- Abdoto**  
 (raccomandato per L<32cm)



**Pedane** ⑤

- Estraibili  
 Non estraibili
- △ Elevabili (estraibili)  
 soggette a valutazione tecnica di fattibilità




**Separata in profilo di alluminio** ⑥  
 Solo per L>32cm (anteriore standard)  
 Solo per L>28cm (anteriore abdoto)

- ◇ Cinturini fermapiedi

**Unica in profilo di alluminio** ⑦

- ◇ Cinturini fermapiedi



**Salva abiti** ⑧

- Plastica (standard)**
- Alluminio curvo in tinta




**Bracciolo a "T" integrato nella spondina e regolabile in altezza** ⑨  
 (da sommare al salva abiti)

**Appoggiagomito**


- Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)




**Maniglie di spinta fisse**



**Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte**



**Maniglie di spinta regolabili in altezza abdote** ⑩



**Ruote posteriori** ⑪

- 24" Light (24 raggi) \*  
 22" Light (24 raggi)  
 20" Light (20 raggi)

**Coperture**

- Pneum. alta pressione Lisce  
 Pneum. alta pressione Scolpite  
 Piene grigie 20" o 22" x 1  
 Piene nere KIK 24" x 1  
 Marathon Plus 22" o 24"

\* NB: R24" solo con P= 34 o 36 cm e HP da 40 a 46 cm

**Campanatura ruote posteriori** ⑮

- 1°       3°       5°

**Corrimano** ⑫

- Alluminio chiaro  
 Acciaio cromato 24"  
 Alluminio scuro  
 Gommato (a fusione)  
 Carbolife Curve L 24" neri  
 Carbolife GEKKO 24" neri  
 ☆ Copricorr. in silicone

**Copriraggi** ⑬


- ☆ Trasparenti  
 ☆ Neri  
 ☆ Fantasia  
 codice: .....  
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)  
 ☆ Fantasia con nome personalizzato  
 " ..... "  
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)

**Ruotine anteriori** ⑭

- 80 (3") piene con luci  
 80 (3") piene cerchio plastica  
 100 (4") piene con luci  
 100 (4") piene cerchio plastica  
 100 (4") piene cerchio all.  
 125 (5") piene cerchio plastica  
 125 (5") piene cerchio all.  
 150 (6") pneumatiche (HA min.43cm)  
 150 (6") piene (HA min.43cm)


Rivenditore

**Antiribaltamento alzabile Children 3000** (16)  
 con posteriore Children 3000




- Destro  
 Sinistro  
 ☆ Destro e sinistro

**Antiribaltamento girevole** (17)  
 con posteriore curvo



- Destro  
 Sinistro  
 ☆ Destro e sinistro


☆ **Prolunga passo** (18)



Posteriore Children 3000 (richiede antiribaltamento alzabile Children 3000)


Posteriore curvo (richiede antiribaltamento girevole)

**Schien.reclinabile** (19)  
 solo con posteriore Children 3000




- da 90° a 150°,  
 opzioni obbligatorie:  
 - posteriore Children 3000  
 - maniglie di spinta regolabili in H  
 - barra tenditrice  
 - piastra prolunga passo  
 - salva abiti in alluminio (per reclinabile)

**Divaricatore** (20)




- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm  
 ◇ ..... cm  
 Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

**Monoguida** (21)  
 solo con campanatura 0°  
 solo ruote 36 raggi 22" o 24"



- ◇ Destra  
 ◇ Sinistra

**Spinte Laterali** (22)



- ◇ Destra  
 ◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"  
 Lo schienale non è più abbattibile

**Tavolino** (23)


- △ Trasparente  
 △ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:  
 singolo  doppio (raccomandato)



(Solo con braccioli)

**Appoggiatesta**



- ◇ Prolunga schienale regolabile in altezza  
 Standard: h = 15 cm d = 10 cm  
 h = ..... cm d = ..... cm

**Orbitale**

△ Avvolgente



△ Sagomato



△ Con supporti laterali



**Set anodizzato** (24)  
 (Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

- Nero  
 Argento  
 Azzurro  
 Rosso  
 Arancio  
 Viola ciclamino

**Cuscino foderato** (25)  
 in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm  
 ☆ Altezza 5 cm

**Freni** (26)

- Classici leva corta  
 Classici leva corta a tiro  
 Classici leva lunga  
 Monofreno destro  
 Monofreno sinistro  
 A tamburo  
 A tamburo + classici  
 Integrati nel salva abiti (previa autorizzazione tecnica)  
 A tamburo + integrati nel salva abiti (previa autorizzazione tecnica)

**Opzioni**

- 27  Velcro universale (M+F)  
 28  Velcro "M" (uncino) sul sedile  
 29  Velcro "F" (asola) sul sedile  
 30  Pattina di unione sedile-schienale  
 31 ◇ Cuscino rigido imbottito  
 32 ◇ Bretellaggio  
 33 ◇ Cintura pettorale  
 34 ○ Divaricatore a fasce  
 35 ☆ Barra tenditrice  
 36 ☆ Barra tenditrice allargabile  
 37 ☆ Pompetta per pneumatici  
 38 ☆ Cinghia pelvica a 45°  
 39 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°  
 40 ☆ Zainetto nero  
 41 ☆ Protezioni anteriori  
 42  Adesivi per trasporto auto

Note

**Prodotti correlati:**

- Cuscino posturale Vicair  
 Schienale posturale Samekh  
 Schienale posturale Nxt