

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo Firma☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 giugno 2026


Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
 Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda

- ☐ **standard (default)** ☐ opzione con magg.
☐ opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

ARIEL-E

allargabile +2+4
allungabile +2+4+6cm
crash-tested



L	Larghezza Sedile	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36
P	Profondità Sedile	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	
HS	Altezza Schienale	☐ 21	☐ 23	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175)
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le routine da 175mm necessitano di approvazione tecnica.								
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46
Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm								
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37
		☐ 39	☐ 41	☐ 43				

1. Colore telaio


- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo pastello
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti


- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale, per s. posturale:
☒ **FAMEKH** (scheda a parte)
☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie

Colore

- ☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

- ☐ **Pedane fisse con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane estraibili con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio



- ☐ **Pedane fisse con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane elevabili estraibili**
 da sommare eventualmente ad anteriore abdotto
necessita di autorizzazione tecnica

4. Predellini

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio
☐ Pedana unica in profilo di alluminio
 NB:
 -da DP17 a DP31cm pedane/a montata/e sul telaio
 -per L24-26-28cm si raccomanda pedana unica
 Δ Cinturini fermapiedi


11. Salva abiti e braccioli

- ☐ Spondina in plastica ☐ Spondina in alluminio
☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica ☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio
Appoggiagomiti
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°

- ☐ Bracciolo a L, regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile e ribaltabile

**Appoggiagomiti**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi*
☐ 22" Light 24 raggi
☐ 20" Light 20 raggi
☐ 12" (300 mm) piene**
☐ 12" (300 mm) pneumatiche**

* ruote da 24" solo con P 34 o P 36 cm

** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica (non dispon. con HP38 o HP40cm)

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (24"allum.chiaro)
☐ OVAALG (24"sc.c/ins.sil.)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☐ Copricorr. in silicone

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum.alta pressione scolpite (22"/24")
☐ Piene grigie 20"o 22" x 1
☐ Piene grigie 20-22-24"x1.3/8
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

8. Copriraggi

- ☐ Trasparenti
☐ Neri
☐ Fantasia
 codice:.....
☐ Fantasia con nome personalizzato
 nome:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

9. Routine anteriori

- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene c.allum.arg.o nero
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene c.allum.arg.o nero
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 175 7" piene (*)
☐ 175 7" pneumatiche (*)

(*) necessaria valutazione tecnica di compatibilità

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo






Firma

☐ Ordine n°.....

Peso utente kg.....




Rivenditore

PAG.2/2 giugno 2026

ARIEL-E**12. Maniglie di spinta**☐ Fisse☐ Regolabili in altezza dritte☐ Regolabili in altezza abdotte**13. Posteriore**☐ Posteriore CURVO
(non compatibile
con passaggi stretti)☐ Posteriore DRITTO☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300**15. Monoguida**(solo con campanatura 0°
e ruote monoguida da 24"o 22")

◇ Destra

◇ Sinistra

**16. Prolunga passo**☐ con piastra
prolunga passo**14. Dispositivo di sbilanciamento****Dritto**
per post. dritto☐ Destro
☐ Sinistro**Curvo**
per post. curvo☐ Destro
☐ Sinistro**17. Antiribaltamento****Dritto**
per posteriore dritto☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX**Girevole**
per posteriore curvo☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX**18. Appoggiatesta**◇ Prolunga schienale
regolabile in altezzaStandard h = 20 cm d = 15 cm
Personalizzato h = cm d = cm**Orbitale**


△ Avvolgente



△ Sagomato



△ Con supporti laterali

**19. Divaricatore**Altezza dal
sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ cm**21. Set anodizzato**☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

solo ruote Light

23. Tavolino△ Trasparente
△ Morbido imbottitoSpecificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
(raccomandato)

esclusivamente disponibile con braccioli


20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

◇ DX

◇ SX

Specificare l'altezza H
da centro swing away a sedile

h: cm

**22. Cuscino foderato**

in poliuretano espanso



◇ Altezza 3 cm

◇ Altezza 5 cm

25. Opzioni☐ Adesivi per trasporto auto **crash tested**

△ Bretellaggio

△ Cintura pettorale

△ Divaricatore a fasce

◇ Pompetta per pneumatici

◇ Cinghia pelvica a 45°

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Zainetto nero

◇ Protezioni anteriori

Note