

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°.....

Peso utente kg.....

PAG.1/2 gigno 2026

ARIEL


Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
 Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda

☐ standard (default) ☐ opzione con magg.
☐ opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

con schienale
reclinabile
 e sedile allungabile +2+4+6cm

L	Larghezza Sedile	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36
P	Profondità Sedile	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	
HS	Altezza Schienale	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	Sempre con barra tenditrice	
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175) ☐ 48
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili								
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46 ☐ 48
Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm								
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43



1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo pastello
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")


2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Tessuto traspirante tensionabile ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Senza telo schienale, per sist.posturale: ☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ **FAMEKH** (scheda a parte) ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie ☐ solo nylon tensionabile


Colore

- ☐ Nero (default)
☐ Rosso
☐ Bluette
☐ Arancio
☐ Verde
☐ Azzurro

3. Pedane





- ☐ **Pedane fisse con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane estraibili con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio



- ☐ **Pedane fisse con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane elevabili estraibili**
 da sommare eventualmente ad anteriore abdutto
nessuna di autorizzazione tecnica

4. Predellini

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio (non realizzabili per L < 30 e anteriore dritto)
☐ Pedana unica in profilo di alluminio (necessaria per L < 30 e anteriore dritto)



Δ Cinturini fermapièdi

10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°

11. Salva abiti e braccioli

- ☐ Spondina in alluminio per schienale reclinabile



- ☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio per schienale reclinabile



Appoggiamiti

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi*
☐ 22" Light 24 raggi
☐ 20" Light 20 raggi
☐ 12" (300 mm) piene**
☐ 12" (300 mm) pneumatiche**

* ruote da 24" solo con P 34 o P36 cm
 ** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (24"allum.chiaro)
☐ OVAALG (24"sc.c/ins.sil.)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☐ Copricorr. in silicone

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
☐ Piene grigie 20"o 22" x 1
☐ Piene grigie 20-22-24"x1.3/8
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

8. Copriraggi

- ☐ Trasparenti
☐ Neri
☐ Fantasia
 codice:.....
☐ Fantasia con nome personalizzato
 nome:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia

9. Ruotine anteriori






- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene c.allum.arg.o nero
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene c.allum.arg.o nero
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 175 7" piene
☐ 175 7" pneumatiche

Data Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°.....

PAG.2/2 giugno 2026

ARIEL

con schienale
reclinabile



12. Maniglie di spinta
☐ Regolabili in altezza dritte

☐ Regolabili in altezza abdotte
**13. Posteriore**
☐ Posteriore CURVO
(non compatibile con passaggi stretti)

☐ Posteriore DRITTO
(previa autorizzazione tecnica)

☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)


con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
 ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300

15. Monoguida

(solo con campanatura 0° e ruote da 24"o 22")

☒ Destra

☒ Sinistra
**16. Prolunga passo**
☒ con piastra
prolunga passo
**14. Dispositivo di sbilanciamento**
Dritto
per post. dritto



☐ Destro
☐ Sinistro

Curvo
per post. curvo

☐ Destro
☐ Sinistro
**17. Antiribaltamento**
Dritto
per posteriore dritto

☐ Destro
☐ Sinistro
☒ DX e SX


Girevole
per posteriore curvo

☐ Destro
☐ Sinistro
☒ DX e SX
**18. Appoggiatesta**
☒ Prolunga schienale
regolabile in altezza

Standard h = 20 cm d = 15 cm
 Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale
☒ Avvolgente

☒ Sagomato

☒ Con supporti laterali
**19. Divaricatore**


Altezza dal
sedile:
☒ 1 cm
☒ 3 cm
☒ 5 cm
☒ 7 cm
☒ cm

20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"
☒ DX

☒ SX

Specificare l'altezza **H**
 da centro swing away a sedile

h: cm

**21. Set anodizzato**
☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

solo ruote Light

22. Cuscino foderato in poliuretano espanso
☒ Altezza 3 cm

☒ Altezza 5 cm
23. Tavolino
☒ Trasparente

☒ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio



esclusivamente disponibile con braccioli

24. Freni

☐ Classici leva corta (P>32 cm)
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Class.leva lunga (P>32 cm)
☐ Class.c/leva lunga piegh.
☐ A tiro c/leva lunga
☐ A tiro c/leva lunga piegh
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

25. Opzioni
☒ Barra tenditrice (sempre inclusa)

☒ Bretellaggio

☒ Cintura pettorale

☒ Divaricatore a fasce

☒ Pompetta per pneumatici

☒ Cinghi a pelvica a 45°

☒ Cinghi a pelvica imbottita a 45°

☒ Zainetto nero

☒ Protezioni anteriori
Note