

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....

☐ Preventivo

Firma

☐ Ordine n°.....


Peso utente kg.....

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
 Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda

☐ **standard (default)** Oopzione con magg.
☐ Oopzione di serie ♦ accessorio a listino
 ▲accessorio a N.T. con eventuale maggior.

ARIELallungabile +2+4+6cm
crash-tested


L	Larghezza Sedile	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36
P	Profondità Sedile	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	
HS	Altezza Schienale	☐ 21	☐ 23	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 38(80)	☐ 39(100)	☐ 40(125)	☐ 42(150)	☐ 44(150)	☐ 45(175)	☐ 46(175)
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le routine da 175mm necessitano di approvazione tecnica.								
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46
Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm								
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 25	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37
		☐ 39	☐ 41	☐ 43				

1. Colore telaio


- ☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Giallo pastello
☐ Azzurro cielo ☐ Rosa metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale, per s. posturale:
☒ **FAMEKH** (scheda a parte)
- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
 Tasca sedile e schienale di serie
- Colore**
☐ **Nero (default)**
☐ Rosso¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Azzurro¹
 1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

- ☐ **Pedane fisse con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane estraibili con anteriore DRITTO**
 freno a tiro obbligatorio



- ☐ **Pedane fisse con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO**
 Anteriore abdutto raccomandato per L < 32 cm
 freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
☐ **Pedane elevabili estraibili**
 da sommare eventualmente ad anteriore abdutto
necessita di autorizzazione tecnica

4. Predellini

NB:
 -da DP17 a DP31cm pedane/a
 montata/e sul telaio
 -per L24-26-28cm si
 raccomanda pedana unica

- ☐ Predellini separati in profilo di alluminio
☐ Pedana unica in profilo di alluminio

▲Cinturini fermapiedi

10. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 0°
☐ 1°
☐ 3°
☐ 5°


11. Salva abiti e braccioli

- ☐ Spondina in plastica
☐ Spondina in alluminio
☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica
☐ Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio

Appoggiagomiti

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

- ☐ Bracciolo a L, regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile e ribaltabile

**Appoggiagomiti**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

5. Ruote posteriori

- ☐ 24" 36 raggi*
☐ 22" 36 raggi
☐ 20" 36 raggi
☐ 24" Light 24 raggi*
☐ 22" Light 24 raggi
☐ 20" Light 20 raggi
☐ 12" (300 mm) piene**
☐ 12" (300 mm) pneumatiche**

* ruote da 24" solo con P 34 o P36 cm

** ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica (non dispon. con HP38 o HP40cm)

6. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAAL (24"allum.chiaro)
☐ OVAALG (24"sc.c/ins.sil.)
☐ Curve L (24")
☐ Gekko (24")
☒ Copricorr. in silicone

7. Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum.alta pressione scolpite (22"/24")
☐ Piene grigie 20"o 22" x 1
☐ Piene grigie 20-22-24"x1.3/8
☐ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

8. Copriraggi

- ♦ Trasparenti
 ♦ Neri
 ♦ Fantasia
 codice:.....
 ♦ Fantasia con nome personalizzato
 nome:.....
 vedi catalogo copriraggi Fantasia



9. Routine anteriori

- ☐ 80 3" piene cerchio plastica
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica
☐ 100 4" piene c.allum.arg.o nero
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene c.allum.arg.o nero
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" piene
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 175 7" piene (*)
☐ 175 7" pneumatiche (*)




(*) necessaria valutazione tecnica di compatibilità

Data Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n° Peso utente kg.....

12. Maniglie di spinta

☐ Fisse☐ Regolabili in altezza dritte☐ Regolabili in altezza abdotte

13. Posteriore


☐ Posteriore CURVO
(non compatibile
con passaggi stretti)☐ Posteriore DRITTO☐ Posteriore DRITTO
con ruotine
per passaggi stretti
(previa autorizzazione tecnica)con ruote da 300 verificare il posteriore più idoneo
ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300

15. Monoguida


(solo con campanatura 0°
e ruote monoguida da 24"o 22")

◇ Destra

◇ Sinistra



16. Prolunga passo

☐ con piastra
prolunga passo


14. Dispositivo di sbilanciamento

**Dritto**
per post. dritto☐ Destro
☐ Sinistro**Curvo**
per post. curvo☐ Destro
☐ Sinistro

17. Antiribaltamento

**Dritto**
per posteriore dritto☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX**Girevole**
per posteriore curvo☐ Destro
☐ Sinistro
◇ DX e SX

18. Appoggiatesta

◇ Prolunga schienale
regolabile in altezzaStandard h = 20 cm d = 15 cm
Personalizzato h = cm d = cm

Orbitale

△ Avvolgente




△ Sagomato



△ Con supporti laterali



19. Divaricatore


Altezza dal
sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ cm

21. Set anodizzato

☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

solo ruote Light

23. Tavolino


△ Trasparente
△ Morbido imbottitoSpecificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
(raccomandato)

esclusivamente disponibile con braccioli

20. Spinte laterali regolabili apribili "swing away"

◇ DX
◇ SXSpecificare l'altezza H
da centro swing away a sedile

h: cm



22. Cuscino foderato

in poliuretano espanso

◇ Altezza 3 cm
◇ Altezza 5 cm

25. Opzioni

☐ Adesivi per trasporto auto **crash tested**

△ Bretellaggio

△ Cintura pettorale

△ Divaricatore a fasce

◇ Pompetta per pneumatici

◇ Cinghia pelvica a 45°

◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇ Zainetto nero

◇ Protezioni anteriori

Note