

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rivenditore

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
12.22.91.718 pedane elevabili.
Nr. Repertorio MDR: 2351673


Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

CHILDREN 3000 crash-tested

☐ con posteriore
Children 3000

☐ con posteriore
curvo



- ☐ **CHILDREN 3000**
L Larghezza sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
- ☐ **CHILDREN 3000 PLUS**
L Larghezza sedile regolabile
(all'interno del range di regolazione selezionato)
- RANGE 1: ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32
RANGE 2: ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38

- P Profondità sedile ☐ 28 ☐ 30 (regolabile da 28 a 34 cm)
☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 (regolabile da 32 a 38 cm)
- HS Altezza schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
- HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
- HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
- DP Distanza Sedile Pedana ☐ 17* ☐ 19* ☐ 21* ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33
☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
- * Non disponibile con pedane estraibili

cm

Colore telaio

- ☐ Azzurro cielo ☐ Arancio ☐ Rosso perlato ☐ Rosa metallizzato
- ☐(vedi catalogo "Colori") a partire da:

①

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
☆ **FAMEKH** (scheda a parte)

②

Colore rivestimento (solo rivestimento Nylon)


- ☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

③

Telaio anteriore

④

- ☐ **Standard**
(sconsigliato
per L<32cm)
- ☐ **Abdotto**
(raccomandato
per L<32cm)




Pedane

⑤

- ☐ Estraibili
- ☐ Non estraibili
- Elevabili (estraibili)
soggette a valutazione tecnica di fattibilità

☐ Separata in profilo di alluminio


Solo per L>32cm (anteriore standard)
Solo per L>28cm (anteriore abdutto)



◇ Cinturini fermapiedi

☐ Unica in profilo di alluminio

⑦



◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti

⑧

- ☐ **Plastica (standard)**
- ☐ Alluminio curvo in tinta



☐ Bracciolo a "T" integrato nella spondina e regolabile in altezza (da sommare al salva abiti)

⑨



Appoggiamito




- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)

☐ Maniglie di spinta fisse

☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza dritte

☐ Maniglie di spinta regolabili in altezza abdotte

⑩



Ruote posteriori

⑪

- ☐ 24" Light (24 raggi) *
- ☐ 22" Light (24 raggi)
- ☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite
- ☐ Pieni grigie 20" o 22" x 1
- ☐ Pieni neri KIK 24" x 1
- ☐ Marathon Plus 22" o 24"

* NB: R24" solo con P= 34 o 36 cm e HP da 40 a 46 cm

Campanatura ruote posteriori

⑮

- ☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Corrimano

⑫

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ Carbolife Curve L 24" neri
- ☐ Carbolife GEKKO 24" neri
- ☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi

⑬

- ☆ Trasparenti
- ☆ Neri
- ☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
- ☆ Fantasia con nome personalizzato
" "
(vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori

⑭

- ☐ 80 (3") piene con luci
- ☐ 80 (3") piene cerchio plastica
- ☐ 100 (4") piene con luci
- ☐ 100 (4") piene cerchio plastica
- ☐ 100 (4") piene cer.all.agg.o nero
- ☐ 125 (5") piene cerchio plastica
- ☐ 125 (5") piene cer.all.agg.o nero
- ☐ 150 (6") pneumatiche (HA min.43cm)
- ☐ 150 (6") piene (HA min.43cm)


☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

CHILDREN
3000


Rivenditore

Antiribaltamento alzabile Children 3000
con posteriore Children 3000




- ☐ Destro
☐ Sinistro
☆ Destro e sinistro

Antiribaltamento girevole
con posteriore curvo




- ☐ Destro
☐ Sinistro
☆ Destro e sinistro

☆ **Prolunga passo**




Posteriore
Children 3000
(richiede antiribaltamento
alzabile Children 3000)



Posteriore
curvo (richiede
antiribaltamento
girevole)


○ **Schien.reclinabile**

solo con posteriore Children 3000



da 90° a 150°,
opzioni obbligatorie:
- posteriore Children 3000
- maniglie di spinta regolabili in H
- barra tenditrice
- piastra prolunga passo
- salva abiti in alluminio (per reclinabile)


Divaricatore



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm
Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile


Monoguida

solo con campanatura 0°
solo ruote 36 raggi 22" o 24"



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Spinte Laterali



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"
Lo schienale non è più abbattibile

Tavolino


- △ Trasparente
△ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
(raccomandato)



(Solo con braccioli)

Appoggiatesta



- ◇ Prolunga schienale
regolabile in altezza
Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = cm d = cm

Orbitale

△ Avvolgente



△ Sagomato



△ Con supporti laterali




Set anodizzato

(Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Cuscino foderato

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Freni

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici
☐ Integrati nel salva abiti
(previa autorizzazione tecnica)
☐ A tamburo + integrati
nel salva abiti
(previa autorizzazione tecnica)

- 27 ☐ Velcro universale (M+F) **Opzioni**
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
31 ◇ Cuscino rigido imbottito
32 ◇ Bretellaggio
33 ◇ Cintura pettorale
34 ○ Divaricatore a fasce
35 ☆ Barra tenditrice
36 ☆ Barra tenditrice allargabile
37 ☆ Pompetta per pneumatici
38 ☆ Cinghia pelvica a 45°
39 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
40 ☆ Zainetto nero
41 ☆ Protezioni anteriori
42 ☐ Adesivi per trasporto auto

crash
tested

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
☐ Schienale posturale **Samekh**
☐ Schienale posturale **Nxt**