

Timbro Rivenditore

Data: _____

 Preventivo _____ Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____ peso utente ____ kg

2024 · Firma _____


N° Repertorio DM K-BIKE|1479787

Opzioni:

- 8TK003: Riduzione della larghezza della seduta. . .
- 8TK002: Riduzione della profondità della seduta. . .
- 8TK001: Appoggiatesta sagomato e regolabile. . .
- 802/0: Bretellaggio

K-BIKE

- *Struttura in alluminio*
- *Telaio smontabile*
- *Pedana regolabile in altezza con cinturini fermapièdi*
- *Due ruote Mountain bike da 20" ammortizzate*
- *Maniglioni anteriori ad inclinazione variabile, con funzione di cavalletto, rimovibili per il trasporto*
- *Maniglioni posteriori ad inclinazione variabile, con funzione di cavalletto rimovibili per il trasporto*
- *Larghezza sedile: 42 cm*
- *Profondità sedile: 42 cm*
- *Altezza schienale: 58 cm*
- *Schienale e sedile imbottiti*
- *Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile per trasporto*
- *Braccioli fissi con appoggia gomiti e impugnature regolabili*
- *Freni a disco indipendenti su entrambe le ruote*
- *Cinghia pelvica di sicurezza*
- *Seduta alta da terra 68 cm*
- *Peso dell'ausilio 39 kg*
- *Portata massima: 90 kg*



I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. I prezzi fanno riferimento al listino in vigore.

Tutte le configurazioni ed eventuali opzioni fuori scheda sono soggette a valutazione tecnica.