

Timbro Rivenditore

N° Repertorio RDM EASYTREKKING 2332397

Opzioni:

- ☐ 8TK004: Fascia anteriore di traino
- ☐ 802/1: Bretellaggio
- ☐ 8TK001: Appoggiatesta sagomato e regolabile

- Larghezza sedile: 34 cm
- Profondità sedile: 40 cm
- Altezza schienale: 35 cm
- Altezza seduta: 65 cm
- Peso dell'ausilio: 26 Kg
- Portata massima: 50 kg

Data: _____

☐ Preventivo _____☐ Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____ peso utente ____ kg

2026 · Firma _____

EASYTREKKING

- Struttura in alluminio
- Telaio completamente smontabile
- Pedana regolabile in altezza, con cinturini fermapièdi
- Monoruota Mountain bike da 20" con ammortizzatore
- Freno di servizio
- Cavalletto di stazionamento a tre appoggi
- Maniglioni anteriori sfilabili
- Maniglioni posteriori sfilabili e regolabili
- Schienale e sedile imbottiti
- Schienale regolabile in inclinazione in 4 posizioni
- Braccioli fissi alti 20 cm completi di appoggiagomito
- Cinghia di sicurezza



Misure di ingombro dell'ausilio smontato:

larghezza 42 cm (seduta da 34 cm)

altezza 43 cm (schienale alto 35 cm)

profondità 78 cm (seduta profonda 40 cm)