

Timbro Rivenditore



Data: _____

☐ Preventivo _____

☐ Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____ peso utente ____ kg

2026 · Firma _____

N° Repertorio RDM K-BIKE.....2332397

Opzioni:

- ☐ 8TK003: Riduzione della larghezza della seduta
- ☐ 8TK002: Riduzione della profondità della seduta
- ☐ 8TK001: Appoggiatesta sagomato e regolabile
- ☐ 8TK004/IMB: Imbragatura di traino
- ☐ 802/0: Bretellaggio

K-BIKE

- Struttura in alluminio
- Telaio smontabile
- Pedana regolabile in altezza con cinturini fermapièdi
- Due ruote Mountain bike da 20" ammortizzate
- Maniglioni anteriori ad inclinazione variabile, con funzione di cavalletto, rimovibili per il trasporto
- Maniglioni posteriori ad inclinazione variabile, con funzione di cavalletto, rimovibili per il trasporto
- Larghezza sedile: 42 cm
- Profondità sedile: 42 cm
- Altezza schienale: 58 cm
- Schienale e sedile imbottiti
- Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile per trasporto
- Braccioli ribaltabili con appoggiagomiti e impugnature regolabili
- Freni a disco indipendenti su entrambe le ruote
- Cinghia pelvica di sicurezza
- Seduta alta da terra 68 cm
- Peso dell'ausilio 39 kg
- Portata massima: 90 kg

