

Rivenditore

Data:
 Preventivo.....
 Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2023 · Firma.....



- ARMADILLO
- ARMADILLO con VICAIR



Taglia (pollici)		14"	16"	18"	20"	22"	24"
ARMADILLO in tre sezioni	lunghezze scocca, cm	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 46 (18") <input type="checkbox"/> 50 (20")			
	compatibilità carrozine taglie in cm	36 38 40	40 42 44	46 48 50	50 52 54	56 58 60	62 64 66
ARMADILLO con VICAIR in tre sezioni	lunghezze scocca, cm	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 46 (18")		
	compatibilità carrozine taglie in cm	36 38 40	40 42 44	46 48 50	50 52 54		

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



- 05NMAPSLCS_DX
 - 05NMAPSLCS_SX
- Spinta laterale fissa
pad sagomato doppio
13.5 x 11 cm



- 05NMAPSDLTSF
- Spinta laterale fissa
pad XL - 18.5 x 16 cm



- 05NMAPSDLTSS_DX
 - 05NMAPSDLTSS_SX
- Spinta laterale swing away
pad XL - 18.5 x 16 cm



- 05NIB0747
- Attacco appoggiatesta
standard



- 05NIB1306
- Attacco appoggiatesta
flipback



- 05NIB0785
- appoggiatesta imbottitura
sagomata 23x13 cm



- 05NIB0784
- appoggiatesta imbottitura
rettangolare L 25x13 cm




- 05NIB0818
- appoggiatesta imbottitura
rettangolare XL 36x13

Rivenditore

Data:
 Preventivo
 Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2023 · Firma:

Specifiche tecniche



ARMADILLO Specifiche

Peso ¹	1.77 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 61 cm
Inclinazione sezione superiore	40° in avanti / 20° indietro
Inclinazione sezione inferiore	30° in avanti / 30° indietro
Peso massimo utente	Larghezza 40 - 50 cm: 135 kg Larghezza 50 - 61 cm: 180 kg

¹Scocca da 40 cm

ARMADILLO CON TECNOLOGIA VICAIR Specifiche

Peso ¹	1.77 kg
Lunghezza scocca	40 - 46 cm
Larghezza	36 - 50 cm
Inclinazione sezione superiore	40° in avanti / 20° indietro
Inclinazione sezione inferiore	30° in avanti / 30° indietro
Peso massimo utente	Larghezza 40 - 50 cm: 135 kg

¹Scocca da 40 cm

ARMADILLO (cm)

inch cm	14 36	16 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50	24 x 18 61 x 46	24 x 20 61 x 50
A	36	40	46	46	50	50	56	56	61	61
B	29	34	39.5	39.5	44.5	44.5	50	50	54.5	54.5
C	4.5									
D	40	40	46	50	46	50	46	50	46	50

ARMADILLO CON TECNOLOGIA VICAIR (cm)


inch cm	14 36	16 40	18 46	20 50
A	29	34	39.5	44.5
B	35	40	46	50
C	Compartimenti regolabili con SmartCells			
D	40	40	46	46

spinte laterali




Spinta S fissa

7.5 x 8.5 cm



Spinta sagomata doppia

13.5 x 11 cm



Spinta XL swing-away

18.5 x 16 cm



Spinta XL fisso

18.5 x 16 cm