


Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2023 · Firma:



nxt SEATING **OFFCARR**

CLASSIC supporto pelvico

☐ Profilo
ATTIVO



☐ Profilo
DEEP
avvolgente
12÷18 cm



Taglia (pollici)	☐ 16"	☐ 18"	☐ 20"	☐ 22"
CLASSIC lunghezza scocca cm (pollici)	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")
CLASSIC supporto pelvico	38 ¹ 40	44 ¹ 46	48 ¹ 50	54 ¹ 56
compatibilità carrozzine taglie in cm	42 44	48 50	52 54	58 60

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ 05NLAFSNLPHL pad L
Spinta laterale fissa



☐ 05NIB0747
Attacco appoggiatesta
standard
i due elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747



☐ 05NIB0785
imbottitura appoggiatesta
sagomata 23x13 cm



☐ 05NLASSNLPSL pad L
Spinta laterale swing away




☐ 05NIB1306
Attacco appoggiatesta
flipback
i tre elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747, 05NIB1306



imbottitura appoggiatesta
rettangolare:
☐ 05NIB0784 L 25 x 13 cm
☐ 05NIB0818 XL 36 x 13 cm



☐ 05NLASANLPSL pad L
☐ 05NLASANLPTSS pad doppio
Spinta laterale swing away
con braccio estendibile



☐ 8KITNXT
Coppia di piastre di
adattamento
larghezza



☐ Privacy flap
05NIB1938 11"-13"
05NIB1078 14"-16"
05NIB1079 17"-19"
05NIB1080 20"-22"
05NIB1081 23"-26"

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
Rif. Utente:
2023 · Firma:

Specifiche Tecniche

CLASSIC Specifiche



Peso ¹	1.18 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 56 cm
Profondità	7.5 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso basato su una scocca da 16»

CLASSIC DEEP Specifiche

Peso ¹	1.5 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 56 cm
Profondità	14 - 17.8 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Weight based on 16" shell




CLASSIC Supporto pelvico fisso, profilo attivo - cm

inch cm	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	34	34	34	39	39	39	44.5	44.5	44.5	49.5	49.5	49.5
B	30	30	30	35	35	35	40	40	40	44.5	44.5	44.5
C	7.52											
D	23.5	24	25	23.5	24	25	23.5	24	25	23.5	24	25
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

CLASSIC DEEP Supporto pelvico fisso, profilo avvolgente - cm


inch cm	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	33.5	33.5	33.5	39	39	39	44	44	44	49	49	49
C	12.5 - 18											
D	23											
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

combinazioni spinte



Attacco fisso,
spinta small

7.5 x 8.5 cm



Attacco fisso,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con snodo,
spinta small

7.5 x 8.5 cm




Attacco con snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con doppio snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco con doppio snodo,
spinta small doppia

7.5 x 8.5 cm

Sostegni opzionali

per modulare lo spessore del supporto.



Sostegni lombari inclusi

Sostegni laterali su richiesta