

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2023 · Firma:



- ☐ **XTEND**
Regolabile in altezza 40÷50 cm
- ☐ **XTEND LOW**
Regolabile in altezza 33÷43 cm

☐ **Profilo ATTIVO**



☐ **Profilo DEEP avvolgente**
14÷18 cm



Taglia (pollici)	☐ 12"	☐ 14"	☐ 16"	☐ 18"	☐ 20"	☐ 22"	☐ 24"
XTEND regolabile compatibilità carrozzine	X	X	38 ¹ 40 42 44	44 ¹ 46 48 50	48 ¹ 50 52 54	54 ¹ 56 58 60	60 ¹ 62 64 66
XTEND LOW regolabile basso compatibilità carrozzine	28 ¹ 30 32 34	34 ¹ 36 38 40	38 ¹ 40 42 44	44 ¹ 46 48 50	48 ¹ 50 52 54	54 ¹ 56 58 60	X

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ **05NLAFSNLPHL pad L**
Spinta laterale fissa



☐ **05NLASSNLPSL pad L**
Spinta laterale swing away




☐ **05NLASANLPSL pad L**
☐ **05NLASANLPTSS pad doppio**
Spinta laterale swing away con braccio estendibile



☐ **05NIB0747**
Attacco appoggiatesta standard
i due elementi dell'attacco possono essere forniti separatamente come parti di ricambio: 05NIB0823, 05NIB0747



☐ **05NIB1306**
Attacco appoggiatesta flipback
i tre elementi dell'attacco possono essere forniti separatamente come parti di ricambio: 05NIB0823, 05NIB0747, 05NIB1306



☐ **8KITNXT**
Coppia di piastre di adattamento larghezza



☐ **05NIB0785**
imbottitura appoggiatesta sagomata 23x13 cm



imbottitura appoggiatesta rettangolare:



☐ **05NIB0784 L** 25 x 13 cm
☐ **05NIB0818 XL** 36 x 13 cm



☐ **Privacy flap**
05NIB1938 11"-13"
05NIB1078 14"-16"
05NIB1079 17"-19"
05NIB1080 20"-22"
05NIB1081 23"-26"

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo.....
☐ Numero d'ordine:
Rif. Utente:
2023 · Firma.....

Specifiche Tecniche

XTEND Specifiche

Peso ¹	1.86 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	9 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

XTEND DEEP Specifiche

Peso ¹	2.13 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	14 - 18 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

XTEND LOW Specifiche


Peso ¹	1.86 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	9 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm


XTEND LOW DEEP Specifiche

Peso ¹	2.13 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	14 - 18 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm




	XTEND profondità 9 cm					XTEND DEEP profondità 14-18 cm				
inch cm	16 40	18 46	20 50	22 56	24 61	16 40	18 46	20 50	22 56	24 61
A	34	39	44.5	49.5	54.5	38	43	48	53	58.5
B	30	35	40	45	50	33.5	39	44	49	54
C	9					14 - 18				
D	18					18				
E	7.5 - 18					7.5 - 18				
F	40 - 50					40 - 50				



	XTEND LOW profondità 9 cm						XTEND LOW DEEP profondità 14-18 cm					
inch cm	12 30	14 36	16 40	18 46	20 50	22 56	12 30	14 36	16 40	18 46	20 50	22 56
A	24	29	34	39	44.5	49.5	27.9	33	38	43	48	56
B	19.5	25	30	35	40	45	23.5	28.5	33.5	39	44	49
C	9						14 - 18					
D	15						15					
E	5 - 15						5 - 15					
F	36 - 43						36 - 43					

combinazioni spinte



Attacco fisso,
spinta small

7.5 x 8.5 cm




Attacco con snodo,
spinta small

7.5 x 8.5 cm



Attacco con doppio snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco fisso,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco con doppio snodo,
spinta small doppia

7.5 x 8.5 cm

Sostegni opzionali

per modulare lo spessore del supporto.



Sostegni lombari inclusi

Sostegni laterali su richiesta