

Rivenditore

Data: .....  
☐ Preventivo .....  
☐ Numero d'ordine: .....  
 Rif. Utente: .....  
 2023 · Firma: .....



- ☐ üFIT supporto pelvico  
☐ üFIT II supporto toracico

☐ Profilo  
ATTIVO



☐ Profilo  
DEEP  
avvolgente



| Taglia (pollici)                |                             | 14"                                                                                                         | 16"                                                                                                         | 18"                                                                                                         | 20"                                                                                                         | 22"                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| üFIT<br>supporto<br>pelvico     | lunghezze scocca<br>cm      | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") |
|                                 | compatibilità<br>carrozzone | 36                                                                                                          | 40                                                                                                          | 46                                                                                                          | 50                                                                                                          | 56                                                                                                          |
|                                 | taglie in cm                | 38<br>40                                                                                                    | 42<br>44                                                                                                    | 48<br>50                                                                                                    | 52<br>54                                                                                                    | 58<br>60                                                                                                    |
| üFIT II<br>supporto<br>toracico | lunghezze scocca<br>cm      | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") | <input type="checkbox"/> 40 (16")<br><input type="checkbox"/> 46 (18")<br><input type="checkbox"/> 50 (20") |
|                                 | compatibilità<br>carrozzone | 36                                                                                                          | 40                                                                                                          | 46                                                                                                          | 50                                                                                                          | 56                                                                                                          |
|                                 | taglie in cm                | 38<br>40                                                                                                    | 42<br>44                                                                                                    | 48<br>50                                                                                                    | 52<br>54                                                                                                    | 58<br>60                                                                                                    |

<sup>1</sup> con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ 05NLAFSNLPHL pad L  
Spinta laterale fissa

☐ 05NLASSNLPSL pad S  
☐ 05NLASSNLPSL pad L  
Spinta laterale swing away

☐ 05NLASANLPSL pad L  
☐ 05NLASANLPTSS pad doppio  
Spinta laterale swing away  
con braccio estendibile



☐ 05NIB0747  
Attacco appoggiatesta  
standard

☐ 05NIB1306  
Attacco appoggiatesta  
flipback

☐ 8KITNXT  
Coppia di piastre di  
adattamento larghezza



☐ 05NIB0785  
imbottitura sagomata 23x13 cm

imbottitura rettangolare:  
☐ 05NIB0784 L 25 x 13 cm  
☐ 05NIB0818 XL 36 x 13 cm

☐ Privacy flap

05NIB1938 05NIB1080  
05NIB1078 05NIB1081  
05NIB1079

Rivenditore

Data: .....  
☐ Preventivo .....  
☐ Numero d'ordine: .....  
 Rif. Utente: .....  
 2023 · Firma: .....

# Specifiche Tecniche



## ÜFIT specifiche

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Peso <sup>1</sup> | 3.3 kg                      |
| Lunghezza scocca  | 40 - 50 cm                  |
| Larghezza         | 36 - 56 cm                  |
| Profondità        | 16 cm                       |
| Peso massimo      | 135 kg<br>L > 56 cm: 180 kg |

<sup>1</sup> Peso con scocca 40 cm

## ÜFIT DEEP specifiche

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Peso <sup>1</sup> | 3.6 kg                      |
| Lunghezza scocca  | 40 - 50 cm                  |
| Larghezza         | 36 - 56 cm                  |
| Profondità        | 20 - 22 cm                  |
| Peso massimo      | 135 kg<br>L > 56 cm: 180 kg |

<sup>1</sup> Peso con scocca 40 cm

## ÜFIT II specifiche


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Peso <sup>1</sup> | 3.3 kg                      |
| Lunghezza scocca  | 40 - 50 cm                  |
| Larghezza         | 36 - 56 cm                  |
| Profondità        | 20 cm                       |
| Peso massimo      | 135 kg<br>L > 56 cm: 180 kg |

<sup>1</sup> Peso con scocca 40 cm

## ÜFIT II DEEP specifiche

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Peso <sup>1</sup> | 3.6 kg                      |
| Lunghezza scocca  | 40 - 50 cm                  |
| Larghezza         | 36 - 56 cm                  |
| Profondità        | 21.5 - 24 cm                |
| Peso massimo      | 135 kg<br>L > 56 cm: 180 kg |


<sup>1</sup> Peso con scocca 40 cm



## ÜFIT Supporto pelvico sagomabile, profilo attivo - cm

| inch<br>cm     | 14 x 16<br>36 x 40 | 14 x 18<br>36 x 46 | 14 x 20<br>36 x 50 | 16 x 16<br>40 x 40 | 16 x 18<br>40 x 46 | 16 x 20<br>40 x 50 | 18 x 16<br>46 x 40 | 18 x 18<br>46 x 46 | 18 x 20<br>46 x 50 | 20 x 16<br>50 x 40 | 20 x 18<br>50 x 46 | 20 x 20<br>50 x 50 | 22 x 16<br>56 x 40 | 22 x 18<br>56 x 46 | 22 x 20<br>56 x 50 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A              | 33                 | 33                 | 33                 | 38                 | 38                 | 38                 | 43                 | 43                 | 43                 | 48                 | 48                 | 48                 | 53                 | 53                 | 53                 |
| B              | 27                 | 27                 | 27                 | 32                 | 32                 | 32                 | 37.5               | 37.5               | 37.5               | 42.5               | 42.5               | 42.5               | 47.5               | 47.5               | 47.5               |
| C <sup>1</sup> | 16                 |                    |                    | 16                 |                    |                    | 16                 |                    |                    | 16                 |                    |                    | 16                 |                    |                    |
| D              | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 |
| E              | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 |


<sup>1</sup> Considerare 8 cm di imbottitura



## ÜFIT DEEP Supporto pelvico sagomabile, profilo avvolgente - cm

| inch<br>cm     | 14 x 16<br>36 x 40 | 14 x 18<br>36 x 46 | 14 x 20<br>36 x 50 | 16 x 16<br>40 x 40 | 16 x 18<br>40 x 46 | 16 x 20<br>40 x 50 | 18 x 16<br>46 x 40 | 18 x 18<br>46 x 46 | 18 x 20<br>46 x 50 | 20 x 16<br>50 x 40 | 20 x 18<br>50 x 46 | 20 x 20<br>50 x 50 | 22 x 16<br>56 x 40 | 22 x 18<br>56 x 46 | 22 x 20<br>56 x 50 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A              | 33                 | 33                 | 33                 | 38                 | 38                 | 38                 | 43                 | 43                 | 43                 | 48                 | 48                 | 48                 | 53                 | 53                 | 53                 |
| B              | 27                 | 27                 | 27                 | 32                 | 32                 | 32                 | 37.5               | 37.5               | 37.5               | 42.5               | 42.5               | 42.5               | 47.5               | 47.5               | 47.5               |
| C <sup>1</sup> | 20 - 22            |                    |                    | 20 - 22            |                    |                    | 20 - 22            |                    |                    | 20 - 22            |                    |                    | 20 - 22            |                    |                    |
| D              | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 |
| E              | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 |


<sup>1</sup> Considerare 8 cm di imbottitura



## ÜFIT II Supporto toracico sagomabile, profilo attivo - cm

| inch<br>cm     | 14 x 16<br>36 x 40 | 14 x 18<br>36 x 46 | 14 x 20<br>36 x 50 | 16 x 16<br>40 x 40 | 16 x 18<br>40 x 46 | 16 x 20<br>40 x 50 | 18 x 16<br>46 x 40 | 18 x 18<br>46 x 46 | 18 x 20<br>46 x 50 | 20 x 16<br>50 x 40 | 20 x 18<br>50 x 46 | 20 x 20<br>50 x 50 | 22 x 16<br>56 x 40 | 22 x 18<br>56 x 46 | 22 x 20<br>56 x 50 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A              | 33                 | 33                 | 33                 | 38                 | 38                 | 38                 | 43                 | 43                 | 43                 | 48                 | 48                 | 48                 | 53                 | 53                 | 53                 |
| B              | 27                 | 27                 | 27                 | 32                 | 32                 | 32                 | 37.5               | 37.5               | 37.5               | 42.5               | 42.5               | 42.5               | 47.5               | 47.5               | 47.5               |
| C <sup>1</sup> | 20                 |                    |                    | 20                 |                    |                    | 20                 |                    |                    | 20                 |                    |                    | 20                 |                    |                    |
| D              | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 |
| E              | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 |
| F              | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 |

<sup>1</sup> Considerare 8 cm di imbottitura



## ÜFIT II DEEP Supporto toracico sagomabile, profilo avvolgente - cm

| inch<br>cm     | 14 x 16<br>36 x 40 | 14 x 18<br>36 x 46 | 14 x 20<br>36 x 50 | 16 x 16<br>40 x 40 | 16 x 18<br>40 x 46 | 16 x 20<br>40 x 50 | 18 x 16<br>46 x 40 | 18 x 18<br>46 x 46 | 18 x 20<br>46 x 50 | 20 x 16<br>50 x 40 | 20 x 18<br>50 x 46 | 20 x 20<br>50 x 50 | 22 x 16<br>56 x 40 | 22 x 18<br>56 x 46 | 22 x 20<br>56 x 50 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A              | 33                 | 33                 | 33                 | 38                 | 38                 | 38                 | 43                 | 43                 | 43                 | 48                 | 48                 | 48                 | 53                 | 53                 | 53                 |
| B              | 27                 | 27                 | 27                 | 32                 | 32                 | 32                 | 37.5               | 37.5               | 37.5               | 42.5               | 42.5               | 42.5               | 47.5               | 47.5               | 47.5               |
| C <sup>1</sup> | 21.5 - 24          |                    |                    | 21.5 - 24          |                    |                    | 21.5 - 24          |                    |                    | 21.5 - 24          |                    |                    | 21.5 - 24          |                    |                    |
| D              | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 | 15                 | 18                 | 20                 |
| E              | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 | 14                 | 16.5               | 19                 |
| F              | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 | 40                 | 46                 | 50                 |

<sup>1</sup> Considerare 8 cm di imbottitura