

Rivenditore

Ordine N° _____ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____


PAG. 1/2
gennaio 2023

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio MDR: 2351552

Legenda
 di serie ○ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a listino
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione

QUASAR DA BALLO CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46 48
DP Distanza Sedile Pedana 37 39 41 43 45 47 49



- Colore telaio** ①
 Titanio lucido Nero opaco
 Bianco perlato Nero lucido
 Titanio naturale
 Colore.....
 (vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo

- Rivestimenti:** ②
Sedile
 Telo avvitato
 Telo tensionato
 Rigido in carbonio
Schienale
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tens.

- Colore rivestimento schienale** ③
 Nero
 Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, verde dry, grigio


Pedana Unica Tubolare in Titanio ④

-
- Aperta Chiusa in carbonio
 Chiusa regolabile

Maniglie di spinta ⑤


-
- Senza maniglie Maniglie fisse
 Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale ⑥




- 9 cm (standard) 11 cm
 0 cm (biamputati) 13 cm
 3 cm 15 cm
 5 cm 17 cm
 7 cm cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑦



- 89°
 91° (standard)
 93°

Angolo anteriore telaio (regolabile) ⑧



- 83° (standard) (A = 16 cm)
 75° (A = 21 cm)
 custom (A=.....cm)

Campanatura ruote post. ⑨

- 1° 2° 3° 4°
cm (max 12°)


- Alberini Ø 12 mm (default)
 Alberini Ø 1/2" (12,7 mm)
 Lunghezza bussole 42 mm (default)
 Lunghezza bussole 50 mm

Salva abiti ⑩

-
- Alluminio con ala in fibra di carbonio
 Carbonio dritto
 Estraibile con ala in carbonio
 Estraibile

Archetto schienale ⑪

- Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 19mm.
 Altro: P.....cm; H.....cm; dia.....mm.



Freni ⑫

- senza freni
 a scomparsa
 composite
 standard
 standard a tiro

Antiribaltamento centrale (di serie) ⑬

- Ruotina dell'antiribaltamento centrale **con luci**
 Antiribaltamento centrale rinforzato
 Antiribaltamento centrale rinforzato, con pedana per secondo ballerino

Note

Rivenditore

Ruote posteriori (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
- 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
- 24" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- Pneum. Schwalbe One
- Pneum. alta pressione Lisce
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Piene 24" KIK

Corrimano (15)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- CL CURVE L 24" neri
- CL CURVE L TetraGrip gomm.24"
- CL QUADRO gommati neri 24"
- CL GEKKO 24" neri
- ☆ Copricorr. in silicone

CarboLife: solo Gekko disponibili con ruote Star 6x3

Copriraggi (16)

- ☆ Trasparenti 24"
 - ☆ Neri 24"
 - ☆ Fantasia 24"
 codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato (18)
 in poliuretano espanso




- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Ruote anteriori (17)

- 80 (3") piene
- 80 (3") piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio alluminio
- 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio alluminio
- 125 (5"x1) piene con luci

Tasche (19)



- Tasca sotto sedile



- Tasca schienale

Set anodizzato (20)

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
 supporto spondine e forcelle)

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Opzioni

- 22 Velcro universale (M+F)
- 23 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 24 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 25 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 26 Sedile rigido saldato
- 27 Salvaabiti saldati, in titanio
- 28 ☆ Pompetta per pneumatici
- 29 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 30 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 31 ☆ Zainetto nero
- 32 ☆ Protezioni anteriori

Profilo
**SEDUTA
 STANDARD**




NB: sedile rigido in CARBONIO
 solo per profilo seduta standard

Profilo
**SEDUTA
 ERGONOMICA**




ANTERIORE
A Y (standard)




standard:
 L-13cm

ANTERIORE
A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con
 pedana regolabile in inclinazione chiusa)

ANTERIORE
DRITTO



(scelta necessaria per
 larghezza seduta 34cm)

Note (21)

- Apertura telaio anteriorecm (su misura)
- Telaio rinforzato (per portata 100-120 Kg)