

Handbikes

EASYBIKE da adulto

Caratteristiche tecniche

Manopola di spinta per tetraplegici

- Telaio in acciaio.
- Ruota anteriore da 24" con copertura ad alta pressione (o eventualmente 20" MTB con copertura Offroad, in alternativa).
- Braccetti di fissaggio regolabili in larghezza ed inclinazione.
- Cavalletto regolabile.
- Fanalino anteriore e segnalatore acustico.

EASYBIKE 8C

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti e freno a contropedale.

EASYBIKE 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

EASYBIKE 27

Cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole.



Fanalino anteriore



Ciclo computer

Per ragioni di sicurezza l'unico Easybike può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.

Scheda d'ordine

- ☐ EASYBIKE 8C
- ☐ EASYBIKE 8F
- ☐ EASYBIKE 27


- Modello carrozzina su cui applicare l'Easybike:.....

- Larghezza esterna dei tubi anteriori del telaio : (L) cm

- Altezza utilizzatore: cm

- Colore telaio: ☐ grigio metallizzato ☐ blu metallizzato
☐ nero brillante


- Ruota 20" Mountain-bike con copertura Offroad ☐
(al posto della 24" con cop. alta pressione STD)



NOTE PER L'APPLICAZIONE

Per trovare la giusta inclinazione dell'Easybike, i braccetti devono essere regolati in modo simmetrico e si deve usare come riferimento il segno sul dente (A) rispetto all'incavo (B).

Inoltre si consiglia di regolare l'Easybike, applicata alla carrozzina, con le manopole che distino, in rotazione, 5 cm dalle gambe e 15 cm dal petto.



Optional

- ☐ Ciclo computer con fili
- ☐ Specchietto retrovisore
- ☐ Manopole per tetraplegici
- ☐ Colore diverso dallo standard:

(vedere catalogo "Colori")



OFFCARR
carrozzine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____

☐ N° d'ordine: _____ ☐ Preventivo _____

Rif. Utente: _____ Peso Kg _____

Note: _____