



Caratteristiche tecniche




- Telaio in alluminio
- Forcella in alluminio.
- Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti o cambio RevoShift a 24 rapporti.
- Comandi freno e cambi sulle manopole di spinta.
- Freno di stazionamento.
- Ruota anteriore da 26".
- Ruote posteriori da 26" montate con copertoncini, campanate 6° o 12°.
- Schienale anatomico imbottito alto 49 cm, regolabile in profondità ed in inclinazione.
- Sedile rigido imbottito larghezza 34 cm.
- Appoggia gambe regolabile in profondità con sostegno appoggia-piedi in PVC regolabile.
- Barra paraurti posteriore regolabile ed estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 17,4 kg



Barra paraurti regolabile ed estraibile



Manopole per tetraplegici



Scheda d'ordine

- Altezza movimento centrale (A): ☐ 30 cm ☐ 36 cm
- Colore telaio: ☐ rosso Ferrari ☐ nero op.
☐ grigio metallizzato
- Serie pignoni: ☐ 11-12-14-16-18-21-24-28-32
☐ 12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Guarnitura: ☐ 22-32-44 denti (Shimano)
☐ 30-39-48 denti (Miche)
☐ 30-42-52 denti (Shimano)
- Cambio: ☐ Mod. Shimano Revo Shift a 24 rapporti
☐ Mod. Shimano XT a 27 rapporti
- Campanatura ruote: ☐ 6° ☐ 12°
- Sedile: ☐ standard (D) ☐ Steso (E)
- Distanza tra movimento centrale e schienale (C):.....
- Distanza tra movimento centrale e sedile (B):.....
- Luce anteriore e posteriore

Optional

- ☐ Colore diverso dallo standard:(vedere catalogo "Colori")
- ☐ Specchietto retrovisore
- ☐ Freni a disco posteriori ☐ Freno a disco anteriore
- ☐ Bandierina e morsetto di fissaggio ☐ Paraurti con rullo
- ☐ Aggancio-sgancio rapido scarpetta
- Manopole per tetraplegici: ☐ tipo (F) ☐ tipo (H)
- Portaborraccia ☐ Borraccia ☐ Borraccia termica ☐
- Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____